

SFIGMOMANOMETRI CON MANOMETRO SUL BRACCIALE

CE 0051

32724

CE 0051

CE 0476



ALTA QUALITÀ

Bracciale in tela di qualità
Quadrante extra large Ø 65 mm

Pera extra large 9x5 cm

- **32724 SFIGMO BERLIN** - chiusura velcro
Il massimo della qualità per uno sfigmo con manometro montato sul bracciale:
- manometro ad alta precisione con quadrante extra large, Ø 65 mm
- bracciale di alta qualità, dotato di supporto in simil pelle e chiusura a velcro
- pera extra large in PVC, 9x5 cm, latex free
Produzione Italiana. Manometro tedesco.



QUALITÀ ITALIANA

32723

- **32723 NUOVO SFIGMO EXACTOPHON** - con chiusura a pressione
Sfigmomanometro elegante, affidabile e solido. Dotato di un manometro di precisione fissato su un supporto in similpelle sul bracciale di tela molto resistente con chiusura a pressione. Confezione in una scatola e borsa portasfigmo. Produzione italiana.
- **32805 POLMONE EXACTOPHON** - ricambio
- **32806 BRACCIALE EXACTOPHON** - ricambio



ECONOMICO

LATEX FREE

32719

- **32719 SFIGMO GIMATONO** - latex free
Sfigmomanometro economico con manometro cromato fissato sul bracciale, provvisto di anello gommato di protezione. Bracciale in nylon e finiture simil-pelle. Polmone adulto a 2 tubi, in TPU latex free con pera standard in gomma PVC latex free. Fornito in una borsetta di nylon e scatola di cartone. Produzione cinese.

SFIGMO SHOCK RESISTANT

CE 0476

STANDARD ISO 81060

GARANZIA 3 ANNI



32702

- **32702 SFIGMO RESISTENTE AGLI URTI**
Sfigmomanometro di alta qualità, resistente agli urti, conforme allo standard ISO 81060
Design unico con sistema di smorzamento del manometro
Design creativo con una struttura compatta che lo rende più stabile. Sistema di ammortamento che permette di assorbire gli urti
Altre caratteristiche
Ampio quadrante di Ø 55 mm facile da leggere
Valvola di rilascio d'aria di elevata precisione, calibrazione precisa e sgonfiaggio rapido
Bracciale in nylon con polmone latex free
Pera morbida per un gonfiaggio veloce
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

SFIGMO MINOR 2 - 2 TUBI



CE 0123

32714

LATEX FREE

Manometro calibrabile dall'utente

- **32714 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi** - bracciale nero velcro
- **32713 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi** - bracciale verde in cotone a gancio
Sfigmomanometro di alta qualità con design tradizionale ma funzioni innovative*:
- manometro di alta precisione calibrabile dall'utilizzatore tramite un cacciavite in dotazione
- sistema di insufflazione a 2 tubi
- disponibile con bracciale lavabile in nylon con chiusura velcro oppure in cotone con chiusura ganci.



32713