

SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON®



CE 0124

• **32710 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON®** con 3 bracciali
 Sfigmomanometro pediatrico palmare con 3 bracciali
 - manico in acciaio inox e manico ergonomico a cucchiaio che garantisce un veloce gonfiaggio del bracciale
 - manometro metallico di facile lettura, scala in alluminio Ø 49 mm
 - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alle pressioni fino a 600 mmHg
 - scala lineare fino a 300 mmHg, ±3 mmHg
 - bracciali con motivo a orsetti
 Fornito con 3 bracciali pediatrici (bambini, infanti e neonati in astuccio con cerniera in nylon imbottito)
 Neonati: dimensione 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm
 Bambini: dimensione 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm
 Ragazzi: dimensione 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm
 Produzione Tedesca

32710



Riester

PRESSAN® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI

• **32858 PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI**
 - conf. da 10 pz.

Un accessorio pratico e igienico per proteggere la pelle dei pazienti durante l'utilizzo dello sfigmomanometro.
 Materiale: tessuto non tessuto bianco. Garantisce comfort e igiene.
 Adatto a tutti i tipi di sfigmomanometro o holter pressorio.



32858

BRACCIALI ORIGINALI RIESTER - LATEX FREE

| Codice GIMA | Codice RIESTER | BRACCIALI RIESTER 1 TUBO | Colore | Dimensione cm | Circonferenza cm | Compatibilità |
|---|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------------|---|
| 49811 | 129 | Bracciale velcro bambino | azzurro | 34,5x10 | 13-17 | Minimus II®, Precisa, Ri-san, R1 Shock proof, E-Mega®, Baby phon® |
| 49812 | 107 | Bracciale velcro adulto | nero | 54,5x14,5 | 24-34 | |
| 49813 | 122 | Bracciale velcro Adulto/largo | nero | 70x15 | 34-44 | |
| BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO (polmone/bracciale) - 1 TUBO lavabile a 60° e disinfettabile con liquido riusabile fino a 10,000 volte, Testato ISO 105 E01 | | | | | | |
| 49816 | 154 | Bracciale bambino | verde scuro | 35,5x10 | 13-17 | Le stesse dei bracciali a 1 tubo |
| 49817 | 150 | Bracciale adulto | verde scuro | 54,5x14,5 | 24-32 | |
| BRACCIALI RIESTER A 2 TUBI | | | | | | |
| 49821 | 130 | Bracciale velcro - bambino | azzurro | 35,5x10 | 13-17 | Big Ben |
| 49822 | 108 | Bracciale velcro - adulto | nero | 54,5x14,5 | 24-32 | |

*valvola di metallo non inclusa con il bracciale di riserva, è possibile utilizzare la valvola dal vecchio bracciale

Riester



49812

49817

49821

BRACCIALI ORIGINALI HEINE - LATEX FREE

| Codice GIMA | Codice HEINE | BRACCIALI HEINE 1 TUBO | Colore | Dimens. cm | Circonferenza cm | Compatibilità |
|-------------|--------------|------------------------|--------|------------|------------------|---------------------------------|
| 49801 | M-000-09-702 | Bambino - 2 | grigio | 10x34 | 13-20 | Tutti gli sfigmo HEINE a 1 tubo |
| 49802 | M-000-09-704 | Adulto piccolo - 3 | grigio | 14x53 | 20-29 | |
| 49803 | M-000-09-619 | Adulto - 4 | grigio | 14x58 | 29-41 | |
| 49804 | M-000-09-706 | Adulto largo - 5 | grigio | 17x70 | 35-47 | |

Materiale lavabile resistente all'acqua



49801

49804

BRACCIALI ORIGINALI ERKA SUPERB VERDI - LATEX, PVC, DEHP FREE

Realizzati in PU tedesco brevettato resistente, facile da pulire e da disinfettare.

| Codice GIMA | Codice ERKA | BRACCIALI ERKA 1 TUBO - grigio | Dimensione cm | Circonferenza cm | Compatibilità |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 32895 | 025-28493 | Neonati | 21,5x6,6 | 10-15 | Switch e Kobold |
| 32896 | 025-27493 | Bambini | 30,3x9,1 | 14-21,5 | |
| 32891 | 025-26493 | Ragazzi | 40x11,6 | 20,5-28 | |
| 32892 | 025-20493 | Adulti | 47x14,3 | 27-35 | |
| 32893 | 025-24493 | Adulti largo | 56x17,5 | 34-43 | |
| 32894 | 025-29493 | Cosciale | 75x21,5 | 42-54 | |
| BRACCIALI ERKA - 2 TUBI - verdi | | | | | |
| 32898 | 025-26481 | Ragazzi | 40x11,6 | 20,5-28 | Vario |
| 32899 | 025-20481 | Adulti | 47x14,3 | 27-35 | |
| 32900 | 025-24481 | Adulti largo | 56x17,5 | 34-43 | |
| BRACCIALI ERKA - 2 TUBI UNITI - verdi | | | | | |
| 32877 | 025-26482 | Ragazzi | 40x11,6 | 20,5-28 | Perfect Aneroid e Profi |
| 32878 | 025-20482 | Adulti | 47x14,3 | 27-35 | |
| 32879 | 025-24482 | Adulti largo | 56x17,5 | 34-43 | |

32891

32892

32900

32879

ERKA.



Doppio tubo unito 244