

SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO CON DISPLAY LCD



SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO

Linea tecnologicamente avanzata di sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a colonnina di mercurio. Garantisce risultati precisi e rispetta l'ambiente. Insufflazione e sfiatamento manuali. Due metodi di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l'uso con lo stetoscopio, con pulsante OSC (oscillometro) per un risultato automatico senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg. Non adatto all'uso pediatrico

Display retroilluminato



**NON TOSSICO
PROTEZIONE PER
L'AMBIENTE**

32800



32801

SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO AND

Un nuovo ed avanzato misuratore di pressione digitale, alternativo alle classiche colonne a mercurio
- pressione auscultatoria, misurazione senza mercurio
- lettura digitale pulsazioni

- supporto bracciale impugnatura comoda per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce



Fornito di bracciale per adulti 22-32 cm

32776



32775

- 32800 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - da tavolo
- 32801 SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello con vano bracciale
- 32825 BRACCIALE PEDIATRICO 16-22 cm
- 32827 BRACCIALE ADULTO 22-32 cm
- 32828 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-45 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE (32800, 32801)


Dimensioni: 360x96x66 mm (32800) Alimentazione: a batteria
Campo di misurazione: 20-280 mmHg Precisione: ± 3 mmHg

- 32758 UM-101 SFIGMO SENZA MERCURIO - da tavolo
- 32775 UM-102A SFIGMO SENZA MERCURIO - da tavolo
- 32776 UM-102B SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 360x96x66 mm (32775)
Campo di misurazione: -pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
-pulsazioni: 40-180 battiti/minuto $\pm 5\%$ (32775-6)
30-200 battiti/minuto $\pm 5\%$ (32758)
Alimentazione: 2x1,5V AA batterie alcaline

SFIGMOMANOMETRI A MERCURIO DA PARETE, ROTAIA, O SU CARRELLO



32763

32762

Modello da parete

Modello da rotaia

- 32762 EMPIRE per rotaia rotaia e morsetto non inclusi
 - 32766 MORSETTO per rotaia (per cod. 32762)
 - 32763 EMPIRE murale
- Elegante sfigmomanometro a mercurio. Realizzato in materiale sintetico e robusto, cestello incluso. Colonna di precisione di vetro con diametro interno 4,2 mm $\pm 0,2$ mm. Quadrante con scala graduata di facile lettura. Valore massimo 300 mmHg ± 3 mmHg. Chiusura di sicurezza per il mercurio. Cestello porta accessori. Tubo a spirale estensibile fino 3 m. Con monopalla latex free e valvola di sfiato cromata. Produzione tedesca
- 32883 TUBO DI VETRO - ricambio per EMPIRE



32759



32760
YTON



32769

Altezza regolabile da 110 a 150 cm

Carrello a 5 ruote

- 32759 SFIGMO A MERCURIO YTON - pediatrico Sfigmomanometro a mercurio da tavolo con custodia in alluminio verniciato e chiusura automatica, con bracciale in nylon per adulti e velcro e D-ring in metallo. Campo di misurazione 0-300mmHg PVC e latex free.
- 32760 SFIGMO A MERCURIO YTON - da parete
- 32769 SFIGMO A MERCURIO YTON - carrello - produzione cinese Sfigmomanometro a mercurio con cuffia in velcro (2 tubi) e scomparto conservazione. 0-300mmHG PVC e latex free.
- 32764 SFIGMO A MERCURIO KENZ- carrello Come il modello 32769 - produzione giapponese.