

CASACCHE CON BOTTONI AUTOMATICI E PANTALONI



CASACCHE E PANTALONI

CASACCHE CON BOTTONI E PANTALONI

60% puro cotone e 40% polistere. Le casacche sono bianche o in 3 colori diversi. Fornibili in altri 20 colori in circa 60 giorni.

CASACCHE CON BOTTONI AUTOMATICI							
Taglia	Donna			Unisex			
	Bianco	Lavanda	Colore su richiesta*	Bianco	Blu scuro	Azzurro	Colore su richiesta*
XS	21561	21571	21591	21601	21611	21621	21651
S	21562	21572	21592	21602	21612	21622	21652
M	21563	21573	21593	21603	21613	21623	21653
L	21564	21574	21594	21604	21614	21624	21654
XL	21565	21575	21595	21605	21615	21625	21655
XXL	21566	21576	21596	21606	21616	21626	21656

PANTALONI UNISEX					
Taglia	Bianco	Lavanda	Blu	Azzurro	Colore su richiesta*
XS	21491	21521	21531	21511	21551
S	21492	21522	21532	21512	21552
M	21493	21523	21533	21513	21553
L	21494	21524	21534	21514	21554
XL	21495	21525	21535	21515	21555
XXL	21496	21526	21536	21516	21556
XXXL	21497	-	-	21517	21557

Mezza manica a giro

5 bottoni automatici nascosti

2 tasche taschino sul petto

Pantaloni con 2 tasche davanti e una dietro

Martingala posteriore cucita

Pantaloni con elastico in vita

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Composizione:	60% cotone - 40% poliestere
Peso:	200 g/m ²
Titolo filato - ordito:	Ne 20 ± 2
Titolo filato - trama:	Ne 16 ± 2
Costruzione - ordito:	42 ± 3
Costruzione - trama:	19 ± 3
Resistenza alla rottura - ordito:	98 kg -5%
Resistenza alla rottura - trama:	39 kg -5%
Velocità di lavaggio:	4
Trattamento e finiture:	resiste a pieghe
Stabilità dimensionale - lavaggio a 90°C:	3%

20 COLORI A RICHIESTA*



*Disponibile in 60 giorni. Specificare taglia e colore nell'ordine. Minimo vendita: 100 unità miste dello stesso colore.

CAPPELLINI CHIRURGICI

Cappellini 100% in cotone, verdi o con fantasia.

- 26166 CAPPELLINO VERDE
- 26165 CAPPELLINO FANTASIA - celeste
- 26167 CAPPELLINO FANTASIA - beige
- 26168 CAPPELLINO FANTASIA - rosso

Altri colori su richiesta per un minimo di vendita di 1'000 pz.



CASACCA DENTISTA

CASACCA DENTISTA

CASACCA DENTISTA

Casacca collo alla coreana, mezza manica a giro con 2 bottoni sulla spalla e 5 nascosti. Due tasche di cui una sul petto. Colore verde, 100% cotone. Produzione italiana.



CASACCA DENTISTA	
Taglia	Unisex verde
XS	21000
S	21001
M	21002
L	21003
XL	21004
XXL	21005

SCARPE PROFESSIONALI ULTRALEGGERE



100% Italian design Italian material



SOLO 200 g

SCARPE ULTRA LEGGERE GIMA

Scarpe protettive conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347:2008 A E SRC

- molto leggere: solo 200 g ogni paio
- aerate: i fori laterali forniscono aerazione ma al contempo evitano l'ingresso di gocce liquide
- anatomiche: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatiche: l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con detergenti normali o candeggina, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV antibatterici, antimuffa, antifunghi

SCARPE ULTRA LEGGERE

Misura	Bianco	Blu
34	20000	20020
35	20001	20021
36	20002	20022
37	20003	20023
38	20004	20024
39	20005	20025
40	20006	20026
41	20007	20027
42	20008	20028
43	20009	20029
44	20010	20030
45	20011	20031
46	20012	20032
47	20013	20033

