


SFIGMO DALLAS: DA PARETE E SU CARRELLO



- **32749 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete**
Provvisto di cestello in plastica per riporre il bracciale.
- **32747 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello**
Provvisto di carrello in acciaio inossidabile. Altezza regolabile con 5 rotelle. Tutti gli sfigmo Dallas sono dotati di quadrante extra large (Ø 150 mm) per una lettura più facile, bracciale calibrato in nylon nero, sistema di gonfiaggio in lattice di qualità e polmone. Scala 0-300 mmHg.

SFIGMO DENVER

- **32744 SFIGMOMANOMETRO DENVER - carrello - bracciale adulto**
Sfigmomanometro su carrello, leggero ma con un'elevata stabilità e rotelle girevoli a 360°. Altezza regolabile (da 90 a 135 cm) con cestello in metallo. Quadrante 145x145 mm e bracciale in nylon. Polmone in TPU per adulti a 2 tubi, pera in PVC, valvola di rilascio d'aria a doppio uso con molla, tubo a spirale in PVC (1,8 m).
- **32839 BRACCIALE CALIBRATO PER BAMBINI - nero**
- **32850 BRACCIALE CALIBRATO PER ADULTI - nero - ricambio**
- **32841 BRACCIALE XL CALIBRATO PER ADULTI - nero**
Bracciali con polmone in TPU a 2 tubi.



SFIGMO DAYTON DA TAVOLO/PARETE

- **32745 SFIGMO DAYTON - da tavolo/parete**
Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura facilitata. Cesto con maniglia per un trasporto agevolato. Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro. Dimensioni: 130x130x135 mm - peso: 180 g. Intervallo di misura: 0-300 mmHg ± 3 mmHg.

Ampio vano con spazi per il bracciale



Monopalla e polmone in PVC

Latex free

32745

SFIGMO DIGITALE JOLLY



European Society Hypertension



- **32777 SFIGMO DIGITALE JOLLY**
Monitor professionale digitale per pressione ad uso medico - grande display illuminato LCD di facile lettura 86x74 mm - classificato WHO - individuazione dell'aritmia (IHB - battiti irregolari) - 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna - media delle misurazioni salvate, pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni - data e ora - spegnimento automatico
- Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.
- **32922 - BRACCIALE - adulto 22-30 cm - nero - ricambio**
 - **32923 - BRACCIALE - adulto largo 30-42 cm - grigio**
 - **32920 - BRACCIALE - adulto extra largo 42-48 cm - grigio**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di misurazione: metodo oscillometrico
 Campo di misurazione: pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
 pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ± 5%
 Alimentazione: 4x1,5 AAA batterie incluse
 Dimensioni esterne: 150x95xh 65 mm
 Peso: circa 235 g (batterie escluse)

SFIGMO DIGITALE DOMINO

Design innovativo con ampio display

Gonfiaggio e sgonfiaggio automatici



- **32803 SFIGMO DIGITALE DOMINO**
- **32804 SFIGMO DIGITALE DOMINO su carrello con cestello**
Sfigmomanometro digitale da tavolo professionale, per uso ambulatoriale o ospedaliero. - si trasforma in orologio da tavolo con misurazione temperatura ambiente (°C/°F) - sistema di rilevazione dei battiti irregolari - 120 memorie (60 x 2 utenti) - funzione di allarme come promemoria - codifica colore secondo le linee guida WHO
- **32802 ALIMENTATORE A RETE**
- **32809 BRACCIALE DI RICAMBIO - adulto**
- **32865 SPIRALE IN GOMMA 3 m (42/45 spire)**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: pressione -40 -260 mmHg Pulsazioni -40 -160 bpm
 Precisione ±3% per pressione ±5% per pulsazioni
 Alimentazione: 4 batterie AA o alimentatore a rete (opzionale)
 Dimensioni esterne: 158x120x127 h mm Peso: 490 g

32804