

MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI X-LIFE - VALIDATI ESH

Dimensioni: 140x104x50 mm
Peso: 247 g

Schermo LCD 60x51 mm

Dimensioni bracciale
per circonferenze
braccio 23-33 cm



32924

Fornito di borsa
per il trasporto



Dimensioni: 74,5x74x30 mm
Peso: 95 g

Schermo LCD 34,5x42 mm

Dimensioni bracciale
per circonferenze
braccio
13,5-19,5 cm



Display
LCD

32926



European Society
Hypertension



- 32924 MISURATORE BRACCIO X-LIFE
 - 32926 MISURATORE POLSO X-LIFE
- Sfigmomanometri affidabili e precisi per misurazioni rapide e facili con funzioni e caratteristiche innovative:
- indicatore IHB di frequenza cardiaca irregolare
 - **indicatore di rischio categoria OMS** (classifica delle misurazioni in 6 stati di rischi di tensione da ottimale a ipertensione severa)
 - conformità al protocollo della **Società Europea di Ipertensione** clinicamente dimostrata
 - schermo grande, lettura facile
 - 120 memorie per 3 utenti: 3 zone di 40 memorie ciascuna
 - unico tasto on/off con retroilluminazione blu

- manuale e confezione multilingua: GB, FR, IT, ES
- memoria media: media automatica delle ultime 3 memorie
- 32925 BRACCIALE DI RICAMBIO per 32924 - adulto
- 32927 ALIMENTATORE A RETE per 32924

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Campo di misurazione:	pressione: 0-300 mmHg pulsazioni: 40-199 bpm
Precisione:	pressione: ± 3 mmHg pulsazioni: $\pm 5\%$
Alimentazione:	braccio: 4 batterie AA alcaline pulsazioni: 2 batterie AAA alcaline
Durata batteria:	braccio: 300 misure pulsazioni: 250 misure

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO SMART- VALIDATO ESH



Display LCD 62x43 mm



European Society
Hypertension

Visualizzazione separata
di pressione sistolica, diastolica
e frequenza cardiaca

32921



- 32921 SFIGMO AUTOMATICO SMART con bracciale adulto
- Sfigmomanometro compatto, gonfiaggio controllato, multiutilizzatori, dalle caratteristiche innovative:
- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
 - indicatore di pressione OMS (Organizzazione Mondiale Sanità)
 - rilevatore di battito cardiaco irregolare
 - media delle ultime 3 letture
 - 2x60 memorie, data e ora
 - manuale e confezione multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo
 - 32922 BRACCIALE - adulto - 22-30 cm - nero - ricambio
 - 32923 BRACCIALE - adulto grande - 30-42 cm - grigio
 - 32920 BRACCIALE - adulto extralarge 42-48 cm - grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico, gonfiaggio e misurazioni automatici
Range di misurazione:	pressione bracciale: 0-300 mmHg ± 3 mmHg frequenza polso: 40-180 beats/min $\pm 5\%$ of reading sistolica: 60-260 mmHg diastolica: 40-199 mmHg
Alimentazione:	4 batterie AA 1,5 V
Dimensioni/ Peso:	138x98x48 mm / 211 g (senza batterie)
Bracciale:	applicabile per circonferenze braccio: 22-30 cm, 30-42 cm o 42-48 cm

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO DA POLSO SMART



Display
LCD 31,9 x 39,6 mm



European Society
Hypertension

Visualizzazione
separata
di pressione
sistolica,
diastolica
e frequenza
cardiaca

32918



- 32918 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO SMART
- Sfigmomanometro compatto, dalle caratteristiche innovative.
- tecnologia Smart Inflation per determinare automaticamente la pressione di gonfiaggio
 - indicatore di pressione OMS (Organizzazione Mondiale Sanità)
 - rilevatore di battito cardiaco irregolare
 - media delle ultime 3 letture
 - 2 x 60 memorie, data e ora
 - manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico, misurazioni e gonfiaggio automatici
Pressione del sangue:	0-295 mmHg ± 3 mmHg
Gamma frequenza cardiaca:	40-180 battiti/min $\pm 5\%$ di lettura
Gamma misurazioni:	30-280 mmHg
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni:	84 x 64 x 28 mm
Peso:	110 g (senza batterie)
Bracciale da polso:	per circonferenze da 14 a 19,5 cm