

# MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI GIMA



**INSUFFLAZIONE E SFIATAMENTO AUTOMATICO**

Entrambi i prodotti sono forniti con manuale e confezione multilingua (GB, IT, FR, ES, PT, GR, DE, Arabo)



CE 0476

32787

32786

- **32787 SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO GIMA**
  - **32788 BRACCIALE DI RICAMBIO - adulto**
- Misuratore di pressione automatico dal design innovativo:
- sistema one-touch
  - tempo di misurazione di 30 sec per una pressione sanguigna normale
  - utilizzabile da 4 persone/25 memorie ciascuna
  - sistema di risparmio energetico

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Metodo di misurazione: sistema oscillometrico  
 Display: pressione sistolica, diastolica e pulsazioni  
 Campo di misurazione: 20-280 mmHg (pressione bracciale)  
 40-195 battiti/min (pulsazione)  
 Precisione: Pressione: ± 3 mmHg  
 Pulsazioni: ± 5% delle letture  
 Alimentazione: 4x "AA" batterie  
 Dimensione: 140x120x70 mm  
 Peso: 300 g (batterie escluse) Bracciale: 22-34 cm



- **32786 SFIGMO AUTOMATICO DA POLSO GIMA**
- Misuratore di pressione digitale con le seguenti caratteristiche:
- insufflazione e sfiatamento automatici con un pulsante
  - ampio display LCD con data e ora
  - utilizzabile da 2 persone / 60 memorie ciascuna
  - sistema di risparmio energetico

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Metodo di misurazione: oscillometrico  
 Campo di misurazione: Pressione 20-280 mmHg  
 Pulsazioni 40-195  
 Precisione: Pressione: ± 3 mmHg  
 Pulsazioni: ± 5% delle letture  
 Alimentazione: 2x "AAA" batterie  
 Dimensione: 80x60x75 mm  
 Peso: circa 130 g (incluso bracciale, batterie escluse)  
 Circonferenza bracciale: 13,5 - 19,5 cm



# SFIGMOMANOMETRO DIGITALE ANDON

- **32901 SFIGMO ANDON**
- **32922 BRACCIALE - adulti - 22-30 cm**
- **32923 BRACCIALE - adulti large - 30-42 cm**
- **32920 BRACCIALE - adulti extra large - 42-48 cm**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Sistema di misurazione: Metodo oscillometrico  
 Campo di misurazione: Pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg  
 Pulsazioni: 40-180 pulsazioni/min ± 5%  
 Alimentazione: 4x1,5 V batterie AAA - non incluse  
 Dimensioni - peso: 107x80xh 52 mm - 170 g (senza batterie)  
 Dimensioni LCD: 66x58,5 mm

- ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori salvati e pressione sanguigna di mattina e sera degli ultimi 7 giorni
- rilevamento aritmia (IHB)
- spegnimento automatico.



Circonferenza bracciale: 22-30 cm

32901

# SFIGMO AUTOMATICO

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, AR

Fornito con bracciale azzurro e borsa azzurra



- **32947 MISURATORE DI PRESSIONE WIDE**
- Facile da usare, ampio display LCD
  - 60 memorie
  - spegnimento automatico
  - per circonferenza braccia 22-30 cm
  - **32922 BRACCIALE ADULTI 22-30 cm - nero - ricambio**
  - **32923 BRACCIALE ADULTI L 30-42 cm - grigio**
  - **32920 BRACCIALE ADULTI XL 42-48 cm - grigio**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Metodo di misurazione: oscillometrico  
 Campo di misurazione: Pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg  
 Pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ± 5%  
 Alimentazione: 4 batterie AAA  
 Dimensioni - peso: 220x66xh 43 mm - circa 231 g (batterie escluse)  
 Dimensioni LCD: 102,2x27,3 mm

# SFIGMO VOCALE

La voce aiuta l'utilizzatore, spiegando come misurare la pressione e comunicando i risultati ottenuti

**SFIGMO VOCALE**



- **32941 SFIGMO VOCALE\* - IT, SE, FI, DE, TR**
  - **32942 SFIGMO VOCALE\*\* - IT, RO, BG, HU, RU**
  - **32940 SFIGMO VOCALE\*\* - GB, FR, ES, PT, Arabo**
- \*Manuale: GB, FR, ES, PT \*\*Manuale: IT, GB
- **32943 ALIMENTATORE RETE 230V - 50 Hz**
  - **32922 BRACCIALE ADULTI 22-30 cm - nero - ricambio**
  - **32923 BRACCIALE ADULTI L 30-42 cm - grigio**
  - **32920 BRACCIALE ADULTI XL 42-48 cm - grigio**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Metodo di misurazione: oscillometrico  
 Campo di misurazione: Pressione: 0-300 mmHg Pulsazioni: 40-180 battiti/minuto  
 Accuratezza: Pressione: ± 3 mmHg Pulsazioni: ± 5%  
 Alimentazione: 4 batterie AA, adattatore corrente AC/DC 6V opzionale  
 Dimensioni - peso: 153x108xh 60 mm - circa 290g (batterie escluse)  
 Dimensioni LCD: 60x71 mm