

# SFIGMOMANOMETRI DIGITALI OMRON



La tecnologia Intellisense™ garantisce una corretta pressione di inflazione. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato rilevato è utilizzabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.



Applicazione OMRON connect per iPhone/Android

## GUIDA ALL'USO SFIGMOMANOMETRI OMRON

	M7 INTELLI IT	M6 COMFORT IT	M3	M2	RS3
Clinicamente testato*	X	X	X	X	X
Tecnologia Intellisense	X	X	X	X	X
Rilevatore battito cardiaco irregolare	X	X	X	X	X
Rilevamento posizione bracciale	X	X	X	X	X
Bracciale	Bracciale modellato comfort 22-42 cm	Bracciale modellato comfort 22-42 cm	Bracciale lunga durata 22-42 cm	Bracciale 22-32 cm	Bracciale polso 13,5-21,5 cm
Memoria misurazioni	100 per 2 utenti	100 per 2 utenti	60 per 2 utenti	30	60
Rilevamento movimenti	X	X	X		
Indicatore luminoso pressione sanguigna**	X	X	X		
Media ultime 3 misurazioni**	X	X	X		
Ipertensione mattutina	X	X			
Tecnologia Intelli Wrap****	X	X			
Connessione PC	X				

\*Consultare [www.dableducational.org](http://www.dableducational.org) per la verifica delle validazioni  
 \*\*Segnala se i valori eccedono gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)  
 \*\*\*Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti  
 \*\*\*\*Precisione a 360°: misurazioni accurate da ogni posizione intorno al braccio



CE 0197

- 32949 OMRON M7 INTELLI IT - HEM-7322T-E Dotato di bracciale con tecnologia Intelli wrap. Bracciale 22-42 cm. La app per smartphone OMRON connect consente di monitorare i parametri, di creare programmi personalizzati, di scaricare i dati sul PC e condividerli col medico. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.
- 32929 ADATTATORE AC/DC



CE 0197

CE 0197

CE 0197

- 32944 OMRON M2 HEM-7121-E con bracciale Easy 22-32 cm Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.
- 32933 BRACCIALE ADULTI EASY 22-32 cm - HEM-CR24 - ricambio
- 32929 ADATTATORE AC/DC
- 32928 OMRON M3 HEM-7131-E con bracciale Easy 22-42 cm Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.
- 32938 BRACCIALE ADULTI EASY 22-42 cm -HEM-RML31 - ricambio
- 32929 ADATTATORE AC/DC
- 32948 OMRON M6 COMFORT - HEM-7321-E Con bracciale e tecnologia Intelli-wrap. Bracciale 22-42 cm. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.
- 32929 ADATTATORE AC/DC



CE 0197

- 32932 OMRON DA POLSO RS3 HEM-6130-E Manuale e scatola multilingue: FR, IT, NL, DE, Arabo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	32944 M2	32928 M3	32948 M6 32949 M7	32932 RS3
Metodo di misurazione:	oscillometrico			
Campo di misurazione: Pressione:	0 mmHg a 299 mmHg ± 3 mmHg			
Pulsazioni:	40 a 180 min ± 5% di lettura sul display			
Memoria (con data e ora):	30	60x2 utenti	100x2 utenti	60
Gonfiaggio:	controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica			automatico
Sgonfiaggio:	valvola di rilascio automatico della pressione			automatico
Tensione nominale:	6VCC 4W			
Alimentazione:	4 batterie "AA" 1.5V	4 batterie "AA" 1.5V		2 batterie "AAA" 1.5V
Durata batterie (N° di misurazioni):	1000	1000	1000	300
Protezione contro le scosse elettriche:	dispositivo alimentato internamente ME (quando si usano le batterie)			
Peso (console+bracciale) senza batterie:	250+130 g	280+170 g	380+163 g	101 g
Dimensioni:	103x80xh 129 mm	107x141xh 79 mm	124x161xh 90 mm	78x60h 21 mm
Materiale bracciale:	nylon e poliestere			
Circonferenza misurabile:	22-32 cm	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)	13.5-21.5 (polso)