

SFIGMOMANOMETRI MICRO LIFE AFIB - PREVENZIONE ICTUS



Dimensioni:
150x100x50 mm
Peso: 385 g

CE 0044

CE 0044

Dimensioni: 160x80x32 mm
Peso: 298 g

GARANZIA 5 ANNI



32867

microlife®

RILEVAMENTO FIBRILLAZIONE ATRIALE

TECNOLOGIA MICROLIFE AFIB

Una tecnologia innovativa e brevettata per la diagnosi precoce della fibrillazione atriale (AF) **Più di 30.000 ictus possono essere prevenuti all'interno dell'Unione Europea utilizzando la Tecnologia Microlife AFIB nell'assistenza primaria** La nuova tecnologia Microlife AFIB permette la misurazione simultanea della pressione arteriosa e lo screening della fibrillazione atriale. La Tecnologia Microlife AFIB rileva la fibrillazione atriale con elevata sensibilità (97-100%) e specificità (89%) come dimostrato in diversi studi clinici. Le linee guida Nice per "La diagnosi e la valutazione dell'ipertensione" raccomandano l'uso dello screening AFIB per la misurazione della pressione del sangue di routine da parte dei medici di base. Il controllo della fibrillazione atriale è raccomandato per i pazienti a casa, durante il monitoraggio della pressione sanguigna.

- **32868 MICROLIFE WatchBP Home A (Uso Professionale) + SOFTWARE**
- rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica)
- linee guida ESH / AHA integrate per effettuare a casa misurazioni accurate e su cui il medico può fare affidamento
- visualizza medie del mattino, della sera e numero totale di misurazioni
- clinicamente testato (protocollo BHS)
- tecnologia MAM (misura tripla automatica)
- memorizzazione fino a 250 misurazioni singole in modalità «NORMALE».
- porta USB e presa di alimentazione
- indicazione di batteria scarica
- 4 batterie 1,5 V AA
- fornito con borsa, cavo USB, bracciale morbido 22-32 cm, software (GB) e manuale (GB, IT, FR, ES). Altre lingue disponibili su web (DE, CZ, DK, GR, FI, HU, NL, NO, PL, RO, RU, SE, SK, SI, YU, UA).
- **32869 BRACCIALE ADULTI LARGE 32x42 cm**
- **32864 ALIMENTATORE RETE DC 6 V, 600 mA**

- **32867 MICROLIFE AFIB EASY (uso domestico)**
- Rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica)
- clinicamente testato (protocollo BHS)
- tecnologia MAM (misura tripla automatica) - 1 memoria dati
- indicatori luminosi
- indicazione di batteria scarica
- batteria ricaricabile
- presa di alimentazione
- dotato delle tecnologie più recenti
- misurazioni affidabili dal punto di vista medico con AFIB e MAM
- 5 anni di garanzia
- Fornito con borsa per il trasporto, bracciale conico preformato 22-42 cm e manuale (GB, IT, FR, DE). Altre lingue su web (AR, BG, DK, NL, EE, FI, GR, KZ, LV, LT, NO, PT, RO, RU, ES, SE, UA).
- **32866 ALIMENTATORE RETE DC 6 V, 600 mA**
- **32884 BRACCIALE ADULTI M-L 22-42 cm - ricambio**
- **32885 BRACCIALE ADULTI L-XL 32-52 cm**

SFIGMOMANOMETRI BLUETOOTH AND



32907

- **32907 MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOOTH® UA-767**
- Misuratore di pressione clinicamente approvato per la sua precisione, Bluetooth®.
- compatibilità con ricevitori Bluetooth Android, iOS e Windows
- orologio in tempo reale integrato
- memoria per 200 misurazioni
- indicatore di battito cardiaco irregolare
- ampio display a 3 righe per una più facile lettura dei risultati
- misurazioni con un solo tasto
- comodo bracciale slim Fit 22-32 cm
- Fornito con custodia per il trasporto, batterie e manuale multilingue (GB, FR, ES, IT, DE)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo: oscillometrico
 Tipo display: digitale, LCD 16 mm - altezza cifre 10 mm
 Pressione e pulsazioni visualizzate contemporaneamente
 Gamma di misurazione: 20-280 mmHg (pressione), 40-200 battiti/minuto (pulsazioni)
 Precisione: ± 3 mmHg (pressione), ± 5% (pulsazioni)
 Gonfiaggio: automatico tramite micro pompa
 Depressurizzazione: valvola di sfianto a velocità costante
 Sgonfiaggio: automatico tramite valvola elettromagnetica
 Alimentazione: 4 batterie alcaline AA (R6P) per 450 misurazioni
 Dimensioni/peso: 64x147x110 mm- circa 300g
 Comunicazione wireless Bluetooth 2.1 Classe 1 SSP, SPP
 Compatibile con la piattaforma 2 net QUALCOMM LIFE