

# CABINE AUDIOMETRICHE - CONFORMI ALLA 93/42/CEE - 2007/47/CE - CLASSE I



• **33650 CABINA PRO 25 - 96x96x197 cm**  
Cabina mobile, leggera, insonorizzata, facile da installare in pochi minuti. Interni in poliuretano espanso piramidale grigio antracite. Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili. Modulo per connessione cavo incluso. Produzione italiana.

• **33651 TAVOLINO - 79x50 cm**

ISOLAMENTO ACUSTICO						
Hertz	125	250	500	1000	2000	4000
PRO 25 dB	18,0	16,0	26,7	30,8	28,8	30,9
PRO 28 dB	21,7	25,6	32,6	36,2	34,0	41,1
PRO 30 dB	23,4	24,1	27,8	34,5	31,3	36,4

• **33649 PRO 28F - 96x96x197 cm**  
Cabina compatta costruita con materiali innovativi che garantiscono un'ottima acustica e un livello eccellente di isolamento. Interni in tessuto ignifugo, lavabile e ultra resistente. Sistema di ventilazione interna. Struttura esterna costruita con pannelli robusti, ignifughi e lavabili. Modulo per connessione cavo incluso. Produzione italiana.

• **33651 TAVOLINO 79x50 cm**

• **33654 CABINA PRO 30 - 107x107x242\*\* cm**  
• **33653 CABINA PRO 30 - 132x132x242\*\* cm**  
• **33655 CABINA PRO 30 - 211x107x242\*\* cm**  
• **33656 CABINA PRO 30 - 211x211x242\*\* cm**  
• **33657 CABINA PRO 30 - dimensioni a richiesta.**

Disponibile qualsiasi misura da 1x1 a 3x3 m  
Gamma con varie misure, caratterizzata da un'elevata riduzione del rumore e sistema di ventilazione. Costruzione in alluminio e laminato, con pannelli fonoassorbenti interni in poliuretano autoestinguente. Modulo per connessione cavo. Produzione Italiana

• **33651 TAVOLINO 79x50 cm**  
• **33652 RAMPa per sedie a rotelle**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	33650	33649	33654	33653	33655	33656
Misure esterne (cm):	96x96xh 197	96x96xh 197	107x107xh 242**	132x132xh 242**	211x107xh 242**	211x211xh 242**
Misure interne (cm):	81x81xh 180	81x81xh 173,5	92x92xh 201	117x117xh 201	196x92xh 201	196x196xh 201
Porta misure cm:	55xh 168	55xh 168	75xh 200	75xh 200	75xh 200	75xh 200
apertura:	Sinistra/Destra	Sinistra/Destra	Destra*		Destra*	
Dimensione finestre cm:	56xh 56	56xh 56	56xh 88		56xh 88	
materiale:	2 cristalli isolanti in vetro di sicurezza					
Spessore parete cm:	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Peso (kg):	198	233	255	317	356	552
Ventilazione:	no	yes	yes	yes	yes	yes
Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz	30,8	36,2	34,5		34,5	
Potenza di illuminazione interna V - Hz:	230 - 50/60		86-265 - 50/60			
Norme:	Direttiva 93/42/CEE relativo ai dispositivi medici					

\*Apertura sulla sinistra disponibile a richiesta

\*\*L'altezza comprende il sistema di ventilazione (25 cm)



**DOTAZIONE STANDARD**

- Modulo per connessione del cavo
- Illuminazione interna
- Sistema di ventilazione (solo PRO 28, PRO 30)
- Scatola in legno ISPM-15 per il trasporto
- Manuale: GB, IT

# TAPPINI AURICOLARI TIMPANOMETRO - PER I PRINCIPALI MARCHI



I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l'uso con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici. Realizzate in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l'ideale per garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter proseguire rapidamente con altri compiti. Disponibili in diverse misure e forme (a fungo o flangiate per i neonati). La gamma completa consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo. Tutte le olive Sanibel™ sono prive di lattice.

Codice GIMA	TAPPINI MONOUISO A FUNGO SANIBEL™ AZE	Minimo vendita
53500	Tappini monouiso 6 mm - viola	conf. da 100 pz.
53501	Tappini monouiso 7 mm - giallo	conf. da 100 pz.
53502	Tappini monouiso 9 mm - verde	conf. da 100 pz.
53503	Tappini monouiso 10 mm - azzurro	conf. da 100 pz.
53504	Tappini monouiso 11 mm - bianco	conf. da 100 pz.
53505	Tappini monouiso 13 mm - giallo	conf. da 100 pz.

## COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ AZE

Grason-Stadler®	Tympstar™
Interacoustics®	AT235™ & AT235h™ con punta sonda nera AA222™ & AA220™ con punta sonda nera ex MT10™
Maico®	MI24™, MI26™, MI34™, MI44™ con punta sonda nera
Kamplex®	Tutti i timpanometri

Codice GIMA	TAPPINI MONOUISO NEONATALI FLANGIATI SANIBEL™	Minimo vendita
53515	Tappini monouiso 3-5 mm - rosso	conf. da 100 pz.
53516	Tappini monouiso 4-7 mm - blu	conf. da 100 pz.
53517	Tappini monouiso 5-8 mm - giallo	conf. da 100 pz.
Codice GIMA	TAPPINI MONOUISO A FUNGO SANIBEL™ ADI	Minimo vendita
53520	Tappini monouiso 7 mm - blu	conf. da 100 pz.
53521	Tappini monouiso 8 mm - giallo	conf. da 100 pz.
53522	Tappini monouiso 9 mm - verde	conf. da 100 pz.
53523	Tappini monouiso 10 mm - rosso	conf. da 100 pz.
53524	Tappini monouiso 11 mm - blu	conf. da 100 pz.
53525	Tappini monouiso 12 mm - giallo	conf. da 100 pz.
53526	Tappini monouiso 13 mm - verde	conf. da 100 pz.
53527	Tappini monouiso 14 mm - rosso	conf. da 100 pz.

## COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ ADI

Amplivox®	Otowave™ con sonda chiara (Tipo 1)
Interacoustics®	AT235™ & AT235h™ con adattatore punta della sonda chiara AA222™ & AA220™ con adattatore punta della sonda chiara Eclipse™ e MT10™ con adattatore punta della sonda chiara, Titan™
Maico®	MI24™, MI26™, MI34™, MI44™ con adattatore punta della sonda chiara easyTimp™ - Otowave™ - Ero-scan plus™ - easyScreen™
MEDRx®	Otowave™
Grason-Stadler®	Corti™