

SPIROMETRO SPIROTEL - OPZIONE BLUETOOTH

- 33471 SPIROTEL CON SOFTWARE WINSPIROPRO
- 33472 SPIROTEL CON BLUETOOTH E SOFTWARE WINSPIROPRO
- 33473 SONDA SpO₂ - adulto - opzionale
- 33410 BOCCAGLI Ø int. 2,8 x Ø est. 3 cm, h 6,5 cm



Maule e software interno:
GB, FR, IT, DE, ES.

Dimensioni: 74x88x38 mm - Peso: 151 g

Display LCD retro
illuminato touch
screen
160x80 pixel

CE 0476

Un laboratorio portatile che integra 4 dispositivi in uno:
- spirometro con display touchscreen
- accelerometro triassiale con analisi del movimento per il controllo della terapia
- pulsossimetro intelligente con risultati a schermo (con 33473)
- diario elettronico per controllo in terapia domiciliare
Compatibile con 2 net Hub Qualcomm Life

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Misura del flusso: ± 16 L/s - ±3% o 50 mL Accuratezza del flusso: ± 5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica: <0,5 cm H₂O/L/s
Sensore di temperatura: a semiconduzione (0-45°C)
Parametri misurati: lettura sullo spirometro: FVC, FEV1, PEF, FEF 25/75
lettura su PC con Winspiropro: gli stessi parametri di Spirobank G
Misura SpO₂: 0-100% ± 2% (50-100% SpO₂)
Misura frequenza polso: 20-254 bpm ± 2 bpm o 2%
Trasmissione dati: USB 2.0 o Bluetooth
Memoria: fino a 10'000 test - 300 ore di ossimetria (solo 33473)
Alimentazione: batteria ricaricabile al Litio 3,7V, 1100mA (per 40 ore di misurazioni)



TURBINE MONOUSO E RIUTILIZZABILI PER SPIROMETRI MIR

• 33507 TURBINA MONOUSO CON BOCCAGLIO INTEGRATO - conf. da 60 pz.
Turbina monopaziente Flowmir®, economica ed affidabile, garantisce l'igiene assoluta senza dover usare il filtro, confezionata singolarmente, semplifica la gestione. Può essere montata sui codici GIMA: 33509, 33511-14, 33518-22, 33527-29, 33530, 33532, 33534.

• 33526 TURBINA RIUTILIZZABILE - baionetta
Facile da sostituire, non necessita di calibrazione.
Compatibile con i codici GIMA: 33511-14, 33518, 33520-22, 33528-32, 33534.




33526

33507

BOCCAGLI PER SPIROMETRI DI VARIE MARCHE

Boccali monouso di carta, o riutilizzabili di plastica, sono adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e picchi di flusso. I boccali in carta sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.



CE 0476

33432

BOCCAGLI GIMA						
Codice GIMA	Misura - cm Ø int x ext x h	Adatti per	Codici GIMA	Adatti per	Altri marchi	Confezione
33410	2,8x3x6,5	adulto	33431, 33433, 33471-2, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534	-	Micromedical Vitalograph, Mir Ferraris (Koko legend) Cardiette (Pneumos 300) Micromedical Vitalograph, Mir	conf. da 500 pz.
33897						dispenser da 100 pz.
33411	2,0x2,2x6	pediatrico	33411	-	Mir	conf. da 250 pz.
33412	Adattatore	in plastica	33411	-	Mir	-
33506	2,6x2,8x6,5	adulto	33480, 33484-7	-	Sibel	conf. da 100 pz.
33494	1,9x2,1x7	pediatrico	33486, 33487	-	Sibel*	conf. da 100 pz.
33890	2,5x2,7x7	adulto	-	-	Fukuda Sangjo, Thor	dispenser da 100 pz.
33892	2,8x3,05x7	adulto	-	-	Cosmed (Pony model)	dispenser da 100 pz.
33898	2,8x3,05x7	adulto	-	-	Cosmed (Pony model)	conf. da 500 pz.
33895	3,03x3,3	adulto	-	-	Sensormedics, Microcard	-
33899	2,42x2,6	adulto	-	-	Sorin Lifewatch, Fukuda Denshi	conf. da 100 pz.
BOCCAGLIO PLASTICA GIMA						
33432	1,7x2,1x5 2,7x3x5	adulto/ pediatrico	33431, 33433	-	Ferraris	-
33691		adulto	33682-4, 6, 8	-	Thor	conf. da 10 pz.

*Gimaspir A/B necessita adattatore 33495

CARTA PER SPIROMETRI

- 33492 CARTA SPIROLAB COMPATIBILE MIR - rotolo 112 mm x25 m Utilizzabile anche per SIBEL DATOSPIR 120B, C, D, DATOSPIR TOUCH e GIMASPIR 120 modelli B, C, D.
- 33893 CARTA PER COSMED PONY - rotolo 57 mm x11 m - conf. da 5 rotoli
- 33894 CARTA PER COSMED PONY FX - rotolo 112 mm x13 m - conf. da 25 rotoli - compatibile anche con Spirosift Fukuda
- 33250 CARTA TERMICA - rotolo 58 mm Utilizzabile per SIBEL DATOSPIR 120A e GIMASPIR 120-A.

STRINGINASO

- 33474 STRINGINASO



33474


FILTRO ANTIBATTERICO

- 33525 FILTRO ANTIBATTERICO - conf. da 50 pz. per spirometri MIR, Medisoft
- 33557 FILTRO ANTIBATTERICO SPIROGUARD - conf. da 50 pz.

Compatibilità di Spiroguard

Erich Jaeger GmbH: Masterlab and Masterscreen
Ferraris Medical - P.K. Morgan: Autolink-Benchmark Transflo and USA Transfer System
Sensormedics: 2200 - 2400 - 2450
Vitalograph: Wedge-Bellow-Alpha and Escort Spirometers

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO PER I PIÙ NOTI SPIROMETRI



FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO
Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da bocaglio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Classe II A. Confezionato singolarmente in busta trasparente. Produzione italiana.

CE 0476

FILTRI ANTIBATTERICI - BOCCAGLI - conf. da 100 pz.				
Codice GIMA	Misura - cm Ø int x est	Compatibili con		
		Codici GIMA	Altri marchi	
33884	2,75x3	33341, 33433, 33471-2, 33509-14, 33518-22, 33528-32, 33534	Micromedical, Vitalograph, Mir, Ferraris (koko legend), Cardiette (Pneumos 300)	
33885	2,75x3,1	-	Cosmed	
33886	2,95x3,4	-	Customed, Jaeger	
33887	3,05x3,5	-	Sensormedics, BTL, Thor, Morgan, Chest, Microgard	
33888	3,4x3,6	-	Medical Graphics	
33889	2,5x2,7	-	Fukuda Sangjo	