




ELETTRODI UNIVERSALI ECG




Tutti con sensore di cloruro d'argento e snap in acciaio inox



33341



33372



33373

Codice GIMA	Codice FIAB	Materiale	Dimensione	Gel	Forma	Connessione	Applicazione	Minimo vendita
33313	F9089P-100	Schiuma	Ø 32x36 mm	Solido	Ovale	Snap	Pediatico - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG	Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)
33370	F9060P	Schiuma - PE	Ø 40 mm	Solido	Tondo	Snap	Pediatico - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG	Busta da 50 pz
33314	F9089-100	Schiuma	Ø 36x40 mm	Solido	Ovale	Snap	Adulti - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG	Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)
33371	F9060	Schiuma - PE	Ø 48x50 mm	Solido	Ovale	Snap	Adulti - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG	Busta da 50 pz
33344	F9067	Schiuma - PE	Ø 48x50 mm	Liquido	Ovale	Snap	Adulti - a riposo, sotto sforzo, holter ECG	Conf. da 1.200 pz (24 buste da 50)
33327	F2080	Tessuto non tessuto	Ø 55 mm	Solido	Tondo	Snap	Adulti - riposo ECG	Conf. da 1.200 pz (24 buste da 50)
33341	F3001ECG	Gelificata	34x23 mm	Solido	TAB	Alligator spina 4 mm	Adulti - riposo ECG	Busta da 100 pz
33372	F9047/4FL	Schiuma - PE	28x44 mm	Liquido	Rettangolare	Spina 4 mm	Adulti - riposo ECG	Conf. da 1.000 pz (20 buste da 50)
33373	F9053N	Schiuma	Ø 23x30 mm	Solido	Ovale	Filo da 35 cm con spina da 4 mm	Pediatico e neonatale	Conf. da a 150 pz (5 buste da 30)

ADATTATORI PER ELETTRODI ECG



33367 Presa Ø 4 mm



33375



33376



33374



33342 Connessione inferiore per elettrodo snap

Codice GIMA	ADATTATORI UNIVERSALI PER ELETTRODI ECG	Minimo vendita
33367	Serie di 10 adattatori (6 bianchi, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso, 1 nero) per elettrodi ECG 33313, 33314, 33327, 33344, 33370, 33371	Conf. da 10 pz
33375	Adattatore con cavo Alligator - lunghezza totale 16,5 cm	10 pz
33376	Adattatore Alligator - utilizzabile con elettrodi TAB	10 pz
33342	Adattatore multifunzione - utilizzabile su entrambi gli elettrodi TAB e Snap - dimensioni 14x54x17 mm	10 pz
33374	Adattatore Grabber - utilizzabile con elettrodi snap - dimensioni 22,5x33 mm	10 pz


MORSETTI PER ARTI E ELETTRODI PER TORACE

Materiale plastico placcato argento conforme con EN 60601-2-25

Morsetto universale: apertura a vite (4 mm) e molletta

Morsetto universale: apertura a vite (4 mm) e molletta


Materiale plastico placcato argento conforme con EN 60601-2-25



Morsetto per adulti 30x130 mm 33364



Morsetto per bambini 20x90 mm 33363



33324 Elettrodo Ø 30 mm

33369 Elettrodo Ø 30 mm

33365 Elettrodo Ø 24 mm

33368 Elettrodo Ø 15 mm

Codice GIMA	ELETTRODI ECG UNIVERSALI RIUTILIZZABILI LATEX FREE - NICKEL FREE	Minimo vendita
33363	Set di 4 elettrodi pediatrici periferici (4 colori)	1 set
33364	Set di 4 elettrodi da adulti periferici (4 colori)	1 set
33368	Set di 6 elettrodi precordiali Ø 15 mm - contatti in argento	1 set
33365	Set di 6 elettrodi precordiali Ø 24 mm - contatti in argento	1 set
33369	Set di 6 elettrodi precordiali Ø 30 mm - contatti in argento	1 set
33323	Set di 6 elettrodi precordiali Ultra Ø 24 mm - contatti in argento	1 set
33324	Set di 6 elettrodi precordiali Ultra Ø 30 mm - contatti in argento	1 set