


CARTE TERMICHE PER ECG - PER DIFFERENTI MARCHE DI ECG



| Codice GIMA | PRODUTTORE ECG E MODELLO | Tipo | Largh mm | Lungh m | Strato | Indic | Griglia* | Min. vendita |
|-------------|---|--------|----------|---------|--------|-------|----------|--------------|
| | ASPEL | | | | | | | |
| 32951 | Ascard A4, B56, Mr. Blue, Mr. Silver 3 Topaz, grey, v.07.204, orange, red, v.07.303 | rotolo | 112 | 25 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32996 | Ascard B5 eco, Mr. Green, mint | rotolo | 58 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32952 | Ascard, Mr. Gold, Gold/3 | rotolo | 210 | 25 | - | no | ar/rosso | 5 |
| | BIOCARE | | | | | | | |
| 32968 | 101G | rotolo | 50 | 20 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32989 | 300G, 3010 | rotolo | 63 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32969 | IE3 | rotolo | 80 | 20 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 33002 | 3030, 6010 | rotolo | 112 | 27 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32992 | 1200 | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32962 | 1210, 1215 | pacco | 210 | 140 | 215 | si | ar/rosso | 10 |
| 33004 | IE12, IE15 | pacco | 210 | 150 | 200 | si | ar/rosso | 10 |
| | BIOLIGHT | | | | | | | |
| 32969 | BLT, 1203A, E 30 | rotolo | 80 | 20 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32966 | E70, E80 | pacco | 210 | 295 | 150 | si | ar/rosso | 1 |
| | BIONET | | | | | | | |
| 32950 | Cardiocare/Cardiotouch | rotolo | 215 | 25 | - | no | ar/rosso | 5 |
| | BIOSET-HORMAN | | | | | | | |
| 32969 | 3800 | rotolo | 80 | 20 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 33050 | Bioset 3600/3601/3700 | pacco | 110 | 100 | 200 | si | ar/rosso | 10 |
| 33051 | Bioset 8000 - 8100 - 9000 - 9100 | pacco | 210 | 150 | 400 | si | ar/rosso | 5 |
| | BTL | | | | | | | |
| 32996 | BTL 08/MT, 08/MD, 08/MD3 | rotolo | 58 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32953 | 08 MT, MD | rotolo | 112 | 23 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32952 | BTL 08/LC, 08/LT | rotolo | 210 | 25 | - | no | ar/rosso | 5 |
| | BURDICK | | | | | | | |
| 32954 | Atria 3100/6100, quest | pacco | 210 | 300 | 200 | si | ar/rosso | 1 |
| | CARDIOLINE | | | | | | | |
| 32955 | Elan 100 | pacco | 112 | 100 | 300 | si | ar/rosso | 25 |
| 32956 | Delta 1 plus | pacco | 60 | 100 | 300 | si | ar/rosso | 25 |
| 32957 | Delta 1 plus | rotolo | 60 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32958 | Delta 3 plus | pacco | 112 | 100 | 300 | si | ar/rosso | 25 |
| 32959 | Delta 30 | rotolo | 183 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32960 | Delta 60 plus | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32961 | Elan 2100, Delta 612 | pacco | 210 | 280 | 200 | si | ar/rosso | 1 |
| 33053 | ECG 100+ | pacco | 100 | 150 | 200 | si | ar/rosso | 10 |
| 33054 | AR2100 (VIEW/ADV) - 66010042 | pacco | 210 | 140 | 200 | si | ar/rosso | 8 |
| 33055 | ECG 200+ | pacco | 210 | 295 | 180 | si | ar/rosso | 1 |
| | CAREWELL | | | | | | | |
| 32963 | ECG-1101B, 1101C, 1101G | rotolo | 50 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 33025 | ECG-1103B, 1103G, 1103L | rotolo | 63 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 33058 | ECG-1103GW, 1103LW | rotolo | 80 | 30 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 33059 | ECG-1106G, 1106L | rotolo | 112 | 25 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32950 | ECG-1112L, 112M, T/12 | rotolo | 215 | 25 | - | no | ar/rosso | 5 |
| | COMEN | | | | | | | |
| 32969 | CM300 | rotolo | 80 | 20 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32965 | CM600 | rotolo | 110 | 20 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32992 | CM 1200 A/B | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32966 | CM 1200 A/B | pacco | 210 | 295 | 150 | si | ar/rosso | 1 |
| | CONTEC | | | | | | | |
| 32968 | 90A, 100G | rotolo | 50 | 20 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32969 | 300G, 300GT | rotolo | 80 | 20 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32970 | 600G | rotolo | 110 | 20 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32967 | 1200, 1201 | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| | DIMED | | | | | | | |
| 32963 | LTD400 | rotolo | 50 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32996 | LTD410, Heartscreen 60G | rotolo | 58 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32964 | LTD405S, LTD405W, LTD415 Heartscr. 80G | rotolo | 80 | 25 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32951 | LTD418, Heartscreen 112 | rotolo | 112 | 25 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32965 | LTD440, LTD445/S | pacco | 110 | 140 | 143 | si | ar/rosso | 20 |
| 32960 | LTD450, LTD455/S, LTD455/W | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32966 | LTD450, LTD455/S, LTD455/W | pacco | 210 | 295 | 150 | si | ar/rosso | 1 |
| | EDAN | | | | | | | |
| 32963 | SE-1 | rotolo | 50 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32964 | SE-3 | rotolo | 80 | 25 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32965 | SE-601 | pacco | 110 | 140 | 143 | si | ar/rosso | 20 |
| 32966 | SE-6, 12, 1200 EXP | pacco | 210 | 295 | 150 | si | ar/rosso | 1 |
| 32960 | SE-6, 12, 1200 EXP | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32962 | SE/1201 | pacco | 210 | 140 | 215 | si | ar/rosso | 10 |
| | ELETRONICA TRENTINA/CARDIETTE/CARDIOLINE | | | | | | | |
| 32971 | Autoruler 12/1, comp. 1x12 | rotolo | 50 | 30 | - | si | blu | 20 |
| 32972 | Start 100 | rotolo | 130 | 27 | - | si | blu | 10 |
| 32973 | AR 600 | rotolo | 60 | 15 | - | si | blu | 25 |

| Codice GIMA | PRODUTTORE ECG E MODELLO | Tipo | Largh mm | Lungh m | Strato | Indic | Griglia* | Min. vendita |
|-------------|--|--------|----------|---------|--------|-------|----------|--------------|
| 32977 | AR 600 Adv | pacco | 60 | 75 | 250 | si | blu | 25 |
| 32974 | AR 1200 | rotolo | 120 | 18 | - | si | blu | 10 |
| 32978 | AR 1200 (View/Adv) | pacco | 120 | 100 | 300 | si | blu | 10 |
| 32975 | Daedalus, AR2100 | rotolo | 210 | 20 | - | si | blu | 5 |
| 32976 | Daedalus, Start 200, AR2100 | pacco | 210 | 150 | 200 | si | blu | 8 |
| | ESAOTE BIOMEDICA | | | | | | | |
| 32980 | P 80 base | rotolo | 90 | 28 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32981 | P 80 base | rotolo | 90 | 70 | 400 | si | ar/rosso | 25 |
| 32982 | P 80 Power, P 80 SIX | pacco | 210 | 280 | 215 | si | ar/rosso | 1 |
| 32983 | P8000 base | pacco | 80 | 70 | 300 | si | ar/rosso | 20 |
| 32984 | P8000 Power | pacco | 210 | 280 | 200 | si | ar/rosso | 1 |
| 32985 | Archimed 4240, Archiwin | pacco | 210 | 300 | 200 | si | ar/rosso | 1 |
| 32986 | Personal 120 | pacco | 126 | 150 | 170 | si | bianco | 20 |
| 32987 | My Cardiopad base | pacco | 114 | 90 | 200 | si | ar/rosso | 20 |
| 33040 | Esaote my Cardiopad 2157036 | pacco | 210 | 140 | 180 | si | ar/rosso | 5 |
| | FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI | | | | | | | |
| 32988 | 501A, FX121, FCP-500, OP18TE | rotolo | 50 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32989 | FCP15, FCP11, OP110TE, OP19TE | rotolo | 63 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| | GIMA | | | | | | | |
| 32994 | OP/358TE, FCP/131, FX3010, FX3101, FX-8822 | rotolo | 145 | 30 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32990 | OP 111 TE, OP 115 TE, FX102 | pacco | 50 | 75 | 400 | si | ar/rosso | 20 |
| 32991 | OP 112 TE, FX2111, FX7101, FX7102, FCP2201 G | pacco | 63 | 75 | 400 | si | ar/rosso | 25 |
| 32992 | FCP231, OP69TE, FX7402, FX7542, FX 8322 | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32993 | OP/382TE, FX-3010, FX-8222 | pacco | 145 | 75 | 400 | si | ar/rosso | 10 |
| 32965 | OP222TE, FX7202 | pacco | 110 | 140 | 143 | si | ar/rosso | 20 |
| | HEWLETT PACKARD | | | | | | | |
| 32999 | Page Writer 100/200, M1709A, M2483A | pacco | 210 | 300 | 200 | foro | ar/rosso | 1 |
| 32988 | 40453 A, 43120 | rotolo | 50 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| | INNOMED | | | | | | | |
| 32996 | HeartScreen IKO 3, HeartScreen 60 IKO, 60 G | rotolo | 58 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 32964 | HeartScreen IKO 80G-L, 80C-L | rotolo | 80 | 25 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32953 | HeartScreen 112 C-D | rotolo | 112 | 23 | - | no | ar/rosso | 10 |
| | KENZ - SUZUKEN | | | | | | | |
| 33002 | Cardico 302/601 | rotolo | 112 | 27 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 33003 | Cardico 302/601 | pacco | 112 | 90 | 200 | si | ar/rosso | 20 |
| 32960 | Kenz-Cardico 1210, 1211 | rotolo | 210 | 30 | - | no | ar/rosso | 5 |
| 32988 | 103, R50-30R, TEC 8300 | rotolo | 50 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| | MARQUETTE - HELLIGE - GE | | | | | | | |
| 33010 | MAC PC | rotolo | 108 | 23 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 33011 | Case 10-12-15, MAC 3000-5000 | pacco | 215 | 280 | 300 | foro | ar/rosso | 1 |
| 32966 | Cardiomart, MAC 1200/1600 | pacco | 210 | 295 | 150 | si | ar/rosso | 1 |
| 33012 | MAC 400, MAC 600 | pacco | 80 | 90 | 280 | si | ar/rosso | 25 |
| 33013 | MAC 800 | pacco | 110 | 140 | 200 | si | ar/rosso | 25 |
| | MINDRAY | | | | | | | |
| 33014 | Beneheart R3 | rotolo | 80 | 20 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 33016 | Beneheart R3 | pacco | 80 | 70 | 200 | si | ar/rosso | 25 |
| 32966 | BeneHeart R12 | pacco | 210 | 295 | 150 | si | ar/rosso | 1 |
| | MORTARA | | | | | | | |
| 33017 | Eli 50 | pacco | 50 | 70 | 200 | si | ar/rosso | 25 |
| 33010 | Eli 100 | rotolo | 108 | 23 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 33019 | Eli 210, 250, 280, 350, 380 | pacco | 210 | 300 | 250 | si | ar/rosso | 1 |
| 33020 | Eli 150 | pacco | 108 | 140 | 200 | si | ar/rosso | 25 |
| 33021 | Eli 230 | rotolo | 210 | 20 | - | no | ar/rosso | 5 |
| | NIHON KOHDEN | | | | | | | |
| 33025 | CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K | rotolo | 63 | 30 | - | no | ar/rosso | 20 |
| 33026 | Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022 | pacco | 210 | 140 | 215 | si | bianco | 10 |
| 32962 | Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022 | pacco | 210 | 140 | 215 | si | ar/rosso | 10 |
| 33027 | GEM 9010, 9020, 9022, 1250, 1950 | pacco | 110 | 140 | 143 | si | bianco | 20 |
| 33028 | 1500, 1550, 9110, 9130, 9132, 9320, 2250 | pacco | 210 | 295 | 170 | si | bianco | 1 |
| | PHILIPS | | | | | | | |
| 32998 | Page Writer TC/10 | rotolo | 110 | 25 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32999 | Page Writer TC/50 - TC/70 | pacco | 210 | 300 | 200 | foro | ar/rosso | 1 |
| 32997 | Touch, TRIM I / II / III, Page Writer TC/20, TC/30 | pacco | 210 | 300 | 100 | foro | ar/rosso | 1 |
| | PROGETTI | | | | | | | |
| 32953 | EPG 612 | rotolo | 112 | 23 | - | no | ar/rosso | 10 |
| 32996 | EPG Basik-pocket | rotolo | 58 | 25 | - | no | ar/rosso | 20 |
| | < | | | | | | | |