


TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATI


TELI SEMPLICI



Tutti i teli chirurgici sono in TNT biaccoppiato di colore azzurro 54 g/m². Confezionati in una busta di polietilene sterile (ossido di etilene) da 1 pz., senza lattice.


Codice GIMA	TELI SEMPLICI	Minimo vendita
23600	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23601	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23602	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23604	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23606	Telo 120x150	Conf. 50 pz.
23608	Telo 150x200	Conf. 25 pz.

TELI CON LATO ADESIVO



Codice GIMA	TELI CON LATO ADESIVO	Minimo vendita
23610	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23611	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23612	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23614	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23617	Telo 180x200	Conf. 25 pz.
23618	Telo 150x240	Conf. 25 pz.

TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE




Telo con foro Ø 10 cm

Telo con foro Ø 6x9 cm

Codice GIMA	TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE	Minimo vendita
23620	Telo 50x75 - foro 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23622	Telo 75x90 - foro 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23623	Telo 75x90 - foro Ø 10 cm	Conf. 75 pz.
23624	Telo 100x100 foro Ø 10 cm	Conf. 50 pz.
23625	Telo 100x150 - foro 9x18 cm	Conf. 25 pz.
23626	Telo 120x150 - foro Ø 10 cm	Conf. 25 pz.


TELI STERILI IN TNT PER CHIRURGIA OFTALMICA

Foro Ø 6x3 cm con film da incisione. Sacca per raccolta liquidi e barretta conformabile.



• 23634 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 80x100 cm - sterile - conf. da 40 pz.

Foro Ø 10x10 cm con film da incisione. Doppia sacca per raccolta liquidi e barretta conformabile per setto nasale.



• 23635 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 160x160 cm - sterile - conf. da 15 pz.

Foro Ø 11 cm con film da incisione. Doppia sacca 35x73 cm per raccolta liquidi e barretta conformabile.



• 23636 TELO CHIRURGICO OFTALMICO 160x260 cm - sterile - conf. da 10 pz.

TELI CHIRURGICI IN COTONE




- 26495 TELO 90x150 cm
 - 26496 TELO 150x150 cm
 - 26497 TELO 250x150 cm
- Telo di alta qualità, 100% cotone, colore verde. Produzione europea.

TELO DA INCISIONE - STERILE

Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento. Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni.

Telo da incisione in poliuretano adesivizzato.



Codice GIMA	MISURA AxB	MISURA AxC	Minimo Vendita
23628	45x50 cm	45x40 cm	Conf. da 10 pz.
23630	30x35 cm	30x25 cm	Conf. da 50 pz.
23631	45x50 cm	45x40 cm	Conf. da 50 pz.
23632	60x65 cm	60x55 cm	Conf. da 50 pz.


TELI CHIRURGICI IN POLIESTERE O MICROFIBRA

TELI IN POLIESTERE TESTURIZZATI 100%

Studiati per sostituire i classici teli in cotone nelle sale operatorie. Vantaggi:

- non rilasciano particelle di polvere o fibre di cotone che potrebbero causare infezioni durante gli interventi
- adatti a diversi usi:
 - come telo sotto il paziente
 - come salvietta
 - per tamponare, grazie alle sue proprietà assorbenti
 - come pre e post lenzuolo chirurgico grazie alla capacità di mantenere una giusta temperatura corporea

Tessuto in poliestere testurizzato



- 41000 TELO POLIESTERE 90x150 cm - azzurro
- 41001 TELO POLIESTERE 150x150 cm - azzurro
- 41002 TELO POLIESTERE 250x150 cm - azzurro


TELI IN MICROFIBRA

(99% poliestere + 1% fibra di carbonio)

La linea di teli in microfibra è concepita per le sale operatorie. Le caratteristiche e i vantaggi sono molteplici:

- non assorbono i liquidi, mantenendo il piano operatorio asciutto;
 - non rilasciano particelle di polvere o fibre che potrebbero causare infezioni ai pazienti;
- I teli GIMA sono composti da poliestere e fibre di carbonio. L'aggiunta di tali fibre di carbonio serve da protezione contro potenziali scariche elettriche.

Tessuto in microfibra



- 41009 TELO MICROFIBRA 90x150 cm - verde
- 41010 TELO MICROFIBRA 150x150 cm - verde
- 41011 TELO MICROFIBRA 250x150 cm - verde

Le dimensioni del telo possono variare di ±5% a causa del procedimento in fase di produzione