

STAMPANTI SONY



Dimensione:
154x240xh 88 mm
per essere trasportata
sui carrelli medici

33968

SONY

• 33968 STAMPANTE GRAFICA IBRIDA SONY UP-X898 MD - bianco/nero

Produce stampe di superba qualità in formato A6 in circa 2 secondi, con risoluzione 325 dpi e 256 livelli di grigi. Risponde sia al segnale video analogico che digitale. 110-240 V AC, 50/60

• 33993 STAMPANTE A COLORI SONY UP-25 MD

Stampante a sublimazione del colore per applicazioni medicali.

Produce stampe in formato A6 di alta qualità fotografica. Maggiori info su www.gimaitaly.com

33993



CARTA ORIGINALE SONY



SONY

CARTA SONY PER VIDEOSTAMPANTE

- 72726 CARTA SONY - UPP 110 HD - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta densità opaca - 110 mm x20 m
- 72727 CARTA SONY - UPP 110 HG - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta risoluzione - lucida - 110 mm x18 m
- 72728 CARTA SONY UPP-110S - conf. da 10 rotoli
- 72729 CARTA SONY UPP-110HA - conf. da 10 rotoli
- 72735 CARTA SONY COLOUR UPC-21L
(4 cartucce inchiostro + 200 supporti stampa 144x100 mm)

CARTA ORIGINALE MITSUBISHI

- 72740 CARTA MITSUBISHI K65HM-CE - conf. da 4 rotoli



CARTA COMPATIBILE CON STAMPANTI SONY E MITSUBISHI



CARTA COMPATIBILE

Carta di alta qualità perfettamente compatibile con le stampanti termiche Sony e Mitsubishi.
Immagini durature per una lunga durata di stoccaggio
 - alta resistenza all'umidità e al calore
 - resistente all'acqua, alle impronte e alle gocce di gel
Riproduzione dell'immagine precisa e ad alta risoluzione
 - Elevatissima intensità del colore per grazie ad maggiore densità del colore nero
 - immagini mediche eccellenti, brillanti, chiare e definite
 - riproduzione lucida e fotorealistica
Stampa senza intoppi e utilizzo a lungo termine della stampante
 - strappo facile lungo la linea tratteggiata
 - curvature minime per ottenere foto piatte e facili da archiviare
 - strato anti-elettrostatico incorporato per prevenire danni alla testina termica.

Codice GIMA	Compatibilità SONY	Compatibilità MITSUBISHI	Qualità carta	Dimensioni mm x m	Minimo vendita
72745	UPP-110HG	K91HG/KP91HG	alta lucentezza	110x18	conf. da 5 rot.
72746	UPP-84HG	-		84x12,5	conf. da 10 rot.
72747	UPP-110HD	-		110x20	conf. da 5 rot.
72748	-	K65HM/KP65HM	alta densità	110x20	conf. da 5 rot.
72749	UPP-210HD	-		210x25	conf. da 5 rot.
72750	UPP110S	-		110x20	conf. da 5 rot.
72751	-	K61S/KP61S/KP61B	standard	110x20	conf. da 5 rot.



CARTA TERMICA COMPATIBILE PER DEFIBRILLATORI ECG - VARI MARCHI

Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO DEFI - ECG	Tipo	Largh. mm	Lungh. m	Strato	Indic.	Griglia	Minimo vendita	Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO DEFI - ECG	Tipo	Largh. mm	Lungh. m	Strato	Indic.	Griglia	Minimo vendita
33100	CORPLUS Corplus 3	rotolo	106	20	-	no	ar/rosso	10	33102	PHILIPS Defibrillator MRX	rotolo	75	25	-	no	ar/rosso	10
32968	MINDRAY Beneheart D3, D6	rotolo	50	20	-	no	ar/rosso	20	33103	PHILIPS Heartstart XL	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
33103	HEWLETT PACKARD 40457C/D, Codemaster 100, XL	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20	33032	PHYSIO CONTROL Life Pack 8-9-10	rotolo	50	23	-	no	ar/rosso	20
33029	NIHON KOHDEN Def. TEC 5521, 5531, BSM 2300, 3000	pacco	50	100	200	no	ar/rosso	25	33033	PHYSIO CONTROL Life pack 11-12-15	rotolo	107	25	-	no	ar/rosso	10
32988	Tech-8300	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20	32983	SCHILLER Defigard 6002	pacco	80	70	300	si	ar/rosso	20
									33106	ZOLL Defi/1400 (P/N 8000-0300)	pacco	90	90	200	si	ar/rosso	20

*ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa