

GEL GIMA PER ULTRASUONI



Codice GIMA	GEL ULTRASUONI	Minimo vendita
33269	Gel ultrasuoni sterile - bustina - 20 ml - trasparente	conf. da 48 pz.
33271	Gel ultrasuoni - bustina - 20 ml - trasparente	conf. da 200 pz.
33270	Gel ultrasuoni - tubetto 60 ml - trasparente	conf. da 12 pz.
33272	Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - blu	conf. da 40 pz.
33273	Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - trasparente	conf. da 40 pz.
33274	Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - blu	conf. da 12 pz.
33275	Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - trasparente	conf. da 12 pz.
33276	Gel ultrasuoni - tanica 5 l - blu	conf. da 2* pz.
33277	Gel ultrasuoni - tanica 5 l - trasparente	conf. da 2* pz.
33278	Gel ultrasuoni - sacca 5 l - blu	conf. da 4** pz.
33279	Gel ultrasuoni - sacca 5 l - trasparente	conf. da 4** pz.
33283	Pompetta dosatore per tanica e sacca 5 litri	

*include 2 bottiglie vuote da 250 ml ** include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare

GEL GIMA PER ULTRASUONI

Ipoallergenico, adatto a tutti i tipi di applicazione in ambito ecografico e doppler. Assicura una corretta propagazione delle onde agli apparecchi e garantisce una chiara e continua visualizzazione delle immagini. Privo di sale, formaldeide e fragranze, la sua composizione non danneggia le sonde.



PULIZIA DELLE SONDE

- 33281 SOLUZIONE PER LA PULIZIA DELLE SONDE ECOGRAFICHE - 250 ml - spray 33281

Rimuove dalla superficie delle sonde i depositi di gel, garantendo una migliore immagine, migliori prestazioni e una vita più lunga. Grazie ai suoi agenti pulenti, impedisce il passaggio dei batteri da paziente a paziente, assicurando grande igiene. Privo di alcool.



GEL COSMETICO



CREMA PER TECAR

- 33251 CREMA TECARTERAPIA 1 litro
- Aiuta a ridurre l'impedenza di contatto tra la sonda e la cute. L'elevata conducibilità garantisce risultati ottimali sia nella fase capacitiva che in quella resistiva. Conservanti e coloranti atossici. Latex free.



PASTA PER EEG

- 33262 PASTA PER EEG - 400 g
- Usata con elettrodi per EEG e per mappature cerebrali. Grazie alla sua sostanza attiva, consente un agevole fissaggio degli elettrodi anche sui capelli e sulla peluria, consentendo la conducibilità. Solubile in acqua, si rimuove facilmente. Ipoallergenica, non irrita la pelle. Non contiene olio o sostanze oleose. Atossica ed inodore.



GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE

Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro.

Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

Caratteristiche tecniche: ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

Codice GIMA	GEL COSMETICO PER LASER E CAVITAZIONI	Minimo vendita
33253	Gel cosmetico - tubetto 250 ml	conf. da 40 pz.
33254	Gel cosmetico - bottiglia 1 l	conf. da 12 pz.
33255	Gel cosmetico - sacca 5 l	conf. da 4** pz.
33283	Pompetta dosatore per sacca 5 l	

**Include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare