

ECOGRAFO MINDRAY DP-50 - DIGITALE AD ULTRASUONI



33973 + 33988

Fornito con manuale in:
GB, IT e manuale su CD
in: GB, IT, FR, DE, RU,
ES, PT, BR

• **33973 ECOGRAFO PORTATILE MINDRAY DP-50** ad ultrasuoni con monitor LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 320 GB, 4 porte USB, pacchetto software multipli, senza sonde. Modalità immagine: B, B/B, 4B, B/M, M

Elaborazione dell'immagine:

- imaging armonico o spostamento di fase - iTouch™ ottimizzazione automatica
- tecnica THI (Tissue Harmonic Imaging)
- iBeam™ composizione spaziale dell'immagine
- iClear™ elevata nitidezza dell'immagine
- iZoom™ visualizzazione istantanea o schermo pieno
- Adattamento alla linea di scansione (2D Steer)

Banda larga, immagini multi frequenza: continuamente regolabile 2-14 MHz

Organizzazione del lavoro:

- piattaforma iStation™ con motore di ricerca integrato per i dati paziente
- 320 GB di memoria su hard disk - 4 porte USB
- capacità memoria viva (max): B mode: 10566 fotogrammi
M mode: 66,3 s

• **33972 ECOGRAFO PORTATILE MINDRAY DP-50 PT PER FISIOTERAPIA** con schermo LCD alta risoluzione 15", 2 connettori per sonde, hard disk 320GB, 4 porte USB, pacchetto software multiplo, senza sonda.

Stesse caratteristiche del cod. 33973 con in più immagini in tempo reale ultrasuoni (RTUI) per fisioterapia. Pre-impostazioni fisioterapia: regione pelvica / anca / colonna lombare / spalla / gomito / polso / ginocchio / caviglia / tendine d'Achille / colonna cervicale. Funzione di confronto delle immagini con monitoraggio dinamico degli effetti terapeutici. Immagini muscolo-scheletriche di ottima qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni e peso: 19x41,5xh 37,8 cm; 7,7 kg
Display: LCD 15 pollici
Lingue del display: GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, TR, FI, DK, NO, SE, DE
Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz
Batteria ricaricabile ioni-litio - su richiesta

ECOGRAFO A ULTRASUONI A COLORI MINDRAY Z5

• **33880 ECOGRAFO PORTATILE MINDRAY Z5** a ultrasuoni con display LCD a colori in alta risoluzione da 15 pollici, connettore per 2 sonde, hard disk da 320 GB, 4 porte USB, pacchetto software, senza sonda.

Sistema Doppler a colori, che offre una rara combinazione di alte prestazioni a basso costo. Immagini di alta qualità, accessibilità, versatilità e mobilità in un unico sistema Doppler portatile.

Versatilità

- modalità scanner: B, Colore, PW, Power, M, FreeXros M
- modalità visualizzazione immagine: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, Triplex PW
- applicazioni: ABD/OB/GYN/CAR/SML/URO/VAS/ORTH/EM/NERVE
- varietà sonde: Convex, linear, Micro-convex, Endocavity
- visualizzazione estesa della struttura armonica tramite ExFov
- sonda ad alta frequenza lineare per la scansione superficiale

Produttività

- iTouch: ottimizzazione rapida dell'immagine con un click
- iZoom: ingrandimento a pieno schermo istantaneo con un click
- iStation: banca dati dei pazienti e piattaforma di analisi
- Clipboard: anteprima e condivisione con cinelooop
- Molteplici formati di immagine: BPM, JPG, DCM, AVI, DCM, CIN

Portatile

- forma compatta e affusolata peso 7,7 kg
- monitor LCD da 15 pollici con funzione degree tilt
- doppi connettori universali trasduttori

- tastiera con due livelli di retroilluminazione per vari requisiti
- può essere messo in una borsa portatile per facilitarne il trasporto
- 1,5 h di scansione senza interruzione con batteria ricaricabile
- trasferimento diretto immagini a PC



33880

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo: LCD da 15 pollici, alta risoluzione 1024x768
Software interno
+ input tastiera: GB, FR, ES, PT, RU, PL, CZ, DE
Digitazione tastiera: TR, FI, DK, NO, SE
Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60Hz - pile (batterie) ricaricabili agli ioni di litio - su richiesta
Dimensioni e peso: 19x41,5xh 37,8 cm; 8,8 kg

SONDE E ACCESSORI PER ECOGRAFI DP-50 E Z5

ACCESSORI per DP-50 e Z5

33875	Ago guida per sonda lineare (33983)
33876	Ago guida per sonda Micro-Convex (33984)
33975	Batteria al litio ricaricabile per DP-50 e Z5
33987	Borsa per trasporto DP-50 e Z5
33988	Carrello UMT-150 per DP-50 e Z5
33968	Stampante SONY UP-X898 MD per DP-50
33993	Stampante a colori SONY UP-25 MD per Z5



33987

Dimensioni del carrello:
44,5x53,5xh 81 o 87 cm

Altezza selezionabile durante l'installazione (2 livelli)



33988

SONDE DP-50 E Z5

FREQUENZA (MHz)

● Applicazioni principali

Codice GIMA	Codice Mindray	Metodo di scansione	Freq. princ.	Lunghezza fascia della sonda	ADDOMINALI	GINECOLOGIA	UROLOGIA	PICCOLE PARTI	CARDIOLOGIA	MSK	VASCOLARE	PEDIATRICO	PROSTATA	ORTOPEDICO
33982	35C50EA	Convesso	3,5	2,0 - 5,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33983	75L53EA	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33978*	65C15EA	Micro-convesso	6,5	5,0 - 8,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33984*	65EC10EA	Micro-convesso	6,5	5,0 - 8,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33990*	10L24EA	Insieme lineare	10,0	8,0 - 14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34004	75L38EA	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



* non per DP-50PT