

## PULSOXIMETRI PROFESSIONALI OXY-5 E OXY-6



CE 0476

DISPLAY  
RETROILLUMINATO

34282



CE 0476

DISPLAY  
OLED  
A COLORI

34285



34285

- 34282 PULSOXIMETRO DA DITO OXY-5
  - 34265 PULSOXIMETRO DA DITO OXY-5 PEDIATRICO
  - 34285 PULSOXIMETRO DA DITO A COLORI OXY-6
- Permette di rilevare saturazione, pulsazioni e perfusione dal dito del paziente (spessore dito 10-22 mm per i codici 34282-34285, 8-16 mm per il codice 34265) in ambiente ospedaliero o in ambulatorio.
- Caratteristiche principali:
- rilevazione SpO<sub>2</sub> e battito
  - istogramma del battito
  - calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. Consente di valutare se la zona è sufficientemente irrorata per ritenere attendibile la misurazione
  - grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) sotto controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certificatore italiano (CE 0476 CERMET)
  - precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad un unico sistema di filtro dei disturbi
  - grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante)
  - allarmi visivi ed acustici

- accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito)
  - indicatore di carica in esaurimento
  - manuale in 8 o 9 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, PL\*, AR)
  - 50 ore di funzionamento con le batterie cariche (30 ore per oxy-6)
  - fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio
  - display orientabile in 4 direzioni (solo oxy-6)
  - 35076 ASTUCCIO IN CORDURA con passante per cintura - blu
- \*solo 34265, 34282

|  | CARATTERISTICHE TECNICHE                                    |                                   |             |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
|  | CAMPO   | PRECISIONE                        | RISOLUZIONE |
| Pulsazioni:                                | 30-240 bpm  | ± 2 bpm (2%)                      | 1bpm        |
| SpO <sub>2</sub> :                         | 35%-99%   | ± 2% (75-99%)<br>± 3% (50-75%)    | 1%          |
| Indice di perfusione:                      | 0-20%   | ± 0.1% (0,2-2%)<br>± 0.2% (2-10%) | 0-1%        |
| Allarme:                                   | SpO <sub>2</sub> : limite inferiore 90%                     |                                   |             |
| Allarme pulsazioni:                        | basso: < 50 bpm - alto > 120 bpm                            |                                   |             |
| Alimentazione:                             | 1,5V (AAA ) batterie alcaline x 2                           |                                   |             |
| Norme:                                     | IEC 60601-1-2 Classe II CE 0476                             |                                   |             |
| Display LCD:                               | saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria |                                   |             |
| Dimensione - peso:                         | 6,6x3,6x3,3 cm - 60 g comprese le batterie                  |                                   |             |
| Produzione italiana (fabbricato in P.R.C.) |   |                                   |             |

## PULSOXIMETRO OXY-3

DISPLAY OLED  
A 2 COLORICE 2179  
FDA

35090

Fornito in  
blister con  
batterie e  
cordino

- 35090 PULSOXIMETRO OXY-3 - blister
- Misura il livello di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco.
- Caratteristiche: funzionamento semplice, display SpO<sub>2</sub>, forma d'onda SpO<sub>2</sub>, battito, istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico, pinza resistente, display orientabile in 4 direzioni, confezionato in blister, manuale utente in GB, IT, ES, FR.

35090

- 35075 CUSTODIA IN SILICONE - azzurra
- 35076 ASTUCCIO IN CORDURA con passante per cintura - blu

35075  
+  
35090

35076

## PULSOXIMETRO OXY-4

Dimensioni: 66x36x33 mm

DISPLAY OLED  
A 2 COLORI

35092

CE 0123

- 35091 PULSOXIMETRO OXY-4 - blu
  - 35092 PULSOXIMETRO OXY-4 - arancione
  - 35093 PULSOXIMETRO OXY-4 - altro colore (minimo vendita: 100 pz.)
- Selezionare il colore in fase d'ordine

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.

- misura precisa della SpO<sub>2</sub> e del battito
- display a 2 colori della SpO<sub>2</sub>, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici
- gamma di misurazione SpO<sub>2</sub> 35-99%, battito 30-240 bpm
- display orientabile in 4 direzioni
- accensione e spegnimento automatico
- funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
- indicazione del livello di carica della batteria
- resistente all'ingresso di liquidi ed alle cadute
- manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL
- 35076 ASTUCCIO IN CORDURA con passante per cintura - blu