

\*Batteria da sostituire dopo 5  
anni di utilizzo

## DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO - i-PAD NF1200

Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale non sanitario. Supporta l'operatore durante le manovre di soccorso con chiare informazioni vocali e indicatori luminosi. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Queste due situazioni sono la causa più comune di arresto improvviso del cuore (SCA - Sudden Cardiac Arrest). In caso di arresto cardiaco, il cuore della vittima smette improvvisamente di battere. La sola possibilità di intervenire è mediante un defibrillatore. Può essere utilizzato su bambini di età tra 1 e 8 anni (meno di 25 kg) con le apposite placche pediatriche e sugli adulti con le relative placche. Fornito con un set di elettrodi adulti, batteria al litio (200 scosse o 10 ore di utilizzo), manuale. Conforme alle linee guida ERC 2010.

**TRAINER ADDESTRATORE:** simula tutte le funzioni di I-PAD, con 8 protocolli operativi standard di salvataggio.



Voce e manuale in:	DEFIBRILLATORE I-PAD E TRAINER					
	Spagnolo	Francese	Portoghese	Italiano	Inglese	Altre lingue*
DEFIBRILLATORE	33408	33409	33413	33414	33416	33417
TRAINER	-	-	-	33424	33405	33406

\*Voce in: DE, DK, NL, KR, JP, SE con manuale nella stessa lingua, conforme alle linee guida ERC 2010.  
\*Voce in: CZ, GR, HU, IL, IR, NO, TR con manuale Inglese, conforme alle linee guida ERC 2005

Accessori originali per I-PAD	
33418	Pacco batteria al litio per i-PAD e i-PAD Trainer (200 scosse)
33441	Placche monouso - kit 2 pezzi
33443	Placche pediatriche monouso - kit 2 pezzi
33422	Borsa per trasporto
33423	Armadietto da parete - con allarme acustico
33403	Connettore di comunicazione IrDA + software - consente di scaricare su PC gli eventi registrati

CE 0470  
JFDA

PER UTILIZZO  
PUBBLICO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità: semi-automatico  
 Forma d'onda: e-cube biphasic (onda bifasica esponenziale troncata); impedenza compensata  
 Energia: 200 J fissa.  
 Adulto: 200 J nominali in un'impedenza di 50 ohm.  
 Neonato/bambino: 50 nominali joules in un'impedenza di 50 ohm.  
 Accuratezza energia di scarica: ± 3% (200 J in un'impedenza di 50 Ω).  
 Tempo tra una scarica e l'altra: tipicamente < 20 secondi  
 Controllo di carica: automatico dal software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)

Tempo di carica dall'avviso di scarica: tipicamente < 10 secondi  
 Istruzioni vocali: messaggi vocali dettagliati indicano all'operatore le azioni da compiere  
 Controlli: bottone di scarica, i-Button, Bottone On/Off  
 Indicatori: 7 led (colori differenti), i-Button  
 Isolamento paziente: tipo BF, protetto da defibrillazione  
 Batteria: 12 Volt DC, 4.2 Ah, LiMnO<sub>2</sub>, Batteria non ricaricabile di lunga durata  
 Capacità batteria: min. 200 shocks o 4 ore di funzionamento  
 Registrazione eventi: primi 40 minuti di ECG e gli interi eventi relativi e l'analisi decisionale  
 Dimensioni/Peso: 70x220x260 mm / circa 2,2 kg incluso pacco batteria

## DEFIBRILLATORE RESCUE SAM DAE - SEMI O TOTALMENTE AUTOMATICO

5 ANNI DI GARANZIA  
PRODUZIONE ITALIANA

Rescue Sam con borsa  
per trasporto 33421

33425 +  
33421

Semi automatico



Totamente automatico

Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi o totalmente automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana.

## DEFIBRILLATORE RESCUE SAM - Semi automatico

Inglese	Italiano	Francese	Spagnolo	Altre lingue*
33425	33426	33427	33430	33559

Altre lingue disponibili in 20 giorni: DE, PL, RU (manuale e voce), PT, CZ, FI, GR, LT, NL, RO, TR, KR, TH (voce con manuale in inglese)

## DEFIBRILLATORE RESCUE SAM - Totalmente automatico

33165	-	33167	-	-
-------	---	-------	---	---

Tedesco disponibile su richiesta in 20 giorni

## TRAINER PER RESCUE SAM SEMI-AUTOMATICO

33170	33171	-	-	33174
-------	-------	---	---	-------

Trainer: altre lingue disponibili in 20 giorni: ES, FR, PL (solo voce)

## ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI RESCUE SAM

Codice GIMA	ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI RESCUE SAM
33558	Interfaccia PC USB
33419	Pacchetto batteria litio
33458	Placche pediatriche monouso (kit 2 pz.)
33451	Placche adulti monouso (kit 2 pz.)
33420	Placche adulti monouso (kit 2 pz.) + cavo
33421	Borsa per il trasporto



## TRAINER DAE RESCUE SAM PRO

Progettato appositamente per esercitarsi all'utilizzo del RESCUE SAM, grazie alle istruzioni vocali e visive chiare e semplici.  
 5 tipi di scenari pre-impostati selezionabili tramite comando da remoto.  
 Simulazione realistica totalmente sicura.  
 Fornito con comando remoto, placche da esercizio, caricatore batteria.