

PLACCHE COMPATIBILI CON PIÙ DEL 90% DEI DEFIBRILLATORI

CE 0086

Produzione italiana

33576


PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - MONOUSO

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Inst.) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg) compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi dalla data di produzione. Senza lattice. Conformi alle seguenti normative: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb, ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Codice GIMA	PRODUTTORE	MODELLO	Codice GIMA	PRODUTTORE	MODELLO
33576	Agilent-Philips	- Heartstream/HeartStart XL M4735A - Heartstream/HeartStart XLT M3500B - HeartStart XL 861290 - HeartStart 4000 M5500B (tutti con cavo Philips M3508A)	33587	Mindray	- Beneheart D3 - Beneheart D6
33577	Agilent Hewlett-Packard	- Codemaster 100-XE-XL-XL+ - Heartstream XL, XLT, XL+ con cavo M3507A	33579	MRL	Life - Lifequest
33579	Artema Innomed	- CardioAid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+	33579	Nihon Kohden	Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - 8251 tutti con cavo JC-755V, TEC 8300 con cavo JC855V
33579	Artema S&W	- CardioAid LS - MC - MC+	33587	Osatu Bexen	- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800
33587	Cardioline	- Elife 700	33576	Philips Laerdal Medical	- Heartstream Fore Runner I AED models E, S, EM - Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX - 940030XX - Heartstart FR2 AED M3841A - M3861A - Heartstart FR2+ AED, con modulo ECG M3840A, M3860A - Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A, M2475B (con cavo Philips M3507A e adattatori 05-200) - Heartstart MRx M3535A (con cavo Philips M3508A)
33448	Cmos Drake	- Futura	33588	Schiller	- Fred Easy - Fred Easy 2G - Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002
33448	CU Medical System	- i-PAD NF1200	33586	Schiller	- Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000 EDOS
33578	Defibtech	- DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED	33592	Schiller	- Fred easy port - Argus PRO Lifecare - Cardiovit AT 101 Easy
33579	Drager	- Cardiolog 2000	33579	S&W	- Cardio Aid LS - MC - MC+
33586	Esaote	- MDF SAED - MDF II	33579	Welch-Allyn	- AED 10 - AED20 - PIC30 - PIC40 - PIC50
33579	Innomed	- CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL	33589	Zoll Medical Corp	- Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 - 2000 - M series - E series - R series
33577	Laerdal Medical	- HeartStart 4000			
33589	M&B	- AED 7000			
33587	Medtronic-Physiocontrol	- Lifepak 9 connettore Quick-Combo - Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 AED con presa rosa o grigia - 1000 AED			
33609	Metrax Primedic	- Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S a partire da S.N. 739xxxxxxx - Defimonitor XD			

Connettore di elettrodi compatibili per defibrillatori

Confezione multilingue: GB, IT, FR, DE, ES, PT, GR, NL, RU, SE



PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE CON SISTEMA DI RIDUZIONE DI ENERGIA

PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - MONOUSO

Sistema di riduzione dell'energia: l'energia del defibrillatore di 150 J (33606) o di 200 J (33603) viene ridotta a 50 J. Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti

pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita. Conformi alle medesime normative delle placche adulti descritte sopra. Latex free. Produzione italiana.

Codice GIMA	PRODUTTORE - MODELLO	Codice GIMA	PRODUTTORE - MODELLO
33603	Medtronic-Physiocontrol - Lifepak 500 AED presa rosa- Lifepak 1000 AED - Lifepak CR plus AED - Lifepak Express AED	33603	Philips Laerdal Medical - Heartstart FR2 AED M3841A & M3861A - Heartstart FR2 AED, con modulo ECG 3840A, M3861A

PLACCHE ORIGINALI CU, PRIMEDIC E PROGETTI

Codice GIMA	PRODUTTORE - MODELLO	Codice GIMA	PRODUTTORE - MODELLO
PLACCHE PEDIATRICHE		PLACCHE ADULTI	
33569	CU Medical System CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3	33565	CU Medical System CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3
33443	iPad NF 1200	33441	iPad NF 1200
35345	CU-SP1, CU-SP2	35344	CU-SP1, CU-SP2
35390	Metrax-Primedic HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S dal S.N. 739xxxxxxx	35392	Metrax-Primedic HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S dal S.N. 739xxxxxxx
33458	Progetti Rescue Sam, Rescue 230, Rescue Life 5.7 "e 7"	33388	HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S fino S.N. 738xxxxxxx
		35380	Defimonitor XD1, XD3, XD10, XD30, XD100, XD300, XD110, XD330
		33451	Progetti Rescue Sam, Rescue 230, Rescue Life 5.7 "e 7"