

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD

FORBICI - AISI 420 - CARBURO DI TUNGSTENO

PUNTE CON DOPPIA
SALDATURA

- 26500 Forbici rette punte alterne - 14,5 cm
- 26501 Forbici rette punte smusse - 14,5 cm
- 26502 Forbici rette punte acute - 14,5 cm
- 26503 Forbici curve punte alterne - 14,5 cm
- 26504 Forbici curve punte smusse - 14,5 cm
- 26505 Forbici curve punte acute - 14,5 cm



- 26510 Forbici Metzenbaum - rette - 14 cm
- 26511 Forbici Metzenbaum - rette - 18 cm
- 26512 Forbici Metzenbaum - rette - 20 cm
- 26514 Forbici Metzenbaum - curve - 14 cm
- 26515 Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm
- 26516 Forbici Metzenbaum - curve - 20 cm



- 38510 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 15 cm
- 38511 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 15 cm
- 38514 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 17 cm
- 38515 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 17 cm



- 26526 Forbici Iris - rette - 11,5 cm
- 26527 Forbici Iris - curve - 11,5 cm



- 26520 Forbici Mayo - rette - 14,5 cm
- 26521 Forbici Mayo - rette - 18 cm
- 26524 Forbici Mayo - rette - 23 cm
- 26522 Forbici Mayo - curve - 14,5 cm
- 26523 Forbici Mayo - curve - 18 cm
- 26525 Forbici Mayo - curve - 23 cm



- 38520 Forbici Kelly - rette - punte acute - 16 cm
- 38521 Forbici Kelly - curve - punte acute - 16 cm



- 26528 Forbici Goldman Fox - rette - 13 cm
- 26529 Forbici Goldman Fox - curve - 13 cm



- 38530 Forbici Lister - 14 cm
- 38532 Forbici Lister - 18 cm



- 26507 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 25°
- 26508 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 45°
- 26509 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 60°
- 26517 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 25°
- 26518 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 45°
- 26519 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 60°



- 26506 Forbici Universali - 12 cm

KEVORKIAN - INOX



26490

Morso classico Kevorkian (quattro denti 9x3 mm sulla ganasce inferiore)

- 26490 PINZA PER BIOPSIA KEVORKIAN - 20 cm

Manico zigrinato

MINI-TISCHLER - INOX



26491

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

- 26491 MINI-TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

TISCHLER - INOX



26492


26493

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

- 26492 TISCHLER KEVORKIAN - extra lunghe - 25 cm
- 26493 TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

FORBICI SUPER CUT



Bordo affilato



Dentellatura ultrafine

FORBICI SUPER CUT

Le forbici Supercut hanno una lama superiore molto affilata che taglia facilmente attraverso i tessuti. La lama inferiore è dotata di micro scanalature per tenere il tessuto ed evitare che scivoli.

Inserto di carburo di tungsteno levigato combinato con bordo affilato



Inserto di carburo di tungsteno con dentellatura ultrafine

- 26488 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 15 cm
- 26489 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 18 cm

- 26485 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 14 cm
- 26486 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 17 cm
- 26487 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 20 cm