

SCARPA COPRIGESSO

Codice GIMA	SCARPE COPRIGESSO MISURA EU
28630	N 36
28631	N 37
28632	N 38
28633	N 39
28634	N 40
28635	N 41
28636	N 42
28637	N 43
28638	N 44
28639	N 45
28640	N 46
28641	N 47/48



Parte superiore in materiale sintetico biocompatibile resistente alle muffe e traspirante

Suola anti-scivolo

Scarpa copri gesso da indossare con il gesso o con un bendaggio rigido.

Può essere indossata immediatamente dopo l'ingessatura in quanto traspirante.

La misura è la stessa delle scarpe normali ma con una calzata molto ampia.

La forma simmetrica permette di utilizzarle sia con il piede destro che con quello sinistro. Lavabile a 30°.

SUPPORTI ORTOPEDICI



Polsiera

Gomitiera

Ginocchiera

Cavigliera

Supporti in maglia elastica che si adattano in modo confortevole alla parte interessata. Cuscinetto in gel al suo interno per il sollievo di nervi, muscoli, articolazioni e una maggiore stabilità. Lavabili a mano.

Misura	POLSIERA		GOMITIERA	GINOCCHIERA	CAVIGLIERA	
	Sinistra	Destra			Sinistra	Destra
S	28731	28741	28751	28761	28771	28781
Circonferenza	15-16 cm		21-23 cm	28-31 cm	19-21 cm	
M	28732	28742	28752	28762	28772	28782
Circonferenza	16-17 cm		23-25 cm	31-34 cm	21-23 cm	
L	28733	28743	28753	28763	28773	28783
Circonferenza	17-18 cm		25-27 cm	34-37 cm	23-25 cm	
XL	28734	28744	28754	28764	28774	28784
Circonferenza	18-19 cm		27-29 cm	37-40 cm	25-27 cm	

REGGIBRACCIO



Adatto a sostenere il braccio rotto o distorto. Dotato di regolatore a strappo sulla spalla per permettere la corretta posizione del braccio. In cotone, facile da lavare. Adatto a braccio dx e sx, disponibile in 3 misure.

Codice GIMA	IMBRAGATURA BRACCIO
28624	Reggibraccio - piccolo
28625	Reggibraccio - medio
28626	Reggibraccio - grande

REGGIBRACCIO UNIVERSALE



• 28623 REGGIBRACCIO UNIVERSALE
Reggibraccio universale con regolatore a strappo e chiusura con fibbia. Adatto al braccio destro e sinistro. Fabbricato in polipropilene blu. Lavabile in lavatrice.

COLLARI MORBIDI E RIGIDI

COLLARE CERVICALE MORBIDO

Collare sagomato in poliuretano espanso morbido rivestito con tessuto antiallergico 100% cotone. Chiusure posteriori in velcro. Disponibile in 3 misure.

COLLARE CERVICALE RIGIDO

Collare in polietilene con bordi ricoperti in similpelle e regolazione dell'altezza.

Chiusura posteriore in velcro. Disponibile in 3 misure.



Morbido



Rigido

COLLARI UNIVERSALI



COLLARI CERVICALI UNIVERSAL

Collari cervicali morbidi in PVC rivestiti in spugna lavabile e atossici. Radiotrasparenti, chiusura con velcro, disponibili in 3 misure o set 3 pezzi in custodia. Produzione italiana.

Codice GIMA	COLLARI CERVICALI MORBIDI E RIGIDI Radiotrasparenti	CE
34600	Collare cervicale rigido 32-40 cm (circonferenza collo)	
34601	Collare cervicale rigido 41-46 cm (circonferenza collo)	
34602	Collare cervicale rigido 47-52 cm (circonferenza collo)	
34610	Collare cervicale morbido piccolo 43x8 - h 7 cm	
34612	Collare cervicale morbido medio 46x8 - h 8,5 cm	
34614	Collare cervicale morbido grande 49x10 - h 10,5 cm	

Codice GIMA	COLLARI CERVICALI	A	B	C
34050	Set 3 pezzi in custodia			
34051	Collare cervicale - piccolo	513 mm	87 mm	112 mm
34052	Collare cervicale - medio	560 mm	95 mm	123 mm
34053	Collare cervicale - grande	623 mm	101 mm	132 mm
34054	Borsa per 3 collari - blu			