

AMBU® REDI-ACE™



Ambu® Redi-ACE™ Mini è regolabile in 6 posizioni

34638



Ambu® Redi-ACE™ Adult è regolabile in 8 posizioni

34639

COLLARI AMBU® REDI-ACE™

2 collari regolabili monouso per adulti e bambini. Le 8 misure di Ambu® Redi-ACE™ e le 6 di Ambu® Redi-ACE™ Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti. Facile da usare, Ambu® Redi-ACE™ è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due linguette di blocco. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi: scelta dimensioni, blocco, collocazione. Realizzato in materiale radiotrasparente. Fornito aperto. Latex free.


| Codice GIMA | COLLARI REGOLABILI |
|-------------|-------------------------------|
| 34638 | Ambu® Redi-ACE™ ped. - giallo |
| 34639 | Ambu® Redi-ACE™ adulto - blu |

AMBU® PERFIT™



Ambu® Mini Perfit™ ACE® è regolabile in 12 posizioni

34640



Ambu® Perfit™ ACE® è regolabile in 16 posizioni: senza collo (misura 3) fino a alto (misura 6)

34641

COLLARI AMBU® PERFIT™ ACE®

I collari Ambu® Perfit™ ACE sono collari rigidi regolabili, disponibili in versioni Adulti e Pediatrico. La versione per Adulti ha 16 regolazioni che coprono 4 misure: senza collo, corto, regolare, alto. La versione pediatrica ha 12 regolazioni che coprono 3 misure: neonato, bambino, adulti collo piccolo. Compatibile con i sistemi d'indagine radiologica come i raggi X, RM e TAC. Parte posteriore ventilata per drenaggio fluidi. Materiale: polietilene. Fornito aperto. Latex free.

| Codice GIMA | COLLARI REGOLABILI |
|-------------|-----------------------------------|
| 34640 | Ambu® Perfit™ pediatrico - giallo |
| 34641 | Ambu® Perfit™ adulti - bianco |

PERFIT™ MILITARY

Il collare Ambu Perfit è un collare rigido per mantenere l'allineamento del collo e per la prevenzione dei movimenti antero posteriori e laterali del collo durante il trasporto e il soccorso al paziente.



Ambu® Perfit™ ACE® Military è regolabile in 16 posizioni

34642

Fornito aperto



AMBU® PERFIT™ ACE® MILITARY

Ambu® Perfit™ ACE® è disponibile nella versione militare con il corpo di colore verde che permette di mimetizzare il prodotto.

Le caratteristiche sono identiche a quelle del polietilene Ambu® Perfit™ ACE®:

- 16 taglie in un solo collare
- compatibile con i sistemi di indagine radiologica TAC e RM
- fornito aperto
- Latex free.

| Codice GIMA | COLLARI REGOLABILI |
|-------------|------------------------|
| 34642 | Ambu® Perfit™ Military |

COLLARI PER PRONTO SOCCORSO



34622



COLLARE A COMPONENTE SINGOLA E DOPPIA

In polietilene con rivestimento lavabile in EVA (tipo di gomma). Foro tracheale. Mentoniera anatomica rimovibile. Chiusura regolabile in velcro. Traslucido ai raggi X. Disponibile in 6 misure contrassegnate da colore diverso della chiusura o in set da 6 pezzi in busta.

| Codice GIMA | COLLARE A COMPONENTE SINGOLA |
|-------------|---|
| 34620 | Neonati 44-48 cm - rosa |
| 34621 | Bambini 45-48 cm - azzurro |
| 34622 | Adulti collo tozzo 55-60 cm - giallo |
| 34623 | Adulti collo piccolo 56-62 cm - azzurro |
| 34624 | Adulti collo medio 56-62 cm - arancione |
| 34625 | Adulti collo alto 56-66 cm - verde |
| 34626 | Set 6 collari |
| 34627 | Borsa di 6 collari - verde |

| Codice GIMA | COLLARE A COMPONENTE DOPPIA |
|-------------|---|
| 34630 | Bambini - 2-6 anni 35-99 cm - rosa |
| 34631 | Pediatrico - 6-12 anni 40-46 cm - azzurro |
| 34632 | Adulti collo tozzo 48-52 cm - giallo |
| 34633 | Adulti collo piccolo 50-54 cm - blu |
| 34634 | Adulti collo medio 54-58 cm - arancio |
| 34635 | Adulti collo alto 56-60 cm - verde |
| 34636 | Set 6 collari |
| 34627 | Bozza di 6 collari - verde |