

## BARELLE E TAVOLE SPINALI GIMA

CE



34101

Fornita con borsa  
34107


34105



34076




34077



34083



34022

34097+  
3x3401134023+  
34024

• **34101 BARELLA GIMA 2 - pieghevole in 2**  
Barella di soccorso robusta ma leggera. Struttura in alluminio e tre barre trasversali in ferro per trasporti pesanti. Telo in nylon resistente, idrorepellente ed antistrappo.

• **34107 BARELLA GIMA 4 - pieghevole in 4**  
Struttura in lega di alluminio e telo impermeabile. Leggera, facile da trasportare. Pieghevole in 4: 2 parti in lunghezza e 2 in larghezza.

• **34105 BARELLA IMPILABILE**  
Barella in alluminio, leggera e resistente, con telo in poliesterio ricoperto in vinile. Ideale per l'uso quando c'è la necessità di impilare un grosso numero di barelle. Il PVC non assorbe il sangue o i fluidi corporei.


• **34076 BARELLA BLU - pieghevole in 2**  
Leggera, compatta e facile da trasportare. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile.

• **34077 BARELLA CON RUOTE - pieghevole in 2**  
Con ruote, stabilizzatori e schienale regolabile. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile. Leggera, compatta, facile da trasportare.

• **34083 TAVOLA SPINALE**  
Radiotrasparente, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica. Compatibile con tutti i fermacapo e sistema di chiusura a cinghie. Colore arancione. Trasparente a RM e TAC

• **34022 TAVOLA SPINALE CON AGGANCI B-BAK - gialla**  
Tavola spinale PE con agganci. Struttura robusta e leggera per un'elevata resistenza. Le 14 maniglie, grazie alla loro forma, assicurano un'ottima presa; lo spessore minimo rende l'utilizzo agevole. Dotata di 8 agganci in plastica per un migliore fissaggio delle cinghie.


• **34097 TAVOLA SPINALE CON AGGANCI IN FIBRA DI VETRO**  
Tavola spinale rigida e leggera ad alta densità PE, con due stecche rinforzate di plastica. Dotato di perni in fibra di vetro per un fissaggio migliore delle cinghie. Ideale per il soccorso in acqua. Radiotrasparente con esclusione delle stecche di rinforzo.

Agganci  
in fibra di vetro2 stecche rinforzate  
di plastica

• **34023 BABY GO TAVOLA SPINALE - pediatrica**  
Baby Go è una tavola spinale professionale studiata appositamente per i bambini che consente di mantenere la spina dorsale in posizione neutra e avere un allineamento ottimale delle vie respiratorie. La tavola ha quattro diversi profili, per garantire un corretto, posizione del bambino a seconda della corporatura

• **34024 FERMACAPO - pediatrico**  
Assicura un'ottimale immobilizzazione del capo del bambino adattandosi perfettamente alla loro prominente occipitale.

• **34025 SISTEMA DI CINTURE A RAGNO - pediatrico**



34025

La cintura centrale  
può essere usata  
come metro

CARATTERISTICHE TECNICHE	34101 GIMA 2	34107 GIMA 4	34105 IMPILABILE	34076 BLU	34077 CON RUOTE	34083 SPINALE	34022 SPINALE CON AGGANCI	34097 SPINALE CON AGGANCI	34023 SPINALE PED.
Dimensione aperta cm:	203x50x14	221x53x16	188x48x18	188x45x7	188x53x21	184x44,5x6,5	184x40,5x4,5	183x46x5	119,5x32x4,5
Dimensione piegata cm:	96x50x17	104x19x12	-	94x48x10	92x53x12	-	-	-	-
Peso:	6 kg	5 kg	6 kg	4 kg	8 kg	7,6 kg	6 kg	7 kg	2,2 kg
Portata:	120 kg	150 kg	170 kg	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	200 kg	30 kg