

## PALLONI RIANIMAZIONE GIMA CON VALVOLA A DUE STADI



CE

Valvola di connessione PEEP

Connessione mascherina

Montaggio intubazione

**34231 Pallone in sacca con mascherina n°4**

Connessione a riserva d'ossigeno e connessione a tubo ossigeno

### PALLONE RIANIMAZIONE GIMA

La linea offre 3 modelli di dimensioni differenti: adulti, bambini e neonati, più un kit per adulti. Tutti i modelli sono forniti di valvola di soccorso e sono provvisti di connettori che rispettano la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, maschera facciale. Ogni rianimatore può essere smontato per le operazioni di pulizia e sterilizzazione. Produzione italiana. Autoclavabile a 121°C massimo 20 volte.

- **34230 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti - con mascherina n° 4**

Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 1'800 cc

- **34233 PALLONE RIANIMAZIONE - pediatrico - con mascherina n° 3**

Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 800 cc

- **34232 PALLONE RIANIMAZIONE - neonatale - con mascherina n° 2**

Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 400 cc

- **34231 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti in sacca**

Stesse caratteristiche del cod. 34230.

Corredato di un apribocca elicoidale, una pinza tirlingua, 3 cannule di Guedel (piccola, media e grande) ed un tubo ossigeno. Il tutto è contenuto in una robusta sacca in nylon.

- **34271 BORSA NYLON per palloni 18,5x15x30 - ricambio**

CE



Dimensione 235x Ø78 mm  
Capacità=400 cc

34232 Pediatrico con mascherina N° 2

Valvola sovrappressione a due vie (54 m/bar): elimina problemi di "rigurgito" causati dalla presenza di cibo nello stomaco del paziente

CE



**34230**  
Dimensione 330x Ø 120 mm  
Capacità = 1'800 cc

## PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILE

### PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE - latex free

Palloni rianimazione trasparenti in silicone e polisilicone, completamente autoclavabile a 134°C.

- **34244 KIT PALLONE RIANIMAZIONE - adulti**

Fornito con mascherina n° 4, valvola POP-Off 60 cm H<sub>2</sub>O, tubo ossigeno 2 m, valvola riserva ossigeno autoclavabile e sacca riserva ossigeno 2.500 ml. Volume: 1.600 ml.

- **34245 PALLONE IN SILICONE - adulti**

Fornito con mascherina N° 4 - volume 1.600 ml.

- **34246 PALLONE IN SILICONE - pediatrico**

Fornito con mascherina N° 3 - valvola pop-off 40 cm H<sub>2</sub>O - volume 500 ml.

- **34247 PALLONE IN SILICONE - neonatale**

Fornito con mascherina N° 1 - valvola pop-off 40 cm H<sub>2</sub>O - volume 280 ml.

Tutti vengono forniti con manuali multilingue GB, FR, IT, ES, PT.

Valvola di immissione

34245

CE 0476

Tutti i palloni rianimazione sono latex free



CE 0476

34244



CE 0476

34246



CE 0476

34247

- **34243 BORSA KIT CON PALLONI IN SILICONE - adulti**

Fornita con maschera in silicone N°4, valvola pop-off H<sub>2</sub>O 60 cm, tubo ossigeno 2 metri, valvola del serbatoio autoclavabile e riserva da 2.500 ml (volume 1.600 ml), apribocca elicoidale (34273), pinza tirlingua, 10 cannule di Guedel (34439) con borsa di emergenza CUBO (27163).



34243

322