

MASCHERINE RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILI E MONOUSO

MASCHERINE GIMA AUTOCLAVABILI

Realizzate in silicone e policarbonato (misure 3, 4 e 5) o interamente in silicone (misure 0, 1 e 2). Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

AUTOCLAVABILI FINO A 40 VOLTE



Codice GIMA	MASCHERINE IN SILICONE LATEX FREE
34220	Mascherina N° 0 - neonato/small
34221	Mascherina N° 1 - neonato/large
34222	Mascherina N° 2 - bambino/small
34223	Mascherina N° 3 - bambino/large
34224	Mascherina N° 4 - adulti/small
34225	Mascherina N° 5 - adulti/large

MASCHERINE GIMA PLUS AUTOCLAVABILI - ANESTESIA

Fornite con cuffia di gonfiaggio in silicone blu e cupola trasparente in polisulfone infrangibile. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Disponibili in 5 misure. Latex free.

AUTOCLAVABILI FINO A 120 VOLTE



Codice GIMA	MASCHERINE GIMA PLUS LATEX FREE
34252	Mascherina N°2 - bambino/small
34253	Mascherina N°3 - bambino/large
34254	Mascherina N°4 - adulti/small
34255	Mascherina N°5 - adulti/large
34250	Mascherina N°6 - adulti/extra large


ALTA QUALITÀ

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA

Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

CE 0434

MONOPAZIENTE



Codice GIMA	MASCHERA GIMA MONOPAZIENTE LATEX FREE
57700	Mascherina N° 0 - neonato - bianca
57701	Mascherina N° 1 - neonato/large - rosa
57702	Mascherina N° 2 - bambino - gialla
57703	Mascherina N° 3 - bambino large - rossa
57704	Mascherina N° 4 - adulti - verde
57705	Mascherina N° 5 - adulti/large - blu
57706	Mascherina N° 6 - adulti/x-large

SACCHE OSSIGENO, VALVOLE E ACCESSORI

Codice GIMA	SACCHE OSSIGENO - TUBO OSSIGENO	Compatibili con codici GIMA
34275	SACCA OSSIGENO - 2'500 ml - senza valvola - monouso	34244 - 34245 - 34277 - 34200 (necessita valvola 34279), AMBU, LAERDAL 34275
34279	VALVOLA SACCA - autoclavabile	34246 - 34247 - 34248 - 34249
34257	SACCA OSSIGENO MONOUSO 1'000 ml - con valvola	34244 - 34245 - 34277
34258	SACCA OSSIGENO MONOUSO 2'500 ml - con valvola	Tutti i palloni
34276	TUBO PER OSSIGENO - 2 metri	34244 - 34245 - 34277
34259	VALVOLA ANTIREFLUSSO con 60 cm H ₂ O tipo Pop-off autoclavabile	34244-5 - 34277 (necessita adattatore 34228) 34230 - 34240 - 34200
34227	VALVOLA PEEP - 30 mm (5-20 cm H ₂ O) - autoclavabile a 121°C / 248°F	34227 - 34248 - 34249
34228	ADATTATORE VALVOLA PEEP - Ø interno 22 mm, Ø esterno 25 mm	34244 - 34245 - 34246 - 34247
34256	VALVOLA POSTERIORE	

MASCHERINE ULTRA

MASCHERINE ULTRA - ANESTESIA

Mascherine monouso. Design antiscivolo e forma anatomica per una perfetta indossabilità. Visibilità ottimale, aderiscono perfettamente. Proviste di gancio. Grado medico senza PVC, senza ftalati.



Codice GIMA	MASCHERINA ULTRA MONOUSO LATEX FREE - conf. da 50 pz.	Indicate per kg
57711	Mascherina N°1 - neonato - rosa	2-10
57712	Mascherina N°2 - bambino - giallo	10-25
57713	Mascherina N°3 - adulto S - verde	25-60
57714	Mascherina N°4 - adulto M - rossa	60-110
57715	Mascherina N°5 - adulto L - blu	>110

APRIBOCCA E TIRALINGUA

34272		34273		34274	
• 34272 APRIBOCCA ELICOIDALE PINOCCHIO		• 34273 APRIBOCCA IN PLASTICA		• 34274 PINZA TIRALINGUA IN PLASTICA	

BORSA IN NYLON

• 34271 BORSA IN NYLON
Adatta a tutti palloni.



TUBI ENDOTRACHEALI STERILI CON CUFFIA E SENZA CUFFIA

Codice GIMA	TUBI ENDOTRACHEALI - STERILI SENZA CUFFIA	Minimo vendita	Codice GIMA	TUBI ENDOTRACHEALI - STERILI CON CUFFIA	Minimo vendita
34385	Tubi endotracheali Ø 3 mm - 16,5 cm	conf. da 10 pz.	34387	Tubi endotracheali Ø 3,5 mm - 18,5 cm	conf. da 10 pz.
34386	Tubi endotracheali Ø 4 mm - 21 cm	conf. da 10 pz.	34388	Tubi endotracheali Ø 5 mm - 24,5 cm	conf. da 10 pz.
CE 0123			34389	Tubi endotracheali Ø 6 mm - 28,5 cm	conf. da 10 pz.
			34390	Tubi endotracheali Ø 6,5 mm - 29,5 cm	conf. da 10 pz.
			34391	Tubi endotracheali Ø 7 mm - 31 cm	conf. da 10 pz.
			34392	Tubi endotracheali Ø 7,5 mm - 31,5 cm	conf. da 10 pz.
			34393	Tubi endotracheali Ø 8 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.
			34394	Tubi endotracheali Ø 8,5 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.
			34395	Tubi endotracheali Ø 9 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.
			34396	Tubi endotracheali Ø 10 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.

Ø: diametro interno