


SET LARINGOSCOPI CONVENZIONALI - 2,5 V

Lame Mc INTOSH



Lame MILLER



Connettore per ossigeno



Linea di alta qualità:

- lampadina a vuoto standard da 2,5 V
- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi
- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
- sterilizzazione ETO o a vapore
- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller, latex free
- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre marche
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte)
- lame e manici non magnetici
- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V

Codice GIMA	LAME STANDARD	Lunghezza mm	Larghezza mm
34310	Lama N° 00 MILLER OXY - prematuri	65	12,5
34311	Lama N° 0 MILLER - prematuri/neonati	78	11,5
34312	Lama N° 1 MILLER - bambini	102	11,5
34313	Lama N° 2 MILLER - adulti	155	16,5
34314	Lama N° 3 MILLER - adulti/large	195	16,5
34317	Lama N° 0 Mc INTOSH - neonati	80	13
34318	Lama N° 1 Mc INTOSH - infanti	92	14
34319	Lama N° 2 Mc INTOSH - bambini	100	14
34320	Lama N° 3 Mc INTOSH - adulti	130	18
34321	Lama N° 4 Mc INTOSH - adulti/large	155	18

SET LARINGOSCOPI CONVENZIONALI CON MANICO RICARICABILE

Codice GIMA	34301	Set pediatrico	2 lame MILLER 0-1
	34307	Set pediatrico	3 lame MILLER 00, 0, 1
	34305	Set pediatrico	3 lame MILLER 0-1, Mc INTOSH 0
	34306	Doctor set	3 lame MILLER 1, 2, 3
	34302	Set adulti	3 lame Mc INTOSH 2-3-4
	34303	Set adulti	4 lame Mc INTOSH 1-2-3-4

LAMPADINE BATTERIE E MANICI RICARICABILI

Codice GIMA	34352	Manico piccolo ricaricabile - pediatrico (2xAA) - 2,5 V
	34354	Manico grande ricaricabile - adulti (2xC) - 2,5 V
	34466	Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion AA - 2,5 V 1600 mAh
	34467	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2.5 V "C"
		Tempo di ricarica 2,5 ore (34466), 5 ore (34467)
	31542	Base di ricarica (con adattatore pediatrico supporto a muro, connettore UK, US e EU 100-240 V - 50/60 Hz
	34324	Lampadina piccola per MC INT N°0 e MILLER N°00,0,1
	34325	Lampadina grande per MC INT N°1,2,3,4 e MILLER N°2,3
		compatibile con Kawe e Riester



34352 34354

LAME F.O. MONOUSO PER LARINGOSCOPI - MILLER E MC INTOSH

LAME MONOUSO LARINGOSCOPI F.O.

Scelta fra 5 differenti tipi: Mc Intosh N. 2, 3, 4 e Miller N. 0 e 1, tutte testate per resistenza alla tensione. Prodotte in policarbonato. Confezionate singolarmente; non sterili.

COMPATIBILI CON TUTTE LE LINEE GREEN

Codice GIMA	LAME MONOUSO NON STERILI	Lunghezza mm	Larghezza distale mm
34481	Manico in metallo		
34364	Manico in plastica		
34365	N° 0 Miller - infanti	90	22
34366	N° 1 Miller - bambini	100	23,3
34375	N° 2 Mc Intosh - ragazzi	115	34,4
34376	N° 3 Mc Intosh - adulti	132	40,6
34377	N° 4 Mc Intosh - adulti large	155	58,7
34359	Lampadina per manici prima di maggio 2016		
34358	Lampadina per manici da giugno 2016		



CE

- 34381 EMERGENCY PACK: Manico in plastica, 3 lame monouso Mc Intosh N. 2, 3, 4.
- 34382 BORSETTA NYLON - vuota - rossa
- 34384 EMERGENCY CASE: manico in plastica+6 lame monouso. Miller 0, 1, 2 e MC-Intosh 2, 3, 4.



34381

34384