

SET LARINGOSCOPI F.O. GIMA GREEN: XENON/ALOGENI E LED



SET GIMA A F.O., XENON/ALOGENO O LED

- lame Mc Intosh o Miller

- i laringoscopi F.O. offrono una luce fredda brillante
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile o a fibra ottica Maxlite con fibra integrata
- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno o a led
- manico ricaricabile 2,5 o 3,5 V (batteria non inclusa).
- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa).
- Lame e manici non magnetici.

SET LARINGO F.O. con batterie ricaricabili

Codice GIMA	SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V	
34451	Set pediatrico	2 lame Miller 0-1
34454	Set pediatrico	3 lame Miller 0-1, Mc Intosh 0
34452	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4
34453	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34455	Doctor set	3 lame Miller 1-2-3
34485	Lampadina xenon/alogeno 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)	
34450	Scatola vuota senza spugna	
Codice GIMA	SET F.O. GIMA GREEN - 2,5 V O 3,5 V LED	
34327	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34328	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34329	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 3,5 V
34330	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V

LAME F.O. MAXLITE CON FIBRA INTEGRATA

Fascio di fibre ottiche integrato senza cavità che trattiene la sporcizia o i fluidi corporei, consente alla lama di essere pulita e facilmente decontaminata.



LAME F.O. GIMA GREEN



CARATTERISTICHE TECNICHE - LAME E LAMPADINE

	Lame a F.O. Gima Green F.O.	Lame Maxlite F.O. Mc Intosh
Conduttore fibra:	smontabile	integrato
Ø fascio F.O.:	4,0 mm	4,5 mm
Singole micro-fibre:	> 5.500	> 6.500
Trasmissione di luce 2,5 V (Xenon):	7.000 lux	8.000 lux
Trasmissione di luce 2,5 V (LED):	18.000 lux	20.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (Xenon):	12.500 lux	14.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (LED):	30.000 lux	40.000 lux
Autoclavabile a 134 °C:	2.000 volte	2.000 volte
Durata lampadina LED:	50.000 ore	50.000 ore

SET LARINGOSCOPI CON LAME F.O. - FIBRA INTEGRATA

Codice GIMA	SET XENON/ALOGENO F.O. MAXLITE - 2,5 V	
34332	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1
34333	Set adulti	3 lame Mc Intosh 1-2-3
34334	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34485	Lampadina xenon/alogeno 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)	
Codice GIMA	SET LED F.O. MAXLITE - 2,5 V O 3,5 V	
34336	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1 - 2,5 V
34335	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34337	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34338	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
Codice GIMA	BATTERIE per GIMA GREEN e MAXLITE	
34466	Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion 2,5 V	1.000 mAh
34467	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2,5 V	2.200 mAh
31541	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 3,5 V*	

*Batteria fornita a mezza carica

LARINGO F.O. XENON/ALOGENO E LED PER INTUBAZIONI DIFFICILI

SET FLEXI F.O. PER INTUBAZIONI DIFFICILI

Questo elegante kit include, un manico ricaricabile F.O., una o due lame a F.O. (3 Mc Intosh o 3 e 4 con punta angolabile per intubazioni difficili).

La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una perfetta visibilità del processo di intubazione anche in caso di condizioni di difficoltà anatomica (difficili condizioni anatomiche). Una migliore visibilità ed una leva inferiore che richiede meno forza riduce il rischio di lesioni alla laringe e ai denti.

- autoclavabile a 134°C
- conforme norma ISO 7376
- il canale offre una migliore visuale dell'intubazione
- fascio di fibre 4,0 mm (GIMA GREEN) o 4,5 mm (MAXLITE) per la massima emissione di luce
- 2 batterie "C" o ricaricabili



34492



34493

Lame compatibili con tutti i manici GIMA green

Codice GIMA	SET FLEXI F.O. - 2,5 V	
34492	SET FLEXI F.O. GIMA GREEN	1 lama Mc Intosh 3
34495	SET FLEXI F.O. GIMA GREEN	2 lame Mc Intosh 3-4
34498	SET FLEXI LED F.O. MAXLITE	2 lame Mc Intosh 3-4 con fibra integrata

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI	
34493	LAMA FLEXI F.O. N° 3	Mc Intosh (130x105 mm)
34494	LAMA FLEXI F.O. N° 4	Mc Intosh (155x130 mm)
34485	Lampadina 2,5 V - ricambio	
34467	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2,5 V	
31542	Base di ricarica 100-240 V - vedi pagina 327	