

LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+® XHL O LED^{HQ}

LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+® XHL O LED^{HQ}

La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LED^{HQ} nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

Garanzia di 5 anni 5 anni di garanzia o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®.

Lampadine a lunga durata Le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xenon sono frutto della tecnologia allo Xenon di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più!

Le lampadine da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina Xenon si può optare per la tecnologia esclusiva HEINE, per una illuminazione costante e brillante fino a 50.000 ore.

Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V I sistemi HEINE da 3,5 V (LED^{HQ} o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V che evita di dover sostituire batterie non ricaricabili a intervalli frequenti. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con le Norme iso 7376 (green standard).

Ricarica rapida
in 2 ore

Dimensioni:
14x6x6,6 cm

• 34374 CARICATORE NT 4 PER 2 MANICI - X-002.99.494

Due comparti di carica indipendenti:

- carica veloce: 2 ore per manico li-ion
- carica automatica
- indicatore di carica



34374



Codice GIMA	Codice HEINE	LAME HEINE A FIBRE OTTICHE	Lunghezza totale	Lunghezza distale
34411	F-000.22.119	MILLER 00	76 mm	9,5 mm
34412	F-000.22.120	MILLER 0	80 mm	10,5 mm
34413	F-000.22.121	MILLER 1	100 mm	11,5 mm
34414	F-000.22.122	MILLER 2	152 mm	13 mm
34415	F-000.22.110	PAED 0	82 mm	12 mm
34416	F-000.22.111	PAED 1	95 mm	13 mm
34417	F-000.22.100	MAC 0	82 mm	9 mm
34418	F-000.22.101	MAC 1	93 mm	11 mm
34419	F-000.22.102	MAC 2	115 mm	13 mm
34420	F-000.22.103	MAC 3	135 mm	15 mm
34421	F-000.22.104	MAC 4	155 mm	15 mm
34422	F-000.22.105	MAC 5	176 mm	15 mm
34423	F-000.22.313	MAC 3 - Flex Tip+	115 mm	13,2 mm
34368	F-000.22.314	MAC 4 - Flex Tip+	137 mm	13,2 mm

MANICI STANDARD PER LARINGOSCOPI HEINE E ACCESSORI

34430	F-001.22.800	Manico sottile f.o. 2,5 V - pediatrico
34400	F-001.22.812	Manico corto f.o. 2,5 V - pediatrico e per obesi
34401	F-001.22.860	Manico standard f.o. 2,5 V
34405	F-008.22.860	Manico standard f.o. 2,5 V LED
31769	X-001.88.035	Ricambio lampadina 2,5 V per 34400, 34401, 34430
31768	X-002.88.044	Ricambio lampadina 3,5 V per 34369

MANICI E BATTERIE RICARICABILI PER LARINGOSCOPI HEINE


34371	F-008.22.804	Manico pediatrico LED 2,5 V Li-ion ricaricabile*
34372	F-007.22.894	Manico standard f.o. 3,5 V Li-ion - ricaricabile*
34373	F-008.22.894	Manico standard LED 3,5 V Li-ion - ricaricabile*
34378	X-007.99.104	Batteria ricaricabile pediatrica 2,5 V per 34371
34448	X-007.99.383	Batteria ricaricabile 3,5 V per 34372-3, 34402, 34367

*Necessita dell'unità di carica NT4 codice 34374

SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+®** con manico 2,5 V

34403	F-119.10.860	Set 3 lame con paed 1, mac 2, mac 3, manico XHL
34404	F-120.10.860	Set 4 lame con paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, manico XHL
34446	F-120.18.860	Set 4 lame con paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, manico LED
con manico ricaricabile 3,5 V		
34367	F-119.94.865	Set 3 lame con paed 1, mac 2, mac 3, manico ricaricabile LED HQ

**Set include ricambio lampadina e manico F.O. 2,5 V (34401) o manico F.O. LED 2,5



MANICO STANDARD 3,5 V LED Li-ion®

Manico ricaricabile F.O. LED 3,5 V con display dello stato di carica nella parte inferiore del tappo.

Stato di carica indicato per 10 secondi dopo l'accensione o dopo la rimozione del caricatore. Tempo di ricarica 2 ore, durata carica: 13 ore.

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

MANICO LED:
- 5.000 Kelvin
- 12.000 LUX a 40 mm
- Durata lampadina: 50.000 ore

Manico con display per lo stato di carica

