

KIT PRONTO SOCCORSO - BORSE - ZAINI - VALIGIE

| CONTENUTO KIT | Dimensioni cm | 34155 | 34156 | 34157 | 34154 | 34173 | 34174 | 34161 | 34176 | 34162 | 34163 | 34164 | 34175 | 34165 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | GIMA 6 borsa | GIMA 4 borsa | GIMA 5 borsa | GIMA 13 borsa | GIMA 3 borsa | GIMA 7 borsa | GIMA 2 valigetta | GIMA 1 valigetta | GIMA 8 zaino | GIMA 9 zaino | GIMA 10 zaino | GIMA 11 zaino | GIMA 12 zaino |
| Contenitore (borsa, zaino o valigetta) | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa smart - media - poliestere 600D blu (27152) | 55x35xh 32 | | | | | • | | | | | | | | |
| Borsa smart - grande - poliestere 600D rosso (27153) | 65x35xh35 | | | | | | • | | | | | | | |
| Borsa emergenza - poliestere 600D rosso (27165) | 35x45xh 21 | • | • | • | | | | | | | | | | |
| Borsa emergenza - poliestere 600D blu - ricoperto in PVC (27167) | 35x45xh 21 | | | | • | | | | | | | | | |
| Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171) | 40x25xh 47 | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso ricoperto in PVC (27172) | 40x25xh 47 | | | | | | | | | | | | | • |
| Valigetta resistente - arancione (27222) | 55x43xh 21 | | | | | | | | • | | | | | |
| Valigetta in alluminio (34159) | 40x35xh 10 | | | | | | | • | | | | | | |
| Prodotti inclusi nei kit | | | | | | | | | | | | | | |
| Coperta d'emergenza (34085) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forbici universali - 15 cm (34128) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apribocca (34273) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pinza tira-lingua (34274) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tube per ossigeno - 120 cm (34276) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mascherina per ossigeno - adulti (34166) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34500) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fonendo Yton verde (32514) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Stetoscopio a doppia testa Jotarpap - nero (32580) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sfigmomanometro Yton (32720) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sfigmo London (32725) | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sfigmo Dura Shock di Welch Allyn (32700) | | | | | | | | | | | | | • | • |
| Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302) | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Set laringoscopio F.O. adulti 4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 (34453) | | | | | | | | | | | | | • | • |
| Aspiratore manuale (28180) | | • | | | | • | • | | | | | • | | |
| Aspiratore manuale Res-q-vac (28124) | | | | • | | | | | • | | • | • | • | • |
| Lucciola Delta a led (25629) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Laccio emostatico Fast - verde (25728) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Pinza Magill - 20 cm (34002) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Termometro digitale Gima °C (25560) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Emocontrol - tampobenda (34782) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 6 (34851) | | | | • | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Pulsoximetro oxy-4 arancione (35092) | | | | | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111) | | | | | | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Medicazione Burnfree - 10x10 cm (34871) | | | | | | | | | • | | • | • | | • |
| 3 Borsette E3 con finestrella: rossa (27188), blu (27189), verde (27191) | | | | | | | | | • | | • | • | | • |
| 2 Borsette E4 con finestrella: rossa (27192), gialla (27194) | | | | | | | | | • | | | | | • |

KIT INTUBAZIONE CON ACCESSORI DI EMERGENZA

• 27133 BORSA INTUBAZIONE - vuota

• 34152 KIT INTUBAZIONE - completo

• 34153 KIT INTUBAZIONE F.O. - completo

Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip, e 9 elastici di varie misure per reggere gli strumenti. Realizzata in poliestere 600D impermeabile ed antigraffio.

Colore blu.

Misure: 32x22,5x h 7,5 cm

| DOTAZIONE STANDARD | 34152 | 34153 |
|--|-------|--------|
| Lame laringoscopio in acciaio INOX Mc Intosh (1, 2, 3) | 3 | 3 F.O. |
| Manico laringoscopio in metallo | 1 | 1 |
| Pinza di Magill | 1 | 2 |
| Pinza tiralingua | 1 | 1 |
| Cannula di Guedel | 3 | 5 |
| Apribocca | 1 | 1 |
| Forbici 14,5 cm | 1 | 1 |
| Tubi endotracheali | - | 4 |



34152

2 tasche interne

BORSE PRIMO SOCCORSO

• 27132 BORSA PRIMO SOCCORSO - vuota - 31x22x11 cm

• 34149 BORSA PRIMO SOCCORSO - piena

Borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne trasparenti, una tasca esterna, un divisore interno con 2 cerniere a ogni lato, una maniglia di trasporto e una cintura.

DOTAZIONE STANDARD

- Sfigmo London (32725)
- Fonendo Yton (32514)
- Lucciola Delta a led (25629)
- Laccio emostatico Fast (25728)
- Termometro digitale (25560)
- Medicazione sterile 10x10 cm conf. da 6 (34851)
- Forbici Lister - 15 cm (34129)
- Mascherina rianimazione CPR (34218)
- Salviettine disinfettanti
- 3M Steri strips (34915 - 34916 - 34917 - 34918)
- Coperta d'emergenza (34085)



27132



34149