

MASCHERINE SALVAVITA - RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA



Ambu
Ideas that work for life


• **34216 MASCHERINA LIFEKEY**
Mascherina compatta per rianimazione bocca a bocca. La valvola speciale mono direzionale consente all'ossigeno di fluire direttamente al paziente e minimizza il rischio di contaminazione incrociata. Monouso, non sterile realizzata in materiale atossico trasparente, di semplice utilizzo e trasporto. Adatta per adulti e bambini.

MASCHERINA CPR
Collegamento ossigeno **CE 0476**



GIMA
34218

• **34218 MASCHERINA CPR - rianimatore tascabile**
La mascherina CPR è una maschera non invasiva, senza lattice con una valvola anti reflusso. Un efficiente filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca. Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati. Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con un tubo snodato per un utilizzo più semplice.



34213 Portachivi **34211 Custodia in plastica**

• **34211 MASCHERINA VENTO - custodia in plastica**
• **34213 MASCHERINA VENTO - conf. portachivi**
Rianimatore bocca a bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contagio tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachivi. Istruzioni in GB, IT, FR, DE.

FORBICI

Fornite in fodero per trasporto



34127

Peso: 540 g



• **34127 FORBICI EMERGENZA**
23,5x10,8 cm
Acciaio Inox AISI 420 Autoclavabile
Produzione italiana.

FORBICI LISTER IN ACCIAIO INOX PER BENDE



20500

ACCIAIO INOX



38530

38532

ACCIAIO INOX CARBURO DI TUNGSTENO



20501

20502

ACCIAIO INOX CON ANELLO COLORATO



20513

20512

ACCIAIO INOX CON ANELLO FANTASIA

La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita

FORBICI LISTER PER BENDE

Codice GIMA	ACCIAIO INOX	Codice GIMA	FANTASIA - ANELLI COLORATI
34125	Lister - 11 cm	20501	Lister - anello verde - 14 cm
34129	Lister - 15 cm	20502	Lister - anello lilla - 14 cm
34130	Lister - 18 cm	20509	Lister - Orme - 14 cm
20500	Lister con clip da cintura - 14 cm	20511	Lister - Leopard - 14 cm
38530	Lister in carbonio di tungsteno - 14 cm	20512	Lister - Bolle - 14 cm
38532	Lister in carbonio di tungsteno - 18 cm	20513	Lister - Cuore - 14 cm

FORBICI UTILITY IN ACCIAIO INOX PER BENDE

Adatte ad ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso. Autoclavabili a 136°C.

FORBICI PER BENDE - conf. da 10 pezzi			
12 cm	16,5 cm	19 cm	Colore
20560	20570	20580	Nero
-	20571	20581	Blu
-	20572	20582	Rosso
-	20573	20583	Viola
-	20574	20584	Rosa
20590	Catenella in acciaio per forbici e pinze		



20581 **20582** **20573** **20574** **20560**

Impugnatura in plastica colorata per massimizzare il comfort



20590