

BENDE COMPRESSIVE COMPRILAN®



BENDE COMPRESSIVE COMPRILAN®
Bende compressive elastiche (90%) per applicazioni flebologiche e linfologiche. 100% cotone (color carne). Lunghezza 5 m. Lavabili e sterilizzabili. Latex-free.

Codice GIMA	Codice BSN	BENDE COMPRESSIVE COMPRILAN®	Minimo vendita
59150	01026-00	COMPRILAN® 5 m x 6 cm	conf. da 1 pz.
59151	01027-00	COMPRILAN® 5 m x 8 cm	conf. da 1 pz.
59152	01028-00	COMPRILAN® 5 m x 10 cm	conf. da 1 pz.
59153	01029-00	COMPRILAN® 5 m x 12 cm	conf. da 1 pz.

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE - DA LEGGERA A FORTE COMPRESSIONE



COMPRESSIONE BI-ELASTICA FORTE

PREVIBIELASTICA
Bendaggio di prescrizione medica, sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso e alla degenza post-operatoria. La caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.



COMPRESSIONE FORTE

PREVIFORTE
Benda compressiva per uso flebologico. Bendaggio di sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.



COMPRESSIONE MEDIA

PREVINOVA
Benda universale compressiva e protettiva della medicazione a sostegno. Per il fissaggio della medicazione e per il sostegno in caso di: fratture leggere, distorsioni, lussazioni a causa di traumi post sportivi e da lavoro con **compressione media**.



COMPRESSIONE LEGGERA

PREVIMEDICAL
Benda universale compressiva e protettiva delle medicazioni a sostegno. Per il fissaggio delle medicazioni e per sostegno e protezione su: contusioni, escoriazioni ed ematomi con **compressioni medio-leggere**.

Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE confezionate singolarmente, con clip	Minimo vendita
PREVIBIELASTICA - compressione forte		
34644	PreviBielastica 7 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34645	PreviBielastica 7 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
PREVIFORTE - compressione forte		
34647	PreviForte 7 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34648	PreviForte 7 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
PREVINOVA - compressione media		
34650	PreviNova 4,5 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
34651	PreviNova 4,5 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34652	PreviNova 4,5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
PREVIMEDICAL - compressione medio leggera		
34654	PreviMedical 5 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34655	PreviMedical 5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PREVI BIELASTIC	PREVI FORTE	PREVI NOVA	PREVI MEDICAL
Composizione: cotone	70%	92%	69%	60%
poliammide	19%	-	25%	33%
poliuretano	11%	8%	6%	7%
Allungamento: longitudinale	160%	170%	250%	160%
trasversale	80%	-	-	-

BENDE CO-PLUS®



BENDE CO-PLUS®
Benda coesiva flessibile. **BSN medical**
Aderisce esclusivamente su sé stessa e non sulla pelle. Indicazioni d'uso: supporto e compressione in casi di trauma e flebologia. Più estesa di quelle dei concorrenti (massima tensione: 6,3 m invece di 4,5 m). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

Codice GIMA	Codice BSN	BENDE CO-PLUS®	Minimo vendita
59182	72100-09	CO-PLUS® 6,3 m x 7,5 cm - pelle	conf. da 1 pz.
59183	72100-04	CO-PLUS® 6,3 m x 10 cm - pelle	conf. da 1 pz.
59186	72102-03	CO-PLUS® 6,3 m x 7,5 cm - colori mix	conf. da 24 pz.
59187	72102-02	CO-PLUS® 6,3 m x 10 cm - colori mix*	conf. da 18 pz.

*Mix bende x 6 colori (blu, azzurro, rosso, viola, verde neon, rosa neon)

BENDA ELASTICA COBAN™ 3M



Benda elastica autoaderente coesiva

Codice GIMA	Codice 3M	COBAN™ 3M BENDA ELASTICA AUTO ADERENTE - CONTIENE LATTICE	Minimo vendita
34923	1583	COBAN™ 7,5 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 24 pz.
34924	1584	COBAN™ 10 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 18 pz.