

BENDE COESIVE ELASTOMULL®



Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE,
PT, NL, SE

BENDE COESIVE ELASTOMULL®

Bende elastiche di ritenzione. Offrono cura alle ferite con ritenzione da stecca e un supporto leggero. Tessuto non tessuto confortevole (cotone, viscosa e poliammide) ricoperto da lattice sintetico. Lunghezza: 4 m.



Codice GIMA	Codice BSN	BENDE COESIVE ELASTOMULL®	Minimo vendita
59211	45471-00	Elastomull® Haft 4 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
59212	45472-00	Elastomull® Haft 4 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
59213	45473-00	Elastomull® Haft 4 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
59214	45474-00	Elastomull® Haft 4 m x 12 cm	conf. da 10 pz.
59218	45477-00	Elastomull® Haft 20 m x 8 cm	conf. da 1 pz.
59219	45478-00	Elastomull® Haft 20 m x 10 cm	conf. da 1 pz.

BENDE ELASTICHE COESIVE

- per il fissaggio della medicazione
- per bendaggi di sostegno di fratture leggere
- non necessita di fermagli o cerotti poiché perfettamente aderente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide, lattice o senza lattice
Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm
Larghezza: circa 4 m in massima estensione
Allungamento: 50% circa



Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COESIVE	Minimo vendita
34657	Bende coesive 4 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
34658	Bende coesive 4 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34659	Bende coesive 4 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
34660	Bende coesive 4 m x 12 cm	conf. da 10 pz.
34661	Bende coesive 20 m x 6 cm	conf. da 1 pz.
34662	Bende coesive 20 m x 8 cm	conf. da 1 pz.
34663	Bende coesive 20 m x 10 cm	conf. da 1 pz.
Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COESIVE LATEX FREE	Minimo vendita
59201	Bende coesive 4 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
59202	Bende coesive 4 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
59206	Bende coesive 20 m x 8 cm	conf. da 1 pz.
59207	Bende coesive 20 m x 10 cm	conf. da 1 pz.

BENDE ELASTICHE COESIVE FRA

BENDE ELASTICHE COESIVE

Fasciatura coesiva a fissazione istantanea e durevole, aderisce soltanto a se stessa e non alla pelle, ai capelli o ai vestiti.

Non slitta, è permeabile all'aria, allungabile approssimativamente fino al 115%.

Tollerata dalla pelle, si adatta perfettamente alla parte da trattare, senza impedire il movimento versatile e facile da applicare.

Produzione italiana



Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COESIVE FRA	Minimo vendita
34710	Benda coesiva 4 m x 6 cm	conf. da 72 pz
34711	Benda coesiva 4 m x 8 cm	conf. da 72 pz
34712	Benda coesiva 4 m x 10 cm	conf. da 36 pz
34713	Benda coesiva 4 m x 12 cm	conf. da 36 pz

BENDE ELASTICHE COESIVE COLORATE - ALLUNGAMENTO 90%

Bende coesive:
- per fissaggio della medicazione
- per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere
- non necessita di fermagli o cerotti poiché aderisce su se stessa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 28% poliammide, 1% elastan e lattice
Larghezza: 6 - 8 - 10 cm Lunghezza: circa 4 m in massima estensione
Allungamento: 90% circa

BENDE ELASTICHE COESIVE COLORATE

Dimensioni	Verde	Blu	Rosso	Giallo	Mix Colori*	Minimo vendita
4 m x 6 cm	-	34665	34666	-	34668	conf. da 10
4 m x 8 cm	34669	34670	34671	34672	34673	conf. da 10
4 m x 10 cm	34674	34675	34676	-	34678	conf. da 10

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, bianco)



Coesive attraverso micro punti in lattice sulla superficie

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT IN TESSUTO NON TESSUTO

Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per veterinaria. Composizione: 85% polipropilene 15% elastan e lattice. Allungamento: 100% circa

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT

Dimensioni	Blu	Rosso	Mix Colori*	Minimo vendita
4,5 m x 7,5 cm	34734	34735	34736	conf. da 10 pz.
4,5 m x 10 cm	34738	34739	34740	conf. da 10 pz.

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, color carne)

