


## BENDA ALL'OSSIDO DI ZINCO



- 34715 BENDA ELASTICA ALL'OSSIDO DI ZINCO 10 cm x 5 m
  - 34717 BENDA ELASTICA ALL'OSSIDO DI ZINCO 10 cm x 10 m
- Benda imbevuta d'unguento di zinco, pronta all'uso e allungabile. Confezionata in busta sigillata di alluminio e in scatola di cartone.  
Produzione italiana.

### COMPOSIZIONE TESSILE

Viscosa 71% - Poliammide 29% - Imbevute con ossido di zinco, gelatina, glicerina, idrossibenzoato di propile, idrossibenzoato di metile, acqua. Elasticità: 60% (±10%)

## PREVIZINC A ed E



Le bende Previzinc "A" ed "E" sono impregnate di pasta di ossido di zinco indicato per il trattamento di tromboflebiti, edemi, insufficienza venosa cronica e in fase di guarigione e convalescenza in seguito a fratture, distorsioni e stiramenti.

Codice GIMA	BENDE ANELASTICHE PREVIZINC "A"	Minimo vendita
34714	Previzinc "A" 6 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34716	Previzinc "A" 5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
BENDE ELASTICHE PREVIZINC "E"		
34718	Previzinc "E" 6 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34719	Previzinc "E" 5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.

### COMPOSIZIONE TESSILE

Previzinc A: 100% cotone con pasta di ossido di zinco

Previzinc E: 54% poliammide, 46% viscosa con pasta di ossido di zinco

## BENDE GESSATE DI ALTA QUALITÀ PLATRIX®



**BENDE GESSATE PLATRIX®**  
Bende gessate di alta qualità. Consentono un notevole risparmio grazie alla loro elevata resistenza e alla minima perdita di gesso. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

Codice GIMA	Codice BSN	BENDE GESSATE PLATRIX®	Minimo vendita
34686	71996 - 05	Platrix® 2 m x 15 cm	conf. da 40 pz.
34688	71996 - 14	Platrix® 3 m x 20 cm	conf. da 20 pz.
34691	71996 - 28	Platrix® 4 m x 20 cm	conf. da 20 pz.

## BENDE GESSATE

### BENDE GESSATE

Garza assorbente 100% cotone, 170 fili/cm<sup>2</sup>, conforme ai requisiti della British Pharmacopoeia.

Codice GIMA	CELLONIT - BENDE GESSATE	Minimo vendita
34692	Benda gessata 2 m x 10 cm	conf. da 100 pz.
34693	Benda gessata 2 m x 15 cm	conf. da 50 pz.
34694	Benda gessata 2 m x 20 cm	conf. da 50 pz.
34695	Benda gessata 2,7 m x 10 cm	conf. da 80 pz.
34696	Benda gessata 2,7 m x 15 cm	conf. da 40 pz.
34697	Benda gessata 2,7 m x 20 cm	conf. da 40 pz.

Confezionate singolarmente in una busta di plastica e scatola di cartone



## SEGA PER GESSO AD OSCILLAZIONE




- 59100 SEGA PER GESSO SG - 600
- 59101 LAMA Ø 50 mm
- 59102 LAMA Ø 65 mm

Sega per gesso professionale di produzione tedesca, ideale per tagliare il gesso e le bende sintetiche. Velocità di oscillazione regolabile.

### DOTAZIONE STANDARD

Lama Ø 50 mm  
Lama Ø 65 mm  
Un paio di chiavi inglesi  
Vite di bloccaggio  
Anello di posizionamento  
Manuale: GB, IT, ES  
(DE su richiesta)



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Voltaggio:	220-240 V, 50-60 Hz
Potenza:	250 W
Velocità:	12.000 - 21.000 oscillazioni/min
Lunghezza senza filo:	340 mm
Peso con/senza cavo:	1,3/1,7 Kg
Rumore:	68-82 dB
Lunghezza filo:	4,5 m
Codice IP:	IP2X