

GARZA LAPAROTOMICA

100% garza di cotone secondo la Farmacopea Europea e EN 14079, non sterile. Rilevabile ai raggi X, circa 60% di Bario Solfato.



Codice GIMA	Strati	Fili	GARZA LAPAROTOMICA	Minimo vendita
34775	4	17	Dimensioni 20x20 cm	conf. da 100 pz.
34776	4	17	Dimensioni 30x30 cm	conf. da 100 pz.
34777	4	17	Dimensioni 40x40 cm	conf. da 100 pz.
34778	4	17	Dimensioni 50x50 cm	conf. da 100 pz.

RULLI SALIVARI


• 35000 RULLI SALIVARI 1x3,8 cm

Interno 100% cotone, morbido, flessibile, non lascia residui, non irrita, altamente assorbente fino a 6 volte il suo peso. Non aderisce alle mucose e mantiene la forma migliore quando è bagnato. Non sterile. Minimo di vendita: cartone da 10 conf. da 1.000 pz.



35000

ROTTOLI DI GARZA 100% COTONE



59412

59411


59410

ROTTOLI DI GARZA

Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm² conformi alla farmacopea europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi (circa 60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a 10 cm strati. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

Codice GIMA	ROTTOLI DI GARZA		Strati	Fili cm
	Larghezza stesa	Larghezza piegata		
59410	80 cm x 1 m	10 cm x 1 m	8	20
59411	80 cm x 2 m	10 cm x 2 m	8	20
59412	80 cm x 10 m	10 cm x 10 m	8	20

CUSCINETTO IN SCHIUMA RESTON™ 3M



34920



34922

COTONE IDROFILO 100%



34838

34832

34837

Codice GIMA	COTONE IDROFILO	Minimo vendita
34837	Cotone idrofilo 100 g	conf. da 50 pz.
34832	Cotone idrofilo 250 g	conf. da 20 pz.
34838	Cotone idrofilo 1.000 g	conf. da 10 pz.

TAMPONI ASSORBENTI STERILI



ELEVATA ASSORBENZA

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES,
PT, DE, NL, SE

Ideale nelle situazioni in cui è necessaria una grande capacità di assorbimento, come le suture e le ferite croniche. Realizzato in polpa di cellulosa, polipropilene bianco e blu e carta velina.

Codice GIMA	TAMPONI ASSORBENTI	Minimo vendita
59402	10x10 cm	conf. da 60 pz.
59403	10x20 cm	conf. da 30 pz.
59404	20x20 cm	conf. da 30 pz.
59405	20x40 cm	conf. da 25 pz.

NASTRO DI GARZA 100% COTONE




- senza lattice né PVC
- assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità
- tampona le ferite durante gli interventi

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES,
PT, DE, NL, SE

Codice GIMA	Codice GIMA	NASTRO DI GARZA 100% COTONE peso 33 g/cm ² 22 fili/cm ²	Minimo vendita
-	Raggi X'		
59420	59430	5 m x 1,25 cm	conf. da 24 pz.
59421	59431	5 m x 2,5 cm	conf. da 12 pz.
59422	59432	5 m x 5 cm	conf. da 12 pz.
59423	59433	5 m x 7,5 cm	conf. da 8 pz.
59424	59434	5 m x 10 cm	conf. da 6 pz.
59440	-	5 m x 1,25 cm - sterile	conf. da 60 pz.
59441	-	5 m x 2,5 cm - sterile	conf. da 30 pz.
59442	-	5 m x 5 cm - sterile	conf. da 26 pz.

*Raggi X: circa 60% di solfato di bario



34920



34922

Medicazione auto-aderente espansa a cellule aperte, progettata per proteggere la pelle da stecche, gesso e protesi. Non adatto per ridurre la pressione sulla pelle. Utilizzabile come imbottitura per letti e sedie. Può essere tagliato, stratificato e sagomato.

Codice GIMA	Codice 3M	CUSCINETTO RESTON™ 3M	Minimo vendita
34920	1560	RESTON™ 30x20x1,1 cm	conf. da 10 pz.
34921	1561	RESTON™ 30x20x2,5 cm	conf. da 5 pz.
34922	1563	RESTON™ ROLL 10cmx5mx4mm	1 rotolo