

## 3M STERI-STRIP™ - STRISCE PER SUTURA

Strisce per sutura adesive ed ipoallergeniche. Con rinforzi longitudinali in poliestere, per risultati estetici ottimali. Dotate di speciale adesivo resistente alla trazione, ma delicato alla rimozione



34911

**STERI-STRIP RINFORZATI**  
Con rinforzi longitudinali in poliestere, per minor rischio di infezioni e migliori risultati estetici



34910

34912



34990




34912

STERI-STRIP™

**STERI-STRIP ELASTICI**

Color carne, si adattano ai movimenti del corpo. Ideali per articolazioni, zone di profilo anatomico o edematose



Codice GIMA	Codice 3M	3M STERI-STRIP™ RINFORZATI - sterili	Minimo vendita
34909	R1540	STERI-STRIP™ - 3x75 mm	50 buste da 5 strisce
34910	R1541	STERI-STRIP™ - 6x75 mm	50 buste da 3 strisce
34908	R1542	STERI-STRIP™ - 6x38 mm	50 buste da 6 strisce
34911	R1546	STERI-STRIP™ - 6x100 mm	50 buste da 10 strisce
34913	R1549	STERI-STRIP™ - 12x50 mm	50 buste da 6 strisce
34912	R1547	STERI-STRIP™ - 12x100 mm	50 buste da 6 strisce
34914	R1548	STERI-STRIP™ - 25x125 mm	25 buste da 4 strisce

Codice GIMA	Codice 3M	3M STERI-STRIP™ ELASTICI - sterili	Minimo vendita
34987	E4540	STERI-STRIP™ - 3x75 mm	50 buste da 5 strisce
34988	E4541	STERI-STRIP™ - 6x75 mm	50 buste da 3 strisce
34989	E4542	STERI-STRIP™ - 6x38 mm	50 buste da 6 strisce
34990	E4546	STERI-STRIP™ - 6x100 mm	50 buste da 10 strisce
34991	E4549	STERI-STRIP™ - 12x50 mm	50 buste da 6 strisce
34992	E4547	STERI-STRIP™ - 12x100 mm	50 buste da 6 strisce
34993	E4548	STERI-STRIP™ - 25x125 mm	25 buste da 4 strisce

## STRISCE DI SUTURA

• 34997 STRISCE DI SUTURA STERILI - conf. da 8  
Strisce adesive sterili per la sutura di tagli e ferite. Tagliate su misura.  
Dermatologicamente testate.  
La confezione contiene 5 strisce piccole (3x75 mm) e 3 strisce medie (6,4x80 mm).  
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.



34997

## PATCH LENITIVI

• 34830 PATCH LENITIVI PREVIDOL 9x14 cm - busta da 5 pz.  
Previdol è un dispositivo medico adatto al trattamento di dolori alle articolazioni e al sistema muscolo-scheletrico. Agisce direttamente sulle parti interessate, mantenendo la pelle protetta e dando sollievo in caso di dolore. Al fine di migliorare la tollerabilità cutanea, nel patch sono presenti estratti di Arnica Montana, Artiglio del diavolo e Boswellia, oltre a oli essenziali di menta e mentolo per una piacevole fragranza. Scatola: GB, IT.



## CURA DELLA CUTE 3M - CAVILON™

Una gamma completa di prodotti ad effetto "barriera" per proteggere la pelle dai fluidi corporei e dalla frizione. Cavilon™ crea sulla pelle un rivestimento traspirante a lunga durata che previene i traumi e la macerazione. Senza alcol, ipoallergenico e non irritante, può essere utilizzato sulla pelle ferita e sotto qualsiasi cerotto o medicazione.

Codice GIMA	Codice 3M	3M CAVILON™	Minimo vendita
34974	3346E	Cavilon™ Film Barriera - spray 28 ml	conf. da 12 pz.
34973	3346P	Cavilon™ Film Barriera - spray 28 ml	conf. da 1 pz.
34975	3392G	Cavilon™ Crema Barriera - 92 g	1 flacone
34976	9274	Cavilon™ Salviette	12 buste da 8

**FILM BARRIERA NON IRRITANTE 3M CAVILON™**  
Fino a 72 ore di protezione per la cute perilesionale e peristomale.



**CREMA BARRIERA A LUNGA DURATA 3M CAVILON™**  
Crema barriera senza ossido di zinco. Indicata per pazienti incontinenti. Da applicare 2 volte al giorno.

**SALVIETTE CUTANEE 3M CAVILON™**  
Salviette "tutto in 1" per pulire, idratare e proteggere la pelle.



34974



34976

34975

## LINEA COMPLETA CEROTTI



34817

34814

34809

34823

Codice GIMA	CEROTTI ADESIVI IPOALLERGENICI	Minimo vendita
34809	Resistenti all'acqua - 19x72 mm	2.000 (100 conf. da 20)
34814	Resistenti all'acqua - 4 misure miste	2.000 (100 conf. da 20)
34817	Pelli sensibili - 5 misure miste	3.200 (80 conf. da 40)
34823	Cerotto spray - flacone da 30 ml	conf. da 12

## DISPENSER CEROTTI



34828

Produzione italiana

34826

Misure 230x120x38 mm

• 34826 DISPENSER PER CEROTTI - con due ricariche (una per tipo)  
• 34827 RICARICA 42 CEROTTI IN TESSUTO 19x72 mm - conf. da 6 pz.  
• 34828 RICARICA 38 CEROTTI IN TESSUTO 25x72 mm - conf. da 6 pz.  
Dispenser per cerotti adesivi pronto all'uso. Permette all'operatore di estrarre ed applicare il cerotto sulla parte ferita con una sola mano. La copertura trasparente protegge dalla polvere e rende visibili i cerotti rimanenti. Chiusura con chiave. Kit di fissaggio al muro incluso.