

MEDICAZIONI 3M TEGADERM™



34901

34900

TEGADERM™

Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile in formato rotolo non sterile.



34895

TEGADERM™ + PAD

Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Con pad assorbente, ideale per ferite chirurgiche.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™	Minimo vendita
34900	1624W	TEGADERM™ 6x7 cm - sterile	conf. da 100 pz.
34901	1626W	TEGADERM™ 10x12 cm - sterile	conf. da 50 pz.
34902	1627	TEGADERM™ 10x25 cm - sterile	conf. da 20 pz.
34903	1628	TEGADERM™ 15x20 cm - sterile	conf. da 10 pz.
34899	16004	TEGADERM™ - 10 cmx10 cm non sterile	1 rotolo

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ + PAD	Minimo vendita
34895	3582	TEGADERM™ + PAD 5x7,2 cm - sterile	conf. da 50 pz.
34896	3586	TEGADERM™ + PAD 9x10 cm - sterile	conf. da 25 pz.
34897	3589	TEGADERM™ + PAD 9x15 cm - sterile	conf. da 25 pz.
34898	3591	TEGADERM™ + PAD 9x25 cm - sterile	conf. da 25 pz.

MEDICAZIONI 3M PER ACCESSI VASCOLARI

Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni e dalle dislocazioni accidentali.



34946

TEGADERM™ IV

Una soluzione conveniente per accessi vascolari periferici e centrali a fissaggio forte e rimozione delicata.



34947

34948

TEGADERM™ IV ADVANCED

Una soluzione avanzata, rinforzata e innovativa. Garantisce una tenuta ottimale fino a 7 giorni.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ IV - STERILE	Minimo vendita
34945	1633	7x8.5 cm - per linee periferiche	conf. da 100
34946	1635	8.5x10.5 cm - per linee centrali	conf. da 50

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ IV ADVANCED - STERILE	Minimo vendita
34947	1683	6.5x7 cm per linee periferiche	conf. da 100
34948	1685	8.5x11.5 cm per linee centrali	conf. da 50

SOLUZIONI 3M PER FERITE CRONICHE



34968

34969

TEGADERM™ HYDROCOLLOID

Medicazione sterile idrocolloidale per ferite da lievemente a moderatamente essudanti. Disponibile in forma sacrale con bordo impermeabile altamente traspirante.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ HYDROCOLLOID	Minimo vendita
34968	90002	HYDROCOLLOID™ 10x10 cm quadrato	conf. da 5
34969	90007	HYDROCOLLOID™ 16x17 cm sacrale	conf. da 6



34964

TEGADERM™ ALGINATE

Medicazione conformabile e gelificante per ferite altamente essudanti. Altamente compatta, non rilascia residui nel letto della ferita.

TEGADERM™ ALGINATE AG

Medicazione antimicrobica altamente assorbente composta da alginato di calcio, carbossimetilcellulosa e da un complesso di argento ionico. Aiuta a prevenire e trattare le infezioni.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ ALGINATE e ALGINATE AG	Minimo vendita
34964	90112	TEGADERM™ ALGINATE - 10x10 cm	conf. da 10
34965	90312	TEGADERM™ ALGINATE AG - 10x10 cm	conf. da 10



34954

34957

34955

TEGADERM™ HIGH PERFORMANCE FOAM

Medicazione sterile multistrato in schiuma di poliuretano che unisce alta assorbenza ed ottima traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Indicata per ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Impermeabile e dotata di sistema di applicazione facilitata, è disponibile nel pratico formato per tallone/gomito.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ FOAM - medicazione adesiva o non adesiva	Minimo vendita
34954	90601	TEGADERM™ FOAM - 10x10 cm	conf. da 10
34955	90604	TEGADERM™ FOAM - 9x9 cm per tracheotomia	conf. da 10
34957	90619	TEGADERM™ FOAM ADESIVA per gomito e tallone - 14x14 cm	conf. da 5

TEGADERM™ HYDROGEL

Privo di lattice e di conservanti, facile da applicare. Formulato per mantenere il corretto grado di umidità a contatto con la ferita. Tubetto monouso.



34972

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ HYDROGEL	Minimo vendita
34972	91110	TEGADERM™ HYDROGEL 15 g	conf. da 10