

## AUTOCLAVI PRESTIGE MEDICAL: COMPATTE E SALVASPAZIO

CE 0086



FDA 510K



35709

Solo  
335 mm

340 mm

Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES,  
PT, NL, DK, NO, SE, GR

### AUTOCLAVI PRESTIGE - classe N

Prestige è una delle autoclavi automatiche più economiche e più vendute sul mercato; la sua eccellente reputazione è dovuta all'affidabilità, alla durata nel tempo, alla sicurezza e alla qualità.

- metodo raccomandato dai professionisti del settore sanitario di tutto il mondo, inclusa la WHO (World Health Organization)
- ogni autoclave è testata al computer e rilasciata con un certificato di performance originale
- peso netto: solamente 4,5 kg, facile da trasportare
- fornita con cestello e manuale multilingue

Raccomandata per la sterilizzazione non solo negli ospedali e negli studi medici e dentistici, ma anche per veterinari, podologi, estetisti, tatuatori, nell'agopuntura, nei laboratori e nelle scuole.

Conforme a IEC 61010 (sicurezza prodotti), BS 3970 parte 4 (solo contenitore a pressione), BS 5500 (contenitore a pressione).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|  | 35709   | 35712   |
|--|---------|---------|
| Capacità:                                | 9 l     | 12 l    |
| Dimensioni interne camera (P/H)          | 210/236 | 210/328 |
| Lunghezza massima strumento (diagonale): | 228 mm  | 290 mm  |
| Portata massima:                         | 3 kg    | 4 kg    |
| Larghezza/altezza:                       | 340/335 | 340/420 |

**Stesse caratteristiche per i 2 modelli:**

- Tempo di sterilizzazione: 11 minuti
- Durata ciclo: 22 minuti
- Pressione operativa: 1,40 bar
- Temperatura operativa: 126°C
- Alimentazione: 230V - 50-60 Hz Potenza: 1.250 Watt
- Produzione inglese - Garanzia 1 anno



35712

| Codice GIMA | AUTOCLAVI PRESTIGE MEDICAL               |
|-------------|--|
| 35709       | Autoclave Prestige 9 litri               |
| 35712       | Autoclave Prestige 12 litri              |
| 35720       | Guarnizione di testa in silicone         |
| 35724       | Valvola di depressurizzazione - dal 2011 |

## AUTOCLAVE VERTICALE GIMA H 100 - 9 LITRI - CLASSE N

• 35746 H100 AUTOCLAVE GIMA - 9 litri - 230 V   
Autoclave semplice e sicura da usare nelle sue funzioni. Utilizzata per sterilizzare manipoli, turbine e strumenti chirurgici a 125°C con un ciclo di soli 15 minuti. Composta da una struttura esterna in acciaio verniciato e da un corpo in acciaio inox 18/10 senza saldature, dotata di tre valvole di sicurezza. Produzione italiana.

### Sistemi di sicurezza

- chiusura di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello durante il ciclo di sterilizzazione: lo sportello può essere aperto solo quando la pressione interna della camera è livellata a quella ambiente.
  - valvola di sicurezza per lo scarico del vapore in caso di guasto con sovrappressione interna >2,5 bar. Valvola di sicurezza certificata TUV (PED IV).
  - termostato di sicurezza che interviene se la temperatura interna della camera sale oltre 135°C.
  - vuoto termodinamico
  - kit valvole di sicurezza per aggiustare la pressione se supera i 2,0 bar
- Conforme a 93/42/CEE Classe IIb, IEC601, EMC.

### • 35747 GUARNIZIONE PER H100

Numero di serie: A, D, E, F, K, L. Si prega di avvisare in caso di numero seriale differente.

#### DOTAZIONE STANDARD

Cestello in acciaio inox: int. Ø 195xh 183 mm  
est: Ø 210xh 210 mm

Manuale in GB, IT, ES su richiesta FR, DE

Cavo elettrico

Bottiglia d'acqua distillata 1 l

Dispositivo di sicurezza e valvola sovrappressione

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne: 250x385xh 310 mm  
Dimensioni camera di sterilizzazione:  
Ø 220 mm - h mm 235  
Cestello estraibile: Ø 210 mm - h mm 210  
Liquido di sterilizzazione: acqua distillata  
Potenza assorbita: 1.500 Watt  
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz  
Fusibili: tipo 6,3x32 mm - 8A  
Temperatura di esercizio: 125°C  
Tempo di sterilizzazione: 15 minuti  
Pressione di esercizio: 1,3/1,6 bar  
(130/160 KPa)  
Peso netto: 13,3 kg  
Garanzia 1 anno



35746

Manopola inizio  
ciclo

## GERMY GIMA PLUS: LAMPADIE ULTRAVIOLETTE GERMICIDE



35751

CE

DISPONIBILE IN 3 MISURE

### GERMY GIMA PLUS: LAMPADIE ULTRAVIOLETTE

Questi strumenti hanno all'interno una lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microorganismo.

Consigliata per mantenere sterili gli strumenti che vengono conservati in esse. Gli strumenti preventivamente sterilizzati possono così essere conservati a lungo e risultano sempre pronti all'uso (il trattamento con raggi UV non genera calore). Una griglia interna mantiene gli strumenti lontano dalla superficie riflettente consentendo che vengano irradiati uniformemente migliorando l'azione germicida. La sicurezza degli operatori è garantita dal sistema automatico che spegne la lampada all'apertura dello sportello. Di solida fattura, esterno in metallo verniciato, interno in acciaio inox riflettente. Possono essere montati a parete o posti su tavolo. Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz - 1A. Produzione Italiana.

- 35750 GERM Y GIMA PLUS 8 W - 38x20xh 17 cm
- 35751 GERM Y GIMA PLUS 15 W - 50x24xh 20 cm
- 35752 GERM Y GIMA PLUS 30 W - 96x24xh 20 cm
- 35754 LAMPADA AL NEON - ricambio - 8 Watt
- 35755 LAMPADA AL NEON - ricambio - 15 Watt
- 35756 LAMPADA AL NEON - ricambio - 30 Watt