


## ■ ROTOLI PER AUTOCLAVE, VAPORE E ETO



DISPONIBILI ALTRI FORMATI

**ROTLI PIATTI** per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO. Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale (che consente la penetrazione del vapore e del gas in fase di sterilizzazione) la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati. Ogni rotolo è lungo 200 metri.

ROTLI PIATTI PER AUTOCLAVE, VAPORE E ETO				
Codice GIMA		Esterno m x mm	Interno m x mm	Minimo vendita
35810	Rotoli piatti	200x50	200x36	8 rotoli
35811	Rotoli piatti	200x75	200x53	8 rotoli
35812	Rotoli piatti	200x100	200x78	4 rotoli
35813	Rotoli piatti	200x150	200x128	4 rotoli
35814	Rotoli piatti	200x200	200x178	2 rotoli
35817	Rotoli piatti	200x250	200x228	2 rotoli
35815	Rotoli piatti	200x300	200x278	2 rotoli
35816	Rotoli piatti	200x400	200x378	1 rotolo

ROTLI A SOFFIETTO PER AUTOCLAVE, VAPORE E ETO				
Codice GIMA		Esterno m x mm x mm	Interno m x mm x mm	Minimo vendita
35871	Rotoli a soffietto	100x100x25	100x78x25	4 rotoli
35872	Rotoli a soffietto	100x150x25	100x128x25	4 rotoli
35873	Rotoli a soffietto	100x200x30	100x178x30	2 rotoli
35874	Rotoli a soffietto	100x250x32,5	100x228x32,5	2 rotoli
35875	Rotoli a soffietto	100x300x40	100x278x40	1 rotolo
35876	Rotoli a soffietto	100x400x40	100x378x40	1 rotolo

**ROTLI A SOFFIETTO** per la sterilizzazione a vapore o ad ETO. Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medicale bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi. Ogni rotolo è lungo 100 metri.

## ■ BUSTE PIATTE ED AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE



**BUSTE PIATTE AUTOSALDANTI** per sterilizzazione in autoclave, a vapore o ad ossido di etilene

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparente di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medicale che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione.

Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione.

1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura.

2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204.

La carta medicale è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 (Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256 (Inglese).

3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura.

4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene copolimero) e carta bianca medicale Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica.

5. La saldatura "Multiline" è resistente e duratura; le linee di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta in modo da assicurare la massima tenuta.

Tutti i rotoli e le buste sono certificati e sono costruiti secondo gli standard internazionali DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485

DISPONIBILI ALTRI FORMATI  
minimo 10.000 buste

BUSTE PIATTE PER AUTOCLAVE, VAPORE E ETO NON AUTOSALDANTI				
Codice GIMA		Esterno mm	Interno mm	Minimo vendita
35880	Buste piatte	100x300	78x285	1.000 pz.
35881	Buste piatte	150x200	128x185	1.000 pz.
35882	Buste piatte	150x250	128x235	1.000 pz.
35883	Buste piatte	150x300	128x285	1.000 pz.
35884	Buste piatte	150x400	128x385	1.000 pz.
35885	Buste piatte	200x300	178x285	1.000 pz.
35886	Buste piatte	200x350	178x335	500 pz.
35887	Buste piatte	200x400	178x385	500 pz.
35888	Buste piatte	250x400	228x385	500 pz.
35889	Buste piatte	250x500	228x485	500 pz.
35890	Buste piatte	300x400	278x385	500 pz.
35891	Buste piatte	400x600	378x585	500 pz.
35895	Buste formato speciale			10.000 pz.

BUSTE AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE, VAPORE E ETO				
Codice GIMA		Esterno mm	Interno mm	Minimo vendita
35860	Buste autosigillanti	90x165	68x150	1.800 pz.
35861	Buste autosigillanti	90x230	68x215	1.800 pz.
35862	Buste autosigillanti	140x250	118x235	1.200 pz.
35863	Buste autosigillanti	190x330	168x315	1.200 pz.
35864	Buste autosigillanti	190x400	168x385	1.200 pz.
35866	Buste autosigillanti	300x450	278x435	400 pz.