

## VIDEO OTOSCOPIO VETERINARIA



### VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE

#### Visualizzazione immediata

Lo schermo incorporato permette l'acquisizione e la visualizzazione immediata di un'immagine chiara e nitida. Basta premere un pulsante e attendere 3 sec.

#### Tempo reale di interazione

L'immagine medica può essere catturata e condivisa contemporaneamente su due monitor, e può essere scaricata su PC o MAC.

Sonde e accessori a pag. 208.

#### Cartella clinica elettronica

Viene generata automaticamente un'immagine medica per supportare la maggior parte dei sistemi informativi sanitari stand-alone.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD a colori 2,4"
- Porta video
- Dimensioni/peso: 8x20 cm - 218 g
- Durata della batteria: 4 ore



- 32164 VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE - 3 MODULI CAMERA 3 moduli camera 75/150/300 mm, image dongle, set di cavi, 2 batterie alcaline AA
- 32175 SUPPORTO DA TAVOLO



## OTO-OFTALMO VETERINARIA HEINE



80500

### • 80500 SET OTOSCOPIO BETA 2,5 V - G-112.10.118

Set completo con testina aperta, 1 set di speculum chiusi lunghi in metallo (57x4, 65x6, 90x7 mm), lampadina di ricambio, astuccio rigido.

### • 80501 SET OTO-OFTALMOSCOPIO VET F.O.

XHL 2,5 V BETA 200 - G-151.10.118  
Set completo con: - Oftalmoscopio, Otoscopio BETA 200 VET, - 3 speculum riutilizzabili in SANALONS VET 61x Ø 4/6/9 mm - lampadina di ricambio per ogni strumento - astuccio con cerniera

- 31772 LAMPADINA 077 2,5 V PER OTOSCOPIO HEINE
- 31781 LAMPADINA 069 2,5 V PER OFTALMO HEINE



### FIBRE OTTICHE XHL TECNOLOGIA XENON ALOGENA



80501

## OTOSCOPI OFTALMO E SET DIAGNOSTICI VETERINARIA



31442

La testa aperta dell'otoscopio è fornita con i codici 31422, 31424, 31425



31429

### • 31442 OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA

Include: set da 3 speculum autoclavabili in plastica (31447)



31424

### • 31424 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon alogeno, set 5 speculum autoclavabili in plastica (31451), supporto illuminatore per abbassalingua in metallo, speculum nasale.

Tutti i set hanno manici 2,5 V da usare con 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (34479)

### • 31422 SET OTOSCOPIO XENON-ALOGENO

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, set da 5 (31451) + 3 (31447) speculum autoclavabili in plastica

### • 31425 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon-alogeno, set 3 speculum in metallo + 2 in metallo finestrato (31453) autoclavabili



31447



31451



31453



Morsetto facilmente regolabile con un dito

31454



31422

31425

Codice GIMA	SET VETERINARIA ED ACCESSORI
31451	Set da 5 speculum autoclavabili in plastica (Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)
31447	Set da 3 speculum autoclavabili in plastica (Ø 4,5, 7 mm)
31453	Set da 3 speculum autoclavabili in metallo (Ø 4,5, 6 mm) + 2 speculum in metallo finestrato (Ø 7,5, 9,4 mm)
31454	Speculum nasale
31478	Lampadina alogena Xenon per otoscopio 2,5 V
31479	Lampadina alogena Xenon per oftalmoscopio 2,5 V
31449	Lampadina standard per otoscopio 2,5 V per 31442
31542	Stazione di ricarica
34479	Batteria NimH ricaricabile 2,5V / 3000 mAh
31429	Lente oscillante per i set VET 31422, 31424, 31425