

PENNA DERMATOLOGICA



Con righello in mm

Punta finissima

Punta standard

- **33179 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta violetto di genziana - conf. da 10 pz.** Penna dermatologica a doppia punta con cappuccio e struttura in polipropilene. Punte in fibra di poliestere. Punta ultra fine per scrivere su etichette

adesive e sacche di infusione. **Punta standard** per uso cutaneo. Lavabile con acqua e sapone. Dimensioni 138xØ 12,5 mm. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo.

MATITE DERMOGRAFICHE



Personalizzabili con vostro logo per minimo 5.000 matite


- **33175 MATITA DERMOGRAFICA - blu**
- **33176 MATITA DERMOGRAFICA - bianca**
- **33177 MATITA DERMOGRAFICA - rossa**
- **33178 MATITA DERMOGRAFICA - miste***

*2 matite di ogni colore

Speciali matite dermografiche utili per marcare la pelle e indicare le aree da trattare. Realizzate in legno di cedro con

mina in cera. Dimensioni 175xØ 7 mm. Adatte in chirurgia generale, dermatologia, ortopedia, radiologia, ecc. Vendute non temperate in confezioni da 6 con 1 temperamatite incluso. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo. Dispositivo medico classe I.

PENNE DERMA



Tenendo la punta inclinata la traccia diventa di 2 mm

- **33181 CLINICON® - punta sottile - sterile - conf. da 10 pezzi.**



2 PUNTE IN UNA:

- tenendo la penna verticalmente la traccia è di 0,2 mm ideale per le linee fini e precise richieste in chirurgia plastica
 - tenendo la punta inclinata la traccia diventa di 2 mm adatta per chirurgia generale, vascolare, neurologica e in radiologia e terapie con riabilitazione. L'inchiostro ad elevata visibilità color viola è atossico e resistente al trattamento pre-operatorio e rimovibile con alcool isopropilico. La confezione è facile da aprire, presenta un codice a barre HIBC e include un righello centimetrato da 15 cm. Sterile EO.



Tenendo la penna verticalmente la traccia è di 0,2 mm

SUTURE ETHICON - ASSORBIBILI E NON ASSORBIBILI



ETHICON



SUTURE CHIRURGICHE STERILI NON ASSORBIBILI

Codice GIMA	Codice ETHICON	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Ago	Lunghezza sutura	Minimo vendita
ETHILON - suture monofilamento									
22300	660H	6/0	0,7	Nero	3/8	16 mm	FS-3	45 cm	conf. da 36
22301	661H	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22302	662H	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2S	45 cm	conf. da 36
22303	663H	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	FS-1	45 cm	conf. da 36
22304	EH7506H	3/0	2,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22305	EW661	5/0	1,0	Blu	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36
PERMA-HAND - suture in seta - intrecciate									
22310	18501G	4/0	1,5	Nero	1/2	17 mm	J-1	45 cm	conf. da 12
22311	18502G	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	X-1	45 cm	conf. da 12
22312	18505G	2/0	3,0	Nero	1/2	22 mm	X-1	45 cm	conf. da 12
22313	18507G	4/0	1,5	Nero	Retta	19 mm	ST-4	45 cm	conf. da 12
22314	18508G	4/0	1,5	Nero	3/8	13 mm	P-3prime	45 cm	conf. da 12
22315	18509G	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	SH-1Plus	45 cm	conf. da 12
22316	EH7149G	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu									
22320	EH7150H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36
22321	EH7151H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22322	W8873T	6/0	0,7	Blu	3/8	16 mm	PC-3Prime	45 cm	conf. da 24

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.

SUTURE CHIRURGICHE STERILI ASSORBIBILI

Codice GIMA	Codice ETHICON	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Ago	Lunghezza sutura	Minimo vendita
Le suture Monocryl sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli ma mai nella chirurgia vascolare, neurologica, oftalmica e microchirurgia.									
MONOCRYL - assorbimento completo in 91-119 giorni									
22350	Y493H	5/0	1,0	Incolore	3/8	19 mm	P-3prime	45 cm	conf. da 36
Vicryl Plus è indicato nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti, tranne che in ambito oftalmico, neurologico, cardiovascolare									
VICRYL PLUS INTRECCIATO - assorbimento completo in 56-70 giorni									
22360	VCP392ZH	4/0	1,5	Viola	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22361	VCP305H	3/0	2,0	Viola	1/2	17 mm	RB-1Plus	70 cm	conf. da 36
22362	VCP452H	2/0	2,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22363	VCP453H	2/0	3,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
Vicryl Rapid Braided è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).									
VICRYL RAPID INTRECCIATO - assorbimento completo in 42 giorni									
22370	V76H	3/0	2,0	Incolore			J-1	45 cm	conf. da 36
22371	V2920G	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22372	V2930G	3/0	2,0	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22373	V2150G	3/0	2,0	Incolore	1/2	17 mm	RB-1Plus	70 cm	conf. da 12
22374	V2190G	3/0	2,0	Incolore	1/2	22 mm	SH-1Plus	70 cm	conf. da 12
22375	VR2298	3/0	2,0	Incolore	3/8	14 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36

Su richiesta possiamo fornire altri prodotti Ethicon