

# BISTURI E LAME MONOUSO STERILI GIMA

## LAME MONOUSO STERILI GIMA - conf. da 100 lame

Lame disponibili in fibra di carbonio di alta qualità o in acciaio inox con o senza punta arrotondata di sicurezza. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio. Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI. La dimensione è identificabile chiaramente sul retro della lama e sulla confezione.



27020 Lama standard n. 10      27030 Lama sicurezza n. 10

## BISTURI MONOUSO STERILI GIMA - conf. da 10 bisturi

Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS. Confezionati singolarmente in busta sterilizzata. Linea premium con coprilama di sicurezza.



27040-27048      27060-27066

## BISTURI DI SICUREZZA MONOUSO STERILI GIMA

Bisturi di sicurezza con protezione contro eventuali ferite prima dell'uso, durante le diverse fasi di utilizzo e dopo l'operazione. Privi di lattice e ftalati.



27070-27078

## PORTALAME DI SICUREZZA

- 26915 PORTALAME DI SICUREZZA N 3 per lame 10-15
- 26916 PORTALAME DI SICUREZZA N 4 per lame 20-25

Il manico permette la rimozione a mano libera della lama in conformità con gli standard OSHA e CDC

PREVENZIONE DEI TAGLI ACCIDENTALI



Portalame di sicurezza N°3 per lame N°10-15


In acciaio inox

## LAMA BIOPSIA KAI - MONOUSO




- 26935 LAMA BIOPSIA - conf. da 20 pz. CE 0197

Un nuovo prodotto in acciaio inox appositamente progettato per eseguire biopsie, basato sulla grande esperienza di KAI: lama con manico a presa sicura per biopsie precise. Sterile e pronto all'uso. Per ginecologia, dermatologia e podologia.



BIOPSIA



Codice GIMA	PORTALAME NON STERILI - ACCIAIO INOX			LAME MONOUSO STERILI GIMA conf. da 100 pz.			
26913	Portalame N° 3 per lame 10-15			27000	27020	27030	Lame monouso sterili No.10
26914	Portalame N° 4 per lame 20-25			27001	27021	-	Lame monouso sterili No.11
	Fibra di carbonio conf. da 100	Acciaio inox conf. da 100	Lama sicurezza acciaio inox conf. da 100	27002	27022	-	Lame monouso sterili No.12
				27003	27023	27033	Lame monouso sterili No.15
				27009	-	-	Lame monouso sterili No.15c
				27004	27024	27034	Lame monouso sterili No.20
				27005	27025	27035	Lame monouso sterili No.21
				27006	27026	27036	Lame monouso sterili No.22
				27007	27027	27037	Lame monouso sterili No.23
				27008	27028	27038	Lame monouso sterili No.24
Modello Premium	Mod. Standard	Mod. Sicurezza	BISTURI MONOUSO STERILI GIMA acciaio inox - conf. da 10 pz.				
27040	27060	27070	Bisturi monouso sterili N° 10				
27041	27061	27071	Bisturi monouso sterili N° 11				
27042	27062	-	Bisturi monouso sterili N° 12				
27043	27063	27073	Bisturi monouso sterili N° 15				
27049	-	-	Bisturi monouso sterili N° 15c				
27044	27064	27074	Bisturi monouso sterili N° 20				
27045	27065	27075	Bisturi monouso sterili N° 21				
27046	27066	27076	Bisturi monouso sterili N° 22				
27047	27067	27077	Bisturi monouso sterili N° 23				
27048	27068	27078	Bisturi monouso sterili N° 24				

## LAME E BISTURI PARAGON

### LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili

Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Confezionate singolarmente in lamina metallica. Sterilizzate a raggi gamma.



### "BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili

Il grip sull'impugnatura permette una facile e precisa manipolazione. Confezionati singolarmente in bustine sterili, con rinforzo a protezione della lama ed in scatole da 10 pezzi.

Lame conf. da 100	Bisturi conf. da 10	LAMA INOX STERILE
26901	26920	Lama 10
26902	26921	Lama 11
26903	26922	Lama 12
26904	26923	Lama 15T
26905	26924	Lama 20
26906	26925	Lama 21
26907	26926	Lama 22
26908	26927	Lama 23
26909	26928	Lama 24



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE