

CURETTE DERMATOLOGICHE, MONOUSO



Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti molli o deboli e manico ergonomico in plastica. Misura marchiata su ogni curette per un'agevole identificazione. Non necessitano di affilatura. Ampia gamma. **Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche:** carcinoma di una cellula basale, verruche, ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, podiatria, veterinaria. Prodotto monouso sterile. Non si deve affilare e sterilizzare. Ampia scelta di dimensioni.



Produzione giapponese

Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE	Minimo vendita
22602	Curette Dermatologiche Ø 2 mm	20 pz.
22603	Curette Dermatologiche Ø 3 mm	20 pz.
22604	Curette Dermatologiche Ø 4 mm	20 pz.
22605	Curette Dermatologiche Ø 5 mm	20 pz.
22606	Curette Dermatologiche Ø 7 mm	20 pz.


LATEX FREE



CURETTE PER BIOPSIA, MONOUSO STERILI - LATEX FREE

Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi, e podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile.

Senza otturatore	Con otturatore	CURETTE BIOPSIA - PUNCH	Lama mm	Minimo vendita
22610	22630	Biopsia-Punch Ø 1 mm	7	20 pz.
22611	22631	Biopsia-Punch Ø 1,5 mm	7	20 pz.
22612	22632	Biopsia-Punch Ø 2 mm	7	20 pz.
22613	-	Biopsia-Punch Ø 2,5 mm	7	20 pz.
22614	22634	Biopsia-Punch Ø 3 mm	7	20 pz.
22615	-	Biopsia-Punch Ø 3,5 mm	7	20 pz.
22616	22636	Biopsia-Punch Ø 4 mm	7	20 pz.
22617	-	Biopsia-Punch Ø 5 mm	7	20 pz.
22618	-	Biopsia-Punch Ø 6 mm	7	20 pz.
22619	-	Biopsia-Punch Ø 8 mm	7	20 pz.



Otturatore azionabile dall'esterno per facilitare il prelievo della biopsia



Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparente resistente. Dispenser da 20 curette. Scatola multilingue in: GB, FR, DE, ES, PT, JP. Produzione giapponese.



RASOIO PER USO MEDICALE



Codice GIMA	RASOI MONOUSO NON STERILI lame in acciaio	Lunghezza lama	Minimo vendita
27080	Rasoio monolama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27081	Rasoio bilama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27082	Rasoio monolama per tricotomia - 103x47 mm	38 mm	conf. da 50

RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO

• 27085 RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO
Rasoio elettrico chirurgico a batteria per rimuovere i peli dei pazienti prima di un'operazione o per qualsiasi altro intervento che necessita della loro rimozione. Fornito senza lama.

Batterie 1,5 V (2xAA) non incluse.
• 27087 SET DI LAME PER RASOIO ELETTRICO - sterili - conf. da 10 pz.

Monouso per ogni paziente. Sterilizzate EO.

