


CATETERI FOLEY - LATTICE



Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI 100% IN LATTICE RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO	Minimo di vendita
Catetere a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida		
22054	Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22055	Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22056	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22057	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22058	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22059	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10

Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml

Codice GIMA	Catetere a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida	Minimo di vendita
22064	Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22065	Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22066	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22067	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22068	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22069	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22070	Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50
Catetere a 3 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida		
22077	Catetere a 3 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22078	Catetere a 3 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22079	Catetere a 3 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22080	Catetere a 3 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50


SONDE RETTALI - PVC



Codice GIMA	SONDE RETTALI STERILI IN PVC Lunghezza: 38 cm - con adattatore conico	Minimo di vendita
22169	Sonda rettale ch/fr 22 - viola	conf. da 100
22170	Sonda rettale ch/fr 24 - blu scuro	conf. da 100
22171	Sonda rettale ch/fr 26 - bianco	conf. da 100
22172	Sonda rettale ch/fr 28 - verde	conf. da 100
22173	Sonda rettale ch/fr 30 - grigio	conf. da 100

SONDE NASO GASTRICHE


Marcato tra 5-40 cm dall'estremità distale



Tubo alimentazione radiopaco

Codice GIMA	SONDE PER ALIMENTAZIONE STERILI SENZA FTALATI* IN PVC Lunghezza: 50 cm - con adattatore Luer e sigillatura PLOG	Minimo di vendita
22150	Sonda per alimentazione ch/fr 5 - grigio	conf. da 100
22151	Sonda per alimentazione ch/fr 6 - verde chiaro	conf. da 100
22152	Sonda per alimentazione ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22153	Sonda per alimentazione ch/fr 10 - nero	conf. da 100

SONDE TIPO LEVIN




Codice GIMA	SONDA STERILE IN PVC SENZA FTALATI* Lunghezza: 110 cm - con adattatore multifunzione	Minimo di vendita
22156	Sonda per stomaco ch/fr 12	conf. da 100
22157	Sonda per stomaco ch/fr 14	conf. da 100
22158	Sonda per stomaco ch/fr 16	conf. da 100

CATETERI FOLEY - SILICONE




Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI IN SILICONE 100% - MONOUSO	Minimo di vendita
Catetere a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm		
22096	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22097	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22098	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22099	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22100	Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 10

CATETERI NELATON - PVC



Codice GIMA	CATETERI NELATON STERILI - IN PVC SENZA FTALATI* Due vie laterali con bordi arrotondati Monouso	Minimo di vendita
MASCHILE - lunghezza 38 cm		
22003	Catetere maschile Nelaton ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22004	Catetere maschile Nelaton ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22005	Catetere maschile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22006	Catetere maschile Nelaton ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22007	Catetere maschile Nelaton ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
FEMMINILE - lunghezza 18 cm		
22022	Catetere femminile Nelaton ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22023	Catetere femminile Nelaton ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22024	Catetere femminile Nelaton ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22025	Catetere femminile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22026	Catetere femminile Nelaton ch/fr 16 - arancione	conf. da 100

SONDE D'ASPIRAZIONE



Lunghezza	CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI SENZA FTALATI* con adattatore conico	Minimo di vendita	
50 cm	90 cm		
22110	22120	Catetere d'aspirazione ch/fr 6 - verde chiaro	conf. da 100
22112	22122	Catetere d'aspirazione ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22113	22123	Catetere d'aspirazione ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22114	22124	Catetere d'aspirazione ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22115	22125	Catetere d'aspirazione ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22116	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22117	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
22118	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 20 - giallo	conf. da 100

GEL LUBRIFICANTE - STERILE

• 22104 GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI 12 ml - sterile - conf. da 25

Un gel lubrificante sterile, chiaro, solubile in acqua da utilizzare prima dell'applicazione all'uretra di cateteri, cistoscopi o altri strumenti medicali. Ricopre l'uretra creando uno strato liscio tra la mucosa uretrale e il catetere o lo strumento medicale. Possiede, inoltre, un effetto antisettico che protegge i pazienti dai potenziali rischi d'infezione. Contiene 2% di lidocaina, 0,05% di clorexidina.

22104

