


SACCHE URINA - PRODUZIONE SPAGNOLA



Codice GIMA	SACCHE URINA	Minimo vendita
SACCHE URINA STANDARD		
28690	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28688	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28692	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28689	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200
<i>*Busta da 30 sacche con fustella e 1 gancio</i>		
SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO		
28691	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28694	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28693	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28695	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200
<i>*Buste da 30 sacche con etichette di rimborso tips e 1 gancio</i>		
SACCA URINA DA GAMBA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO		
28707	Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 10 cm - in polybag completa di scarico push-pull	conf. da 30**
28708	Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 35 cm - in polybag con scarico push-pull	conf. da 30**
<i>**Buste da 30 sacche con 1 set di cinturini</i>		

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL. Non sterili.

Tubo Ø: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm. Privo di lattice e ftalati.



Tipps disponibili per 28690/1/2/3 e 28707/8

Codice GIMA	GANCIO PER SACCA URINE	Minimo vendita
28699	Ganci per sacca urine - blu - sfusi	conf. da 200
Codice GIMA	CATETERI ESTERNI IN LATTICE - uomo	Minimo vendita
28710	Cateteri esterni uomo Ø 30 mm - lattice	conf. da 30
28711	Cateteri esterni uomo Ø 35 mm - lattice	conf. da 30
28715	Nastro biadesivo 2x15x0,5 cm	conf. da 30

Cateteri esterni con tappo zigrinato che evita che il sistema di drenaggio giri su se stesso

SACCA URINA PEDIATRICA STERILE - PER BAMBINI E BAMBINE



• 28685 SACCA URINA PEDIATRICA 100 ml - sterile, conf. da 100 pz.

Sacca per urina per uso pediatrico, confezionata individualmente in bustina di plastica. Può essere utilizzata per maschi e femmine.

Graduazione da 10 a 100 ml, sterile.



ORINATOIO E SACCHETTO PER VOMITO RICHIUDIBILE TRAVELJOHN™



• 25880 ORINATOIO MONOUSO TRAVELJOHN™ 800 CC - conf. da 3 pz.

• 25885 ORINATOIO MONOUSO TRAVELJOHN™ 600 CC - conf. da 10 pz.

- pratica sacca iperasorbente in polimerico, trasforma istantaneamente l'urina in gel
- non necessita di ulteriore chiusura
- utilizzabile fino allo riempimento
- facile da smaltire (si getta tra i rifiuti generici)

- bordo in plastica unisex per uso facilitato

• 25887 SACCHETTO VOMITO TRAVELJOHN™ 800 CC - conf. da 5 pz.

- gelificazione immediata e impermeabile - monouso

- comodo e compatto

- inodore, facile da smaltire

