

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 135°C



26639

Personalizzabili con vostro logo
per minimo 1.000 pezzi

26636

26638

26630

Tutti i vassoi e le
bacinelle sono
graduati.

26631

26633

26635

AUTOCLAVABILI A 135°C

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI

Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi.

4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:

- 50% più economici dei modelli in acciaio inox
 - autoclavabili illimitatamente a 135°C
 - design moderno e accattivante
 - più leggeri dei modelli in acciaio inox
- Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.

- 26630 SCODELLINO 60x40 mm - graduato 50 ml
- 26631 SCODELLINO 80x60 mm - graduato 200 ml
- 26632 SCODELLINO 100x45 mm - graduato 300 ml
- 26633 SCODELLINO 150x70 mm - graduato 500 ml
- 26635 BACINELLA 200x45 mm - graduata 500 ml
- 26636 BACINELLA 250x55 mm - graduata 750 ml

Con rigonfiamenti speciali all'interno per prevenire fenomeni di "vuoto" durante la sterilizzazione

- 26638 VASSOIO PER STRUMENTI 200x150x51 mm
- 26639 VASSOIO PER STRUMENTI 300x250x52 mm
- 26640 VASSOIO A SCOMPARTI 270x180x41 mm



26640

LINEA VASSOI E BACINELLE BASIC IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 134°C

Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica. Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla

maggioranza dei prodotti chimici sanitari. Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).



37702

37701

- 37701 CAPSULA 63x42 mm - 90 ml
- 37702 CAPSULA 90x60 mm - 240 ml



37705

37706

37707

37708

- 37705 BACINELLA RENIFORME 155x75 mm
- 37706 BACINELLA RENIFORME 205x100 mm
- 37707 BACINELLA RENIFORME 260x125 mm
- 37708 BACINELLA RENIFORME 306x140 mm



37710

37711

- 37710 CARAFFA GRADUATA 500 ml
 - 37711 CARAFFA GRADUATA 1.000 ml
 - 37712 CARAFFA GRADUATA 2.000 ml
- Graduazione in rilievo per una lettura facilitata.



37715

- 37715 VASSOIO DA LABORATORIO 375x300xh 75 mm



37717

- 37717 VASSOIO A SCOMPARTI 266x175xh 42 mm




37718

Fornito di coperchio aderente alla scanalatura del contenitore per evitare fuoriuscita di materiale.

- 37718 CONTENITORE PER STRUMENTI 220x150xh 70 mm

PROVETTE IN POLISTIROLO - GRADUATE



37912

37913

37903

37902

Codice GIMA	PROVETTE IN POLISTIROLO	Minimo vendita
37902	12x75 mm - 5 ml cilindrica, senza bordo	conf. da 4.000*
37903	13x75 mm - 5 ml cilindrica, senza bordo	conf. da 4.000*
37912	16x100 mm - 10 ml cilindrica, con bordo	conf. da 2.000
37913	16x100 mm - 10 ml conica, con bordo	conf. da 2.000

*16 conf. da 250 pz.

TAPPI PER PROVETTE		
37930	Tappo per provette Ø 12 mm	conf. da 1.000
37931	Tappo per provette Ø 13 mm	conf. da 1.000
37932	Tappo per provette Ø 16 mm	conf. da 1.000



37930



37931



37932

Tappi in polietilene, colore neutro

PIPETTE PASTEUR



Pipetta 1 ml

37950, 37953

Pipetta 3 ml

37951, 37954

37953, 37954

In polietilene, confezionate singolarmente in peel-pack

Codice GIMA	PIPETTE PASTEUR	Minimo vendita
37950	Pipette 1 ml	conf. da 5.000*
37951	Pipette 3 ml	conf. da 5.000*
37953	Pipette 1 ml - sterili	conf. da 1.000
37954	Pipette 3 ml - sterili	conf. da 1.000

*10 scatole da 500 pezzi