

CONTENITORI PER STERILIZZAZIONE IN ALLUMINIO



Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta) **37101**



Tutti i contenitori sono autoclavabili a un massimo 134°C, 2,2 bar



Contenitori "Barrier system"




37152

| CONTENITORI STANDARD CON FILTRO* non in vendita in Germania | | | |
|--|---------------------|-------|------------------|
| COLORE COPERCHIO | | | |
| Altezza mm | FONDO NON PERFORATO | | FONDO PERFORATO* |
| | PICCOLO 285x280 mm | | |
| | 1 filtro | | 2 filtri |
| 100 | 37000 | 37010 | 37030 |
| 135 | 37001 | - | 37031 |
| 150 | 37002 | 37012 | 37032 |
| 200 | 37003 | - | 37033 |
| 260 | 37004 | - | - |
| MEDIO 465x280 mm | | | |
| | 1 filtro | | 2 filtri |
| 100 | 37050 | 37060 | 37080 |
| 135 | 37051 | - | 37081 |
| 150 | 37052 | 37062 | 37082 |
| 200 | 37053 | - | 37083 |
| GRANDE 580x280 mm | | | |
| | 2 filtri | | 4 filtri |
| 100 | 37100 | 37110 | 37130 |
| 135 | 37101 | - | 37131 |
| 150 | 37102 | 37112 | 37132 |
| 200 | 37103 | - | 37133 |
| 260 | 37104 | - | - |

| CONTENITORI "BARRIER SYSTEM" CON VALVOLA** non in vendita in Germania | | | |
|--|---------------------|-------|------------------|
| COLORE COPERCHIO | | | |
| Altezza mm | FONDO NON PERFORATO | | FONDO PERFORATO* |
| | PICCOLO 285x280 mm | | |
| 100 | 37150 | 37160 | 37180 |
| 135 | 37151 | - | 37181 |
| 150 | 37152 | 37162 | 37182 |
| 200 | 37153 | - | 37183 |
| 260 | 37154 | - | - |
| MEDIO 465x280 mm | | | |
| 100 | 37200 | 37210 | 37240 |
| 135 | 37201 | - | 37241 |
| 150 | 37202 | 37212 | 37242 |
| 200 | 37203 | - | 37243 |
| GRANDE 580x280 mm | | | |
| 100 | 37250 | 37260 | 37280 |
| 135 | 37251 | - | 37281 |
| 150 | 37252 | 37262 | 37282 |
| 200 | 37253 | - | 37283 |
| 260 | 37254 | - | - |


*Il fondo perforato permette un processo di sterilizzazione più veloce (la metà rispetto a quello non perforato)

**Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.



| CESTELLO A FILO - acciaio inox | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| Misura mm | Altezza | | |
| | 50 mm* | 70 mm** | 100 mm*** |
| 255x245 | 37301 | 37302 | 37303 |
| 405x255 | 37306 | 37307 | 37308 |
| 540x255 | 37311 | 37312 | 37313 |

*Consigliato per container con altezza 100/135 mm
**Consigliato per container con altezza 135/150 mm
***Consigliato per container con altezza >150 mm



| Codice GIMA | ACCESSORI |
|-------------|--|
| 37320 | Tappetino silicone 220x230 mm - perforato - piccolo |
| 37321 | Tappetino silicone 380x230 mm - perforato - medio |
| 37323 | Tappetino silicone 520x230 mm - perforato - grande |
| 37325 | Portafiltro acciaio inox per filtro carta/tessile Ø 18 cm |
| 37328 | Filtro carta monouso Ø 18,6 cm con indicatore di vapore - conf. da 100 |
| 37329 | Filtro tessuto* Ø 20,5 cm - per container standard riutilizzabile |
| 37330 | Sigillo di sicurezza in plastica - conf. da 100 pz. |
| 37332 | Sigillo di sicurezza in plastica con indicatore di vapore - conf. da 100 |
| 37333 | Container card con indicatore di vapore 68x37,5 mm - conf. da 250 |

*Il filtro in tessuto di lunga durata può essere usato per 45-50 sterilizzazioni

SCATOLE ALLUMINIO

- 26662 SCATOLA ALLUMINIO 17,5x7,6xh 2 cm
 - 26663 SCATOLA ALLUMINIO 18,5x9,5xh 3 cm
 - 26664 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 3 cm
 - 26665 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 5 cm
- Pratici contenitori per la sterilizzazione e la conservazione degli strumenti. Scatola in colore blu con coperchio color argento, alluminio. Tappetino in silicone non incluso.
- 26672 TAPPETINO IN SILICONE 20x10 cm (per codici 26669, 26664, 26665)

