

DRUM PER STERILIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX - AISI 304



Codice GIMA	DRUM PER STERILIZZAZIONE	Codice GIMA	DRUM PER STERILIZZAZIONE
26673	Ø 120xh 120 mm	26682	Ø 240xh 240 mm
26675	Ø 150xh 100 mm	26683	Ø 290xh 160 mm
26674	Ø 150xh 150 mm	26684	Ø 290xh 240 mm
26676	Ø 165xh 120 mm	26687	Ø 290xh 290 mm
26678	Ø 180xh 180 mm	26689	Ø 340xh 180 mm
26680	Ø 190xh 160 mm	26688	Ø 340xh 240 mm
26677	Ø 190xh 240 mm	26685	Ø 340xh 340 mm
26681	Ø 240xh 160 mm	26686	Ø 390xh 250 mm
26679	Ø 240xh 190 mm		

DRUM CILINDRICI PER STERILIZZAZIONE in autoclave e a secco. Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a secco.

I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione. Le prese d'aria laterali sono semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.

SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON O SENZA MANICO

SCATOLE IN ACCIAIO INOX



SCATOLE IN ACCIAIO INOX - autoclavabili a 125°C

- 26653 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 18x8xh 4 cm
- 26654 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 20x10xh 6 cm
- 26655 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 25x12xh 6 cm
- 26656 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 30x15xh 6 cm
- 26657 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 50x20xh 10 cm
- 26672 VASSOIO IN GOMMA 20x10 cm per 26654

SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON MANICI



SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON MANICI - autoclavabili a 125°C

- 26668 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 18x8xh 4 cm
- 26669 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 20x10xh 4,5 cm
- 26670 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 25x12,5xh 4,5 cm
- 26671 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 30x15xh 6 cm
- 26667 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 50x20xh 10 cm
- 26672 VASSOIO IN GOMMA 20x10 cm per 26669

SECCHI CON COPERCHIO IN ACCIAIO INOX

- 26576 SECCHIO CON COPERCHIO 12 l - 290x300 mm
 - 26577 SECCHIO CON COPERCHIO 15 l - 322x307 mm
- Secchi in acciaio INOX AISI 304 autoclavabili a 121°C.

