






## SIRINGHE IPODERMICHE 3 PEZZI CON E SENZA AGO

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza. Le siringhe ipodermiche INJ/LIGHT sono state realizzate in conformità con i maggiori standard internazionali e rispettano la Direttiva Europea CEE/93/42. La fabbricazione rispetta i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001/2000 - UNI EN ISO 13485/2004.


La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister. Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.



SIRINGHE SENZA AGO		
Codice GIMA	Capacità	Minimo vendita
	CONO LUER LOCK	
23808	10 ml	conf. da 100 pz.
23809	20 ml	conf. da 50 pz.
23810	30 ml	conf. da 50 pz.
23811	60 ml	conf. da 25 pz.
		
CONO LUER CENTRALE		
23813	3 ml	conf. da 100 pz.
23814	5 ml	conf. da 100 pz.
23815	10 ml	conf. da 100 pz.
CONO LUER ECCENTRICO		
23816	10 ml	conf. da 100 pz.
23817	20 ml	conf. da 50 pz.
23819	60 ml	conf. da 25 pz.
		
CATETERE		
23820	60 ml	conf. da 20 pz.
23821	100 ml	conf. da 25 pz.
		

SIRINGHE CON AGO			
Codice GIMA	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
	CONO LUER CENTRALE		
23822	1 ml - tubercolin	26G - 0,45x12,7 mm	conf. da 100 pz.
23824	2,5 ml*	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100 pz.
23825	2,5 ml*	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100 pz.
23827	5 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100 pz.
23828	5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100 pz.
23830	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100 pz.
<i>*Estendibile a 3 ml</i>			
			
CONO LUER ECCENTRICO			
23833	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100 pz.
23834	20 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 50 pz.
			

Ago con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304



## AGHI IPODERMICI E SET INFUSIONE - STERILI

Una gamma di aghi ipodermici e set per infusione utilizzabili in molteplici applicazioni. Aghi in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossici e apirogeni. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. Attacco luer lock.

Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili e di cono luer-slip, valida per siringhe luer-slip e luer-lock. Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock. Confezionati in blister individuali. Scatola e istruzioni: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, RU (set infusione), GB, IT, ES, PT (aghi ipodermici).



AGHI IPODERMICI				
Standard	Sicurezza	Ago	Colore	Minimo vendita
23750	23780	18G - 1,2x38 mm	Rosa	conf. da 100 pz. (aghi standard)
23751	23781	19G - 1,1x38 mm	Crema	
23753	-	20G - 0,9x38 mm	Giallo	
23755	23785	21G - 0,8x38 mm	Verde	
23757	-	22G - 0,7x32 mm	Nero	conf. da 50 pz. (aghi di sicurezza)
23758	23788	23G - 0,6x25 mm	Turchese	
23760	-	25G - 0,5x16 mm	Arancione	
23761	-	26G - 0,45x12,7 mm	Marrone	
23762	-	27G - 0,4x12,7 mm	Grigio	



SET INFUSIONE				
Standard	Sicurezza	Ago	Colore	Minimo vendita
23766	-	19G - 1,1x19 mm	Crema	conf. da 100 pz.
23767	-	20G - 0,9x19 mm	Giallo	conf. da 100 pz.
23768	23774	21G - 0,8x19 mm	Verde	conf. da 100 pz.
23769	-	22G - 0,7x19 mm	Nero	conf. da 100 pz.
23770	23776	23G - 0,6x19 mm	Turchese	conf. da 100 pz.
23771	-	25G - 0,5x19 mm	Arancione	conf. da 100 pz.



## SIRINGA 5 ml - SCATOLA PER DETTAGLIO

• 23795 SIRINGA 5 ml  
Con ago 23G 0,60x25 mm. Sterile, confezionata in blister singoli. Confezione da 10 siringhe  
Minimo vendita: confezione da 12 scatole di 10 siringhe



## SIRINGA DI SICUREZZA 5 ml - DETTAGLIO

• 23796 SIRINGA DI SICUREZZA 5 ml  
Con ago 23G 0,60x25 mm. Sterile, confezionata in blister singoli. Confezione da 5 siringhe.  
Minimo vendita: confezione da 48 scatole di 5 siringhe  
**CONTRO LE PUNTURE ACCIDENTALI**

