

SIRINGHE BD EMERALD™

Ecologiche
30% di materiale in meno
rispetto alle altre siringhe

Flangia
Per un maggiore comfort e
una migliore stabilità

Top stantuffo ruvido
Riduce lo slittamento in
fase di somministrazione

CE 0318

**Stopper verde e
graduazione in grassetto**
Per dosare in maniera
accurata

Corpo trasparente
Consente di visualizzare
il fluido

Anello di ritenzione robusto
Previene la fuoriuscita
accidentale dello stantuffo

SIRINGHE BD EMERALD™

Codice GIMA	Codice BD	Capacità	AGO	Minimo vendita
SIRINGHE SENZA AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23863	307727	2 ml		conf. da 100 pz.
23864	307731	5 ml		conf. da 100 pz.
23865	307736	10 ml		conf. da 100 pz.
SIRINGHE CON AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23868	307728	2 ml	22G - 0,7x30 mm	conf. da 100 pz.
23869	307733	5 ml	22G - 0,7x30 mm	conf. da 100 pz.
23870	307737	10 ml	21G - 0,8x40 mm	conf. da 100 pz.

SIRINGHE BD PLASTIPAK™

CE 0050

23873



23878

SIRINGHE BD PLASTIPAK™

Codice GIMA	Codice BD	Capacità	MODELLO	Minimo vendita
SIRINGHE SENZA AGO - LUER LOCK				
23873	301229	30 ml	Luer - lock	conf. da 60 pz.
23874	300865	50 ml	Luer - lock	conf. da 60 pz.
SIRINGHE CON AGO - CONO CATETERE				
23877	300867	50 ml	Cono catetere	conf. da 60 pz.
23878	300605	100 ml	Cono catetere	conf. da 25 pz.

AGHI BD MICROLANCE™


Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICROLANCE™	Minimo vendita
23739	304622	18G - 1,20x40 mm - rosa	conf. da 100 pz.
23740	301500	19G - 1,10x40 mm - bianco	conf. da 100 pz.
23741	301300	20G - 0,90x40 mm - giallo	conf. da 100 pz.
23742	304432	21G - 0,80x40 mm - verde	conf. da 100 pz.
23743	300900	22G - 0,70x30 mm - nero	conf. da 100 pz.
23744	300800	23G - 0,60x25 mm - blu	conf. da 100 pz.
23745	300600	25G - 0,50x16 mm - arancio	conf. da 100 pz.
23746	303800	26G - 0,45x13 mm - marrone	conf. da 100 pz.
23747	300635	27G - 0,40x13 mm - grigio	conf. da 100 pz.
23748	304000	30G - 0,29x13 mm - giallo	conf. da 100 pz.

BD

CE 0050



SIRINGHE ED AGHI DA INSULINA BD MICRO-FINE™



Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICRO-FINE™	Minimo vendita
23850	320140	Aghi Micro-fine BD 4 mm - 32 G	conf. da 100 pz.
23851	320594	Aghi Micro-fine BD 5 mm - 31 G	conf. da 100 pz.
23852	320592	Aghi Micro-fine BD 8 mm - 31 G	conf. da 100 pz.
<i>Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina disponibili sul mercato (Sanofi-Aventis, Eli Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford)</i>			
SIRINGHE BD MICRO-FINE™			
23860	324826	Siringhe Micro-Fine BD 0,3 ml - 8 mm - 30G	conf. da 100 pz.
23861	324825	Siringhe Micro-Fine BD 0,5 ml - 8 mm - 30G	conf. da 100 pz.

SIRINGHE DA INSULINA



23805

La siringa residuo zero ha una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una migliore sterilità.

23802

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina. Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

Codice GIMA	SIRINGA DA INSULINA - AGO STACCABILE	Minimo vendita
23802	Siringa da Insulina 1ml - 25G - 0,5x16 mm	conf. da 100 pz.
SIRINGA DA INSULINA AGO FISSO		
23805	Siringa da Insulina 0,5ml - 30G - 0,3x8 mm	conf. da 100 pz.

AGHI PER PENNE DA INSULINA

Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, AR



STERILE EO

CE 0197

Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito. Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa. Apirogeni. Rimborsabili SSN.

Codice GIMA	AGHI PER PENNE DA INSULINA GIMA - UNIVERSALI	Minimo vendita
23840	Aghi per penne da insulina GIMA 4 mm - 32G	conf. da 100 pz.
23841	Aghi per penne da insulina GIMA 5 mm - 31G	conf. da 100 pz.
23842	Aghi per penne da insulina GIMA 6 mm - 31G	conf. da 100 pz.
23843	Aghi per penne da insulina GIMA 8 mm - 31G	conf. da 100 pz.
<i>Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato (Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford)</i>		